

· Conscious dentistry ·

VIDU

PROPHY PASTE

es · PASTA PROFILÁCTICA
it · PASTA PER PROFILASSI
fr · PÂTE DE PROPHYLAXIE
pt · PASTA PROFILÁCTICA
de · PROPHYLAXE-PASTEN

**"THE FUTURE
IS IN YOUR HANDS"**

VIDU
PROPHY PASTE

en

INSTRUCTIONS FOR USE

PROPHY PASTE VIDU is a universal polishing paste based on Pumice powder. Due to its high RDA value (Radioactive Dentin abrasion) of 237 it has brilliant polishing characteristics. PROPHY PASTE VIDU is applicable inside, as well as outside of the mouth. PROPHY PASTE VIDU does not contain fluoride, because fluoride can damage the bleaching effect.

INDICATIONS

- Cleaning before bleaching
- Professional polishing of teeth
- Polishing of plastics and precious metals
- Polishing of crowns and filling materials

APPLICATION

Open the box and remove the necessary quantity of paste. Close the box immediately. Apply a little quantity of paste on a brush or polishing cup. Do not mix with water. Apply the paste on tooth surfaces or on the materials you want to polish. Work low-speed if it is possible. After the polishing patients have to rinse out thoroughly with water. Clean polished materials with water.

CONTRA-INDICATIONS

Not for use on patients who are known to be allergic.

SIDE EFFECTS

So far no side effects are known. In case of eye contact, immediately rinse with plenty of water. If you experience any undesired effects, even in case of doubt, we ask for notification in every case, describing the concomitants and symptoms as detailed as possible. Processing instructions See under point "application".

WARNINGS/PRECAUTIONS

It is recommended for the patient and the dentist to carry an eye protector. Product use is only indicated for the indication ranges. In case of a preparation for tooth whitening (Bleaching) no paste should remain on the tooth surfaces. This can impair the bleaching effect.

STORAGE

Keep well locked at room temperature (or lower). If sedimentation should happen, or the paste will be drained, then that does not impair the effectiveness of the product.

PACKAGING

- REF:** VI98501 PROPHY PASTE VIDU cinnamon 1 x 160 g
REF: VI98502 PROPHY PASTE VIDU strawberry 1 x 160 g
REF: VI98503 PROPHY PASTE VIDU lemon 1 x 160 g

VIDU
PASTA PROFILACTICA

es

INSTRUCCIONES DE USO

PASTA PROFILACTICA VIDU es una pasta de pulir universal a base de polvo de piedra pómez. Gracias a su valor RDA (Radioactive Dentin Abrasion/Abrasión de la Dentina Radiactiva) de 237, presenta unas propiedades de pulido excepcionales. PASTA PROFILACTICA VIDU puede aplicarse tanto dentro como fuera de la cavidad bucal. PASTA PROFILACTICA VIDU no contiene flúor, ya que puede afectar a la acción blanqueadora.

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Limpieza antes del blanqueamiento dental
- Pulido profesional de los dientes
- Pulido de plásticos y metales nobles
- Pulido de coronas y material para Obturaciones

APLICACIÓN

Abrir el cierre del tarro y retirar la cantidad de pasta necesaria. Volver a cerrar inmediatamente. Aplicar un poco de pasta sobre un cepillo o copa de pulido. No mezclar con agua. Aplicar la pasta sobre la superficie del diente o del material a pulir. Trabajar a bajas revoluciones. Tras el pulido, el paciente deberá enjuagarse bien con agua. Limpiar los materiales pulidos con agua.

CONTRAINDICACIONES

No aplicar en pacientes con alergias identificadas.

EFFECTOS SECUNDARIOS

Por el momento no se conocen efectos secundarios. En caso de contacto con los ojos, enjuagar abundantemente. En caso de que quiera comunicarnos algún efecto secundario no deseado o en caso de duda, le rogamos que nos transmita una descripción lo más detallada posible de las circunstancias y síntomas. Modo de procesamiento Véase punto "Aplicación".

INDICACIONES

Se recomienda que tanto el paciente como el odontólogo utilicen gafas de protección. Utilizar el producto únicamente en para las indicaciones especificadas. En caso de tratamiento previo a un blanqueamiento dental, no deberá permanecer pasta en la superficie de los dientes, ya que podría afectar negativamente al efecto blanqueador.

ALMACENAMIENTO

Conservar bien cerrada y a temperatura ambiente (o inferior). En caso de sedimentación o de que la pasta se seque, esto no afecta a la efectividad del producto.

ENVASE

- REF:** VI98501 PASTA PROFILACTICA VIDU Canela 1 x 160 g
REF: VI98502 PASTA PROFILACTICA VIDU Fresa 1 x 160 g
REF: VI98503 PASTA PROFILACTICA VIDU Limón 1 x 160 g



**ECO
DESIGN**



**CLOSE
MANUFACTURE**



**RESPONSIBLE
CONSUMPTION**



**SMART
WASTE**



**ONLINE
DISTRIBUTION**

Dentared Odontology Services SL
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,
28108, Madrid, Spain
www.vidu.eco

dent a pham
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35, 25355 Barmstedt, Germany
MADE IN GERMANY

Contents: Pumice, Bentonite, Calcium Carbonate and Flavorings.
For professional dental use only. Store in a cool and dry place.



2021-REV-001

VIDU

PÂTE DE PROPHYLAXIE

NOTICE D'UTILISATION

PÂTE DE PROPHYLAXIE VIDU est une pâte à polir universelle à base de poudre de pierre ponce. Grâce à sa valeur élevée de RDA (Radioactive Dentin Abrasion) de 237, cette dernière dispose de propriétés de polissage exceptionnelles. P TE DE PROPHYLAXIE VIDU s'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cavité buccale. P TE DE PROPHYLAXIE VIDU ne contient pas de fluorure puisqu'il peut compromettre l'effet blanchissant.

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoyage avant le blanchiment des dents
- Polissage professionnel des dents
- Polissage de matières synthétiques et de métaux précieux
- Polissage de couronnes et de matériaux d'obturation

UTILISATION

Ouvrir le bouchon de la boîte et sortir la quantité de pâte nécessaire. Refermer immédiatement la boîte. Déposer un peu de pâte sur une brosse ou une cupule de polissage. Ne pas mélanger avec de l'eau. Appliquer la pâte sur la surface dentaire ou les matériaux à polir. Travailler au régime le plus bas possible. Une fois le polissage terminé, demander au patient de rincer avec de l'eau. Nettoyer les matériaux polis avec de l'eau.

CONTRE-INDICATION

Ne pas utiliser sur des patients souffrant d'allergie connue à l'un des composants. Effets secondaires Jusqu'à présent, aucun effet secondaire n'a été observé. Rincer à l'eau en cas de contact avec les yeux. Nous vous invitons à nous faire parvenir une description aussi précise que possible des circonstances si des effets secondaires Indésirables apparaissaient ou si vous avez des doutes. Consignes d'application Se reporter au paragraphe « Utilisation ».

INSTRUCTIONS

Il est recommandé au patient et au dentiste de porter des lunettes de protection.

PRODUIT RÉSERVÉ AUX DOMAINES

d'application spécifiés. Dans le cas d'un prétraitement pour un blanchiment des dents (Bleaching), toute la pâte doit être retirée de la surface dentaire car dans le cas contraire, l'effet blanchissant peut être corrompu.

CONSERVATION

Conserver à température ambiante (ou basse), dans la boîte bien fermée. En cas d'apparition de sédimentation, ou si la pâte se dessèche, l'efficacité du produit n'en est pas altérée pour autant.

CONDITIONNEMENTS

 [REF] V198501 PÂTE DE PROPHYLAXIE VIDU Cannelle 1 x 160 g

 [REF] V198502 PÂTE DE PROPHYLAXIE VIDU Fraise 1 x 160 g

 [REF] V198503 PÂTE DE PROPHYLAXIE VIDU Citron 1 x 160 g

VIDU

PASTA PER PROFILASSI

ISTRUZIONI PER L'USO

PASTA PER PROFILASSI VIDU è una pasta di lucidatura universale a base di polvere di pietra pomice. Grazie all'elevato valore RDA (Radioactive Dentin Abrasion) 237, presenta straordinarie caratteristiche di lucidatura. La pasta PASTA PER PROFILASSI VIDU può essere utilizzata sia all'interno sia all'esterno della cavità orale. La PASTA PER PROFILASSI VIDU non contiene fluoruri, in quanto che il fluoruro può compromettere l'effetto sbiancante.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Pulizia prima della sbiancatura dei denti
- Pulizia professionale dei denti
- Lucidatura della plastica e dei metalli nobili
- Lucidatura di corone e materiali di Riempimento

MODALITÀ D'USO

Aprire il coperchio della confezione e prelevare la quantità di pasta necessaria. Richiudere immediatamente la confezione. Applicare un po' di pasta sullo spazzolino o in un calice di pulizia. Non mescolare con l'acqua. Applicare il dentifricio sulla superficie di pulitura o sui materiali da lucidatura. Lavorare possibilmente a basso numero di giri. Dopo la lucidatura, il paziente deve sciacquare a fondo con l'acqua. Pulire i materiali lucidati con l'acqua.

CONTRAINDICAZIONI

Non utilizzare il prodotto nel caso dei pazienti con allergie note.

EFFETTI COLLATERALI

Non sono attualmente noti casi di effetti collaterali. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua. Qualora dovessero insorgere effetti collaterali non desiderati, anche in caso di dubbio, si invita a volere in ogni caso provvedere a una comunicazione, con l'indicazione più precisa dei sintomi e degli effetti collaterali. Modalità di elaborazione Veda punto "Applicazione".

AVVERTENZE

Si consiglia al paziente e al dentista di indossare occhiali di protezione.

Utilizzare il prodotto esclusivamente per i campi indicati. In caso di un pre-trattamento con il fine della sbiancatura dei denti (Bleaching), non devono rimanere residui di pasta sulla superficie dei denti, in quanto questo può compromettere l'effetto del bleaching.

CONSERVAZIONE

Conservare ben chiuso a temperatura ambiente (o inferiore). Nel caso in cui dovesse manifestarsi un processo di sedimentazione, o se dovesse seccarsi la pasta, questo non compromette la validità del prodotto.

IMBALLAGGIO

 [REF] V198501 PASTA PER PROFILASSI VIDU Cannella 1 x 160 g

 [REF] V198502 PASTA PER PROFILASSI VIDU Fragola 1 x 160 g

 [REF] V198503 PASTA PER PROFILASSI VIDU Limone 1 x 160 g

VIDU

PASTA PROFILÁCTICA

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PASTA PROFILÁCTICA VIDU é uma pasta de polimento universal à base de pó de pedra-pomes. Graças ao seu valor RDA (Radioactive Dentin Abrasion)/Abrasão da Dentina Radiactiva) de 237, possui excelentes propriedades de polimento. PASTA PROFILÁCTICA VIDU pode ser aplicada tanto dentro como fora da cavidade oral. PASTA PROFILÁCTICA VIDU não contém flúor, uma vez que pode afectar a acção branqueadora.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Limpeza antes do branqueamento dentário
- Polido profissional dos dentes
- Polido de plásticos e metais nobres
- Polido de coroas e material para Obturações

APLICAÇÃO

Abrir a tampa do frasco e remover a quantidade necessária de pasta. Fechar o frasco de novo imediatamente. Aplicar uma pequena quantidade de pasta sobre um pincel ou copo de polimento. Não misturar com água. Aplicar a pasta sobre a superfície do dente ou material a ser polido. Trabalhar a baixa velocidade. Após o polimento, o paciente deve enxaguar bem com água. Limpar os materiais polidos com água.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não utilizar em pacientes com alergias identificadas.

EFEITOS SECUNDÁRIOS

Neste momento, não se conhecem efeitos secundários. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente. Em caso de efeitos secundários indesejáveis ou em caso de dúvida, por favor dê-nos uma descrição tão detalhada quanto possível das circunstâncias e sintomas. Instruções de processamento Ver secção "Aplicação".

INDICAÇÕES

Recomenda-se que tanto o paciente como o dentista usem óculos de protecção. Utilizar o produto apenas para as indicações especificadas. Em caso de tratamento antes do branqueamento dentário, nenhuma pasta de dentes deve permanecer na superfície dos dentes, uma vez que isto pode afectar negativamente o efeito branqueador.

ARMAZENAMENTO

Armazenar bem fechado e à temperatura ambiente (ou abaixo). Em caso de sedimentação ou secagem da pasta, isto não afecta a eficácia do produto.

ENVASE

 [REF] V198501 PASTA PROFILÁCTICA VIDU Canela 1 x 160 g

 [REF] V198502 PASTA PROFILÁCTICA VIDU Fresa 1 x 160 g

 [REF] V198503 PASTA PROFILÁCTICA VIDU Limão 1 x 160 g

VIDU

PROPHYLAXE-PASTEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

PROPHYLAXE-PASTEN VIDU ist eine Universal-Polierpaste auf der Basis von Bimssteinpulver. Durch ihren hohen RDA-Wert (Radioactive Dentin Abrasion) von 237 verfügt sie über hervorragende Poliereigenschaften. PROPHYLAXE-PASTEN VIDU ist anwendbar innerhalb sowohl als auch außerhalb der Mundhöhle. PROPHYLAXE PASTEN VIDU enthält keine Fluoride, da Fluorid die Bleichwirkung beeinträchtigen kann.

ANWENDUNGSGBIETE

- Reinigung vor der Zahnaufhellung
- professionelle Politur von Zähnen
- Polieren von Kunststoffen und Edelmetallen
- Polieren von Kronen und Füllungsmaterialien

ANWENDUNG

Verschluss der Dose öffnen und die erforderliche Menge Paste entnehmen. Dose sofort wieder verschließen. Ein wenig Paste auf eine Bürste oder einen Polierkelch geben. Nicht mit Wasser mischen. Paste auf Zahnflächen oder zu polierenden Materialien applizieren. Möglichst nedertourig arbeiten. Nach der Politur, den Patienten gründlich mit Wasser ausspülen lassen. Polierte Materialien mit Wasser reinigen.

KONTRAINDIKATION

Bei Patienten mit bekannter Allergie nicht verwenden.

NEBENWIRKUNGEN

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen, auch in Zweifelsfällen, bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Siehe unter Punkt „Anwendung“.

HINWEISE

Dem Patienten und dem Zahnarzt wird empfohlen, eine Schutzbrille zu tragen. Produkt nur für die angegebenen Indikationsbereiche verwenden. Im Falle einer Vorbehandlung zu einer Zahnaufhellung (Bleaching) sollte keine Paste auf den Zahnflächen verbleiben, da dieses die Bleichwirkung beeinträchtigen kann.

LAGERUNG

Gut verschlossen bei Zimmertemperatur (oder niedriger) aufbewahren. Sollte eine Sedimentation auftreten, oder aber die Paste austrocknen, so beeinträchtigt dies nicht die Wirksamkeit des Produktes.

VERPACKUNG

 [REF] V198501 PROPHYLAXE-PASTEN VIDU Zimt 1 x 160 g

 [REF] V198502 PROPHYLAXE-PASTEN VIDU Erdbeere 1 x 160 g

 [REF] V198503 PROPHYLAXE-PASTEN VIDU Zitrone 1 x 160 g