

· Conscious dentistry ·

# VIDU

## FLUORIDE VARNISH

**en** · Fluoride varnish, water-based  
**es** · Barniz de fluoruro a base de agua  
**it** · Vernice de fluoruro a base d'acqua  
**fr** · Fluorure à base d'eau  
**pt** · Verniz de flúor, à base de água  
**de** · Fluoridlack auf wässriger basis

“THE FUTURE  
IS IN YOUR HANDS”

VIDU

en

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### Patient target group

Children and adolescents

#### Intended users

Dentist

#### Composition

Qualitative data:

Sodium fluoride, bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamine dihydrofluoride, aqueous methacrylate dispersion

Quantitative data:

Sodium fluoride, bis-(hydroxyethyl)-aminopropyl-N-hydroxyethyloctadecylamine dihydrofluoride 0.15 % calculated as pure fluoride

#### Intended purpose of the product

Fluoridation of the tooth enamel.

#### Indications

FLUORIDE VARNISH VIDU is a varnish for fluoridation of the tooth enamel and desensitisation of sensitive teeth.

#### Contraindications

Do not use in patients with a known allergy to methacrylates.

#### Performance characteristics of the product

After varnish formation (application of dispersion and dry blowing) on the enamel, the varnish softens and releases fluoride.

#### Specific precautions

None

#### Properties

FLUORIDE VARNISH VIDU is an air-drying dispersion that forms a well-adhering film on enamel and dentin. The adherent film softens when it comes into contact with saliva or water for a longer time. In the process, the fluorides contained in the polymer matrix can diffuse to the dentin or enamel surface and exert their effect there. Due to this behaviour, minimal amounts of fluoride are completely sufficient for optimal fluoridation. Once the varnish is completely soaked, the fluoride release is complete. The varnish matrix then detaches from the enamel or dentin surface.

#### Application

Clean surfaces to be treated and, if possible, dry them. Transfer FLUORIDE VARNISH VIDU drop by drop to the brush (it is not necessary to shake up the aqueous dispersion before removal) and touch surfaces thinly. Dry the dispersion carefully and extensively, preferably with warm air, until the polymer film has completely formed and is dry. Do not brush teeth for about 24 hours after treatment. When used correctly, the polymer layer will not come off until it is completely soaked and maximum fluoride release has occurred.

NOTE: The application aids included with the product (cannulas, disposable brushes, etc.) are only for single use on a single patient!

#### Duration of application

For caries prophylaxis, treatment should be carried out 2–3 times a year (or 3–4 times if there is an increased susceptibility to caries).

#### Warnings

#### Residual risks

The processing instructions and precautionary measures described in the instructions for use of the product must be observed in every instance. If, despite following these instructions, an adverse reaction occurs in the patient or other adverse events occur, please inform us in every case, describing the accompanying circumstances as precisely as possible.

#### Side effects

Undesirable side effects of this medical product are extremely rare, provided the product is processed and used properly. If you become aware of any adverse effects – even in doubtful cases – please inform us and describe the accompanying circumstances and symptoms as precisely as possible. We follow up on every indication.

No risks in the event of an overdose are known of.

#### Interactions

Interaction of the product with other medical devices, medicinal products or other substances is not known.

#### Storage

The Product should be stored between 0° C - 22°C.

#### Minimum shelf life

Do not use after the expiry date

#### Variants

**REF** V198452 1 x bottle with 10.0 ml liquid

**REF** V198454 1 x bottle with 10.0 ml liquid, Strawberry

#### Disposal

Dilute unused liquid with water and dispose of with household waste.

Cured residues can also be disposed of with household waste.

**All serious incidents related to the device shall be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.**

VIDU

es

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Grupo objetivo de pacientes

Niños y jóvenes

#### Usuarios previstos

Dentista

#### Composición

Datos cualitativos:

Fluoruro de sodio, dihidrofluoruro de bis (hidroxietil)-Aminopropil-N-Hidroxietil-Octadecilamina, dispersión acuosa de metacrilato

Datos cuantitativos:

Fluoruro de sodio, dihidrofluoruro de bis (hidroxietil)-Aminopropil-N-Hidroxietil-Octadecilamina 0,15 %, calculado como flúor puro

#### Finalidad del producto

Fluorización del esmalte dental.

#### Indicaciones

FLUORIDE VARNISH VIDU es un barniz para la fluorización del esmalte dental y la desensibilización de los dientes sensibles.

#### Contraindicaciones

No utilizar en pacientes con alergia conocida al metacrilato.

#### Características del producto

Tras la formación del barniz (aplicación de la dispersión y secado con aire) sobre el esmalte, el barniz se ablanda y libera flúor.

#### Medidas preventivas especiales

Ninguna

#### Propiedades

FLUORIDE VARNISH VIDU es una dispersión de secado por aire que forma una película bien adherente sobre la dentina y el esmalte dental. La película adherente se empapa al entrar en contacto con la saliva o con agua durante un periodo de tiempo más prolongado. En el proceso, los fluoruros contenidos en la matriz de polímero pueden difundirse sobre la superficie de la dentina o del esmalte y despegar en ellos su efecto. Debido a este comportamiento, se necesitan unas cantidades mínimas de flúor para una fluorización óptima. Cuando el barniz se haya empapado completamente, se habrá liberado todo el flúor. A continuación, la matriz de barniz se desprende de la superficie de la dentina o el esmalte.

#### Aplicación

Limpiar las superficies a tratar y, si fuera posible, secarlas. Aplicar FLUORIDE VARNISH VIDU gota a gota sobre un pincel (no es necesario agitar la dispersión acuosa antes) y tocar ligeramente las superficies. Secar la dispersión con cuidado, preferiblemente con aire caliente, hasta que la película polimérica se haya formado completamente y esté seca. Tras el tratamiento, no capillarse los dientes durante aprox. 24 horas. En caso de aplicación correcta, la capa de polímero solo se desprenderá cuando se haya empapado completamente y se haya liberado la cantidad máxima de flúor.

NOTA: Los instrumentos de aplicación pertenecientes al producto (cánulas, pinceles desechables, etc.) están destinados a un único uso en un único paciente!

#### Duración de la aplicación

Para la profilaxis de la caries, el tratamiento debería llevarse a cabo 2-3 veces al año, 3-4 veces en caso de mayor predisposición a caries.

#### Advertencias

#### Sobre riesgos residuales

Deben respetarse en todo caso las instrucciones de procesamiento y las medidas de precaución descritas en las instrucciones de uso pertenecientes al producto. Si se produce una reacción no deseada en el paciente u otros sucesos no deseados a pesar del cumplimiento de estas instrucciones, solicítanos en cualquier caso una notificación con una descripción lo más detallada posible de las circunstancias que la acompañan.

#### Reacciones adversas

Si se procesa y utiliza correctamente, los efectos secundarios de este producto son muy poco frecuentes. En caso de que quiera comunicarnos algún efecto secundario no deseado o en caso de duda, le rogamos que nos remita una descripción lo más detallada posible de las circunstancias y síntomas. Hacemos un seguimiento de todas las notificaciones.

No se conocen los riesgos en caso de sobredosis.

#### Interacciones

Se desconoce la interacción del producto con otros productos médicos, medicamentos u otras sustancias.

#### Almacenamiento

El producto debe almacenarse entre 0° C y 22°C.

#### Vida útil

No utilizar después de la fecha de caducidad

#### Variante

**REF** V198452 1 x Frasco con 10,0 ml de líquido

**REF** V198454 1 x Frasco con 10,0 ml de líquido, fresa

#### Eliminación

Diluir el líquido no utilizado en agua y eliminarlo con los residuos domésticos.

Del mismo modo, los restos solidificados pueden eliminarse junto con los residuos domésticos.

**Todos los incidentes graves relacionados con el producto se comunicarán al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o el paciente.**



ECO  
DESIGN



CLOSE  
MANUFACTURE



RESPONSIBLE  
CONSUMPTION



SMART  
WASTE



ONLINE  
DISTRIBUTION

dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH  
Schusterring 35,  
25355 Barmstedt, Germany  
MADE IN GERMANY

Dentared Odontology Services SL  
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,  
28108, Madrid, Spain  
www.vidu.eco



2025-REV-001

<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span>fr</span></div>	<div><span></span></div>

## MANUEL D’INSTRUCTION

**Groupe cible de patients**

Enfants et adolescents

**Utilisateurs prévus**

Dentistes

**Composition**

Données qualitatives :

Fluorure de sodium, dihydrofluorure de bis (hydroxyéthyl) amine propyl-N-hydroxyéthyl octadécylamine, dispersion aqueuse de méthacrylate

Données quantitatives :

Fluorure de sodium, dihydrofluorure de bis (hydroxyéthyl) amine propyl-N-hydroxyéthyl octadécylamine 0,15 % calculé en tant que fluorure pur

**Finalité du produit**

Fluoration de l’émail des dents.

**Indications**

FLUORIDE VARNISH VIDU est un vernis pour la fluoration de l’émail des dents et désensibilisation des dents sensibles.

**Contre-indications**

Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue aux méthacrylates.

**Caractéristiques du produit**

Une fois le vernis formé (application de la dispersion et séchage par soufflage) sur l’émail, le vernis ramollit et libère du fluor.

**Mesures de précaution particulières**

Aucune

**Propriétés**

FLUORIDE VARNISH VIDU est une dispersion séchant à l'air qui forme un film bien adhérent sur l’émail des dents et la dentine. Le film adhérent devient pâteux lorsqu’il entre en contact prolongé avec de la salive ou de l’eau. Les fluorures contenus dans la matrice polymère peuvent diffuser à la surface de la dentine ou de l’émail et y produire leur effet. En raison de ce comportement, des quantités minimales de fluorure sont tout à fait suffisantes pour une fluoration optimale. Si le vernis est complètement imbibé, la libération du fluorure est totale. La matrice de vernis se détache alors de la surface de l’émail ou de la dentine.

**Application**

Nettoyer les surfaces à traiter et, si possible, les laisser sécher. Transférer l’FLUORIDE VARNISH VIDU goutte à goutte sur un pinceau (il n’est pas nécessaire d’agiter la dispersion aqueuse avant de la retirer) et l’appliquer en fines couches sur les surfaces. Séchez soigneusement et abondamment la dispersion, de préférence à l'air chaud, jusqu’à ce que le film polymère se soit complètement formé et soit sec. Ne pas se brosser les dents pendant environ 24 heures après le traitement.

Lorsqu’elle est utilisée correctement, la couche de polymère ne se décollera que lorsqu’elle est complètement imbibée d’eau ou de salive et qu’un maximum de fluorure a été libéré.

REMARQUE : Les aides à l’application appartenant au produit (canules, pinceaux jetables, etc.) ne sont destinées qu’à un usage unique sur un seul patient!

**Mode d’application**

Pour prévenir la carie dentaire, le traitement doit être effectué 2 à 3 fois par an, et en cas de susceptibilité accrue aux caries, 3 à 4 fois.

**Avertissements et risques résiduels**

Les instructions de traitement et les mesures de précaution décrites dans le mode d’emploi correspondant au produit doivent être respectées dans tous les cas. Si, malgré le respect de ces instructions, une réaction indésirable se produit chez le patient ou si d’autres événements indésirables surviennent, veuillez nous en informer dans tous les cas, en décrivant les circonstances qui les accompagnent aussi précisément que possible.

**Effets secondaires**

Les effets secondaires indésirables de ce produit médical sont extrêmement rares lorsqu’il est utilisé et traité correctement. Si vous avez connaissance d’effets secondaires – même en cas de doute – veuillez nous contacter dans tous les cas, en décrivant les circonstances et les symptômes qui les accompagnent aussi précisément que possible. Nous donnons suite à chaque signalement. Aucun risque connu en cas de surdosage.

**Interactions**

Une interaction du produit avec d’autres dispositifs médicaux, médicaments ou autres substances n’est pas connue.

**Stockage**

Le produit doit être conservé entre 0° C et 22°C.

**Durée de conservation**

Ne pas utiliser après l’expiration de la date limite.

**Variantes**

[REF] V198452 1 x flacon avec 10,0 ml de liquide

[REF] V198454 1 x flacon avec 10,0 ml de liquide, fraise

**Élimination**

Diluer le liquide non utilisé avec de l’eau et éliminer avec les ordures ménagères. Les résidus durcis peuvent également être éliminés avec les ordures ménagères.

**Tous les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.**

<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span>it</span></div>	<div><span></span></div>

## ISTRUZIONI PER L'USO

**Gruppo target dei pazienti**

Bambini e giovani

**Utenti previsti**

Dentista

**Composizione**

Fluoruro di sodio, bis(diossiletil)-aminopropil-n-idrossiletil-ottadecilamina diidrodrofluoruro, dispersione acquosa di metacrilato

**Dati quantitativi:**

Fluoruro di sodio, bis(diossiletil)-aminopropil-n-idrossiletil-ottadecilamina diidrodrofluoruro 0,15% calcolato come fluoruro puro

**Destinazione d'uso del prodotto**

Fluorizzazione dello smalto.

**Indicazioni**

FLUORIDE VARNISH VIDU è una vernice per la fluorizzazione dello smalto e desensibilizzazione dei denti sensibili.

**Controindicazioni**

Non usare in pazienti con allergia nota ai metacrilati.

**Caratteristiche del prodotto**

Dopo la formazione della pellicola (applicazione della dispersione e soffiaggio a secco) sullo smalto, la vernice si ammorbidisce e rilascia fluoro.

**Precauzioni speciali**

Nessuna

**Proprietà**

FLUORIDE VARNISH VIDU è una dispersione che si asciuga all'aria e forma una pellicola aderente su smalto e dentina. La pellicola aderente si ammorbidisce quando entra in contatto con la saliva o l'acqua per un periodo di tempo prolungato. In tal modo i fluoruri contenuti nella matrice polimerica possono diffondersi sulla superficie della dentina o dello smalto esercitandovi la propria azione. Grazie a questo processo, anche quantità minime di fluoruro sono perfettamente sufficienti per una fluorizzazione ottimale. Quando la vernice è completamente ammorbidita, il rocesso di rilascio di fluoro è completo. A questo punto la matrice della vernice si stacca dalla superficie dello smalto o della dentina.

**Modalità di applicazione**

Pulire le superfici da trattare e, se possibile, asciugarle. Trasferire FLUORIDE VARNISH VIDU goccia a goccia sul pennello (non è necessario agitare la dispersione acquosa prima della rimozione) e applicarlo delicatamente sulle superfici. Asciugare la dispersione con cura e abbondantemente, preferibilmente con aria calda, fino a quando il film polimerico non si sia completamente formato e asciugato. Non lavare i denti per circa 24 ore dopo il trattamento. Se applicato correttamente, lo strato di polimero non si staccherà finché non sia completamente ammorbidito e non abbia raggiunto il massimo rilascio di fluoro.

AVVERTENZA: Gli strumenti applicativi acclusi al prodotto (applicatori, pennelli monouso ecc.) devono essere utilizzati una sola volta su un unico paziente!

**Durata dell'applicazione**

Per la profilassi della carie, il trattamento dovrebbe essere effettuato 2-3 volte all'anno o 3-4 volte in presenza di una maggiore suscettibilità alla carie.

**Avvertenze sui rischi residui**

Seguire sempre le istruzioni di lavorazione e le misure precauzionali descritte nelle istruzioni per l'uso accluse al prodotto. Qualora si verificasse una reazione indesiderata nel paziente o insorgessero altri eventi indesiderati nonostante l'osservanza di queste istruzioni, vi preghiamo di comunicarci ogni caso descrivendo le circostanze nel modo più preciso possibile.

**Effetti collaterali**

Se questo presidio medico è correttamente lavorato e utilizzato, gli effetti collaterali indesiderati sono estremamente rari. Qualora veniste a conoscenza di effetti collaterali indesiderati vi preghiamo di comunicarci ogni caso, inclusi quelli dubbi, descrivendo nel modo più preciso possibile le circostanze e i sintomi. Approfondiremo adeguatamente ogni segnalazione.

I rischi in caso di sovradosaggio non sono noti.

**Interazioni**

Non è nota un'interazione del prodotto con altri medicinali, farmaci o altre sostanze.

**Conservazione**

Il prodotto deve essere conservato tra 0° C e 22°C.

**Durata minima**

Non utilizzare oltre la data di scadenza.

**Varianti**

[REF] V198452 1 flacone da 10,0 ml di liquido

[REF] V198454 1 flacone con 10,0 ml di liquido, fragola

**Smaltimento**

Diluire il liquido inutilizzato con acqua e smaltirlo tra i rifiuti domestici.

Anche i residui solidificati possono essere smaltiti tra i rifiuti domestici.

**Qualsiasi incidente verificatosi in correlazione con il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui dimora l'utilizzatore e/o il paziente.**

<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span>pt</span></div>	<div><span></span></div>

## INSTRUÇÕES DE USO

**Grupo-alvo de doentes**

Crianças, e adolescentes

**Utilizadores previstos**

Dentista

**Composição**

Dados qualitativos:

Fluoreto de sódio, di-hidrofluoreto de bis-(hidroxietil)-aminopropil-N-hidroxietiloctadecilamina, dispersão aquosa de metacrilato

Dados quantitativos:

Fluoreto de sódio, bis-(hidroxietil)-aminopropil-N-hidroxietiloctadecilamina di-hidrofluoreto 0,15 % calculado como fluoreto puro

**Objetivo pretendido do produto**

Fluoretação do esmalte dentário.

**Indicações**

FLUORIDE VARNISH VIDU é um verniz para fluoretação do esmalte dentário e desensibilização de dentes sensíveis.

**Contra-indicações**

Não utilizar em doentes com alergia conhecida aos metacrilatos.

**Caraterísticas de desempenho do produto**

Após a formação do verniz (aplicação da dispersão e sopra seco) no esmalte, o verniz amolece e liberta fluór.

**Precauções específicas**

Nenhuma

**Propriedades**

FLUORIDE VARNISH VIDU é uma dispersão de secagem ao ar que forma uma película bem aderente no esmalte e na dentina. A película aderente amolece quando entra em contacto com a saliva ou com a água durante um período de tempo mais longo. Neste processo, os fluoretos contidos na matriz polimérica podem difundir-se para a superfície da dentina ou do esmalte e aí exercer o seu efeito. Devido a este comportamento, quantidades mínimas de fluór são completamente suficientes para uma fluoretação óptima. Quando o verniz está completamente embebido, a libertação de fluór está completa. A matriz do verniz desprende-se então da superfície do esmalte ou da dentina.

**Aplicação**

Limpar as superfícies a tratar e, se possível, secá-las. Transferir o FLUORIDE VARNISH VIDU, gota a gota, para o pincel (não é necessário agitar a dispersão aquosa antes da remoção) e tocar as superfícies com uma camada fina. Secar a dispersão cuidadosa e extensivamente, de preferência com ar quente, até que a película de polímero se tenha formado completamente e esteja seca. Não escovar os dentes durante cerca de 24 horas após o tratamento. Quando utilizada corretamente, a camada de polímero não se soltará até estar completamente embebida e ter ocorrido a máxima libertação de fluór.

NOTA: Os auxiliares de aplicação incluídos no produto (cánulas, escovas descartáveis, etc.) destinam-se apenas a uma única utilização num único paciente!

**Duração da aplicação**

Para a profilaxia da cárie, o tratamento deve ser efectuado 2-3 vezes por ano (ou 3-4 vezes se houver uma maior suscetibilidade à cárie).

**Advertências**

**Riscos residuais**

As instruções de tratamento e as medidas de precaução descritas nas instruções de utilização do produto devem ser respeitadas em todos os casos. Se, apesar do cumprimento destas instruções, ocorrer uma reação adversa no doente ou se ocorrerem outros acontecimentos adversos, informe-nos sempre, descrevendo as circunstâncias acompanhantes da forma mais precisa possível.

**Efeitos secundários**

Os efeitos secundários indesejáveis deste produto médico são extremamente raros, desde que o produto seja processado e utilizado corretamente. Se tiver conhecimento de quaisquer efeitos adversos - mesmo em casos duvidosos - informe-nos e descreva as circunstâncias e os sintomas que o acompanham da forma mais exacta possível. Damos seguimento a todas as indicações.

Não são conhecidos riscos em caso de sobredosagem.

**Interações**

Não é conhecida a interação do produto com outros dispositivos médicos, medicamentos ou outras substâncias.

**Armazenamento**

O produto deve ser armazenado entre 0° C - 22°C.

**Prazo de validade mínimo**

Não utilizar após o prazo de validade

**Variantes**

[REF] V198452 1 x frasco com 10,0 ml de líquido

[REF] V198454 1 x frasco com 10,0 ml de líquido, Morango

**Eliminação**

Diluir o líquido não utilizado com água e eliminar com o lixo doméstico.

Os resíduos curados também podem ser eliminados com o lixo doméstico.

**Todos os incidentes graves relacionados com o dispositivo devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente está estabelecido.**

<div><span><span></span></span></div>	<div><span><span></span></span></div>
<div><span>de</span></div>	<div><span></span></div>

## GBRAUCHSANWEISUNG

**Patientenzielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Vorgesehener Anwender**

Zahnarzt

**Zusammensetzung**

Qualitative Angaben:

Natriumfluorid, Bis-(hydroxyethyl)-aminpropyl-N-hydroxyethyl-octadecylamin-di-hydrofluorid, wässrige Methacrylat-Dispersion

Quantitative Angaben:

Natriumfluorid, Bis-(hydroxyethyl)-aminpropyl-N-hydroxyethyl-octadecylamin-di-hydrofluorid 0,15 % berechnet als reines Fluorid

**Zweckbestimmung des Produkts**

Fluoridierung des Zahnschmelzes.

**Indikationen**

FLUORIDE VARNISH VIDU ist ein Lack zur Fluoridierung des Zahnschmelzes und Desensibilisierung empfindlicher Zähne.

**Kontraindikationen**

Bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Methacrylate nicht anwenden.

**Leistungsmerkmale des Produkts**

Nach der Lackbildung (auftragen der Dispersion und Trockenblasen) auf dem Zahnschmelz erweicht der Lack und gibt Fluorid ab.

**Spezielle Vorsorgemaßnahmen**

Keine

**Eigenschaften**

FLUORIDE VARNISH VIDU ist eine an der Luft trocknende Dispersion, die einen gut haftenden Film auf Zahnschmelz und Dentin bildet. Der anhaftende Film durchweicht, wenn er mit Speichel oder Wasser längere Zeit in Kontakt kommt. Dabei können die in der Polymermatrix enthaltenen Fluoride zur Dentin- oder Schmelzoberfläche diffundieren und dort ihre Wirkung entfalten. Aufgrund dieses Verhaltens sind minimale Fluoridmengen für eine optimale Fluoridierung völlig ausreichend. Ist der Lack völlig durchweicht, ist die Fluoridabgabe abgeschlossen. Die Lackmatrix löst sich danach von der Schmelz- oder Dentinoberfläche.

**Anwendung**

Zu behandelnde Flächen reinigen und, wenn möglich, trockenlegen. FLUORIDE VARNISH VIDU tropfenweise auf Pinsel übertragen (ein Aufschütten der wässrigen Dispersion vor der Entnahme ist nicht erforderlich) und Flächen dünn touchieren. Die Dispersion vorsichtig und ausgiebig, am besten mit warmer Luft, trocknen, bis sich der Polymerfilm vollständig ausgebildet hat und trocken ist. Nach der Behandlung etwa 24 Stunden Zähne nicht bürsten. Bei richtiger Anwendung löst sich die Polymerschicht erst ab, wenn sie vollständig durchweicht und eine maximale Fluoridabgabe erfolgt ist.

HINWEIS: Die zu dem Produkt gehörenden Applikationshilfen (Kanülen, Einmal-pinsel etc.) sind nur zur einmaligen Verwendung an einem einzigen Patienten bestimmt!

**Dauer der Anwendung**

Zur Kariesprophylaxe sollte die Behandlung 2 - 3 mal jährlich erfolgen, bei erhöhter Kariesanfälligkeit 3 - 4 mal.

**Warnhinweise**

**Restrisiken**

Die in der zum Produkt gehörenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verarbeitungshinweise sowie Vorsichtsmaßnahmen sind in jedem Fall zu beachten. Sollte es trotz Einhaltung dieser Hinweise zu einer unerwünschten Reaktion beim Patienten kommen oder sonstige unerwünschte Vorkommnisse eintreten, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände.

**Nebenwirkungen**

Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei sachgerechter Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen - auch in Zweifelsfällen - bekannt werden, bitten wir in jedem Fall um Mitteilung unter möglichst genauer Beschreibung der Begleitumstände und Symptome. Wir gehen jedem Hinweis nach. Risiken bei einer Überdosierung sind nicht bekannt.

**Wechselwirkungen**

Eine Wechselwirkung des Produktes mit anderen Medizinprodukten,

Arzneimitteln oder sonstigen Stoffen ist nicht bekannt.

**Lagerung**

Das Produkt sollte zwischen 0°C - 22°C gelagert werden.

**Mindesthaltbarkeit**

Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

**Varianten**

[REF] V198452 1 x Flasche mit 10,0 ml Flüssigkeit

[REF] V198454 1 x Flasche mit 10,0 ml Flüssigkeit, Erdbeere

**Entsorgung**

Nicht verwendete Flüssigkeit mit Wasser verdünnen und dem Hausmüll zuführen. Ebenfalls können ausgehärtete Reste dem Hausaltsmüll zugeführt werden.

**Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.**