

EXAlence™ 370VINYL POLYETHER SILICONE (VPES™) IMPRESSION MATERIAL
Für use only by a dental professional in the recommended indications.

Viscosity	Setting	Type of Mixing Tip
MEDIUM BODY (MONOPHASE)	Regular & Fast Set	Dynamic Mixing Tip (yellow)
HEAVY BODY	Regular & Fast Set	Dynamic Mixing Tip (yellow)

RECOMMENDED INDICATIONS and Impression techniques

Indication	Impression Technique	Tray Type	Recommended Viscosities
	Single mix single impression		Medium Body
Impression for facetas, inlays, onlays, crown or bridge	Double mix single impression	Stock or Custom Tray	Heavy Body or Medium Body + (Extra) Light Body
	Double mix double impression (Putty-wash impression)		Putty or Heavy Body + Medium Body or (Extra) Light Body
	Triple tray technique	Triple Function Tray	Heavy Body (Rigid) + (Extra) Light Body
Impression for partial denture	Single mix single impression	Custom Tray	Medium Body
Impression for full denture	Single mix single impression	Custom Tray	Medium Body or Light Body

CONTRAINDICATIONS

Avoid use of this product in patients with silicon silicons and flavoring allergies.

PHYSICAL PROPERTIES (Average)

Test conditions: Temperature (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relative humidity (50 ± 5%)

	Medium Body (Monophase) (Type 2: Medium Consistency)	Heavy Body (Type 1: High Consistency)
Total working time (minutes)	Regular: 2 min. Fast: 1 min.	Regular: 2 min. Fast: 1 min.
Minimum time in mouth (minutes)	Regular: 3 min. Fast: 1.5 min.	Regular: 3 min. Fast: 1.5 min.
Recovery from Deformation (%)	Regular: 98.4% Fast: 97.0%	Regular: 98.1% Fast: 98.1%
Maximum strain in compression (%)	Regular: 2.9% Fast: 3.4%	Regular: 3.0% Fast: 3.2%
Linear dimensional change (%)	± - .10 %	± - .10 %
Detail reproduction	20µm	50µm
Compatibility with gypsum	20µm	50µm

PRECAUTIONS

When extracting EXAlence, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials. These may delay or prevent setting; catalyst for condensation silicone impression materials; polysulfide impression materials; eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylates, glycerol, spray-type or oil-remint-type topical surface anesthesia (e.g. lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE**CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING**

NOTE: The cartridges are heavy and dropping may result in damage to the cartridges rendering it unusable. The cartridge and mixing tip provided are compatible with a dynamic mixer. Also refer to the manufacturer's instructions.

- Hold and support the cartridge with the extrusion nozzle's facing upwards.
- Grasp the tab on the cap and bend in an upward 90° direction. Do not place excessive stress on the tab.
- While holding the cartridge securely, grasp the tab with thumb and forefinger and remove the cap from the cartridge.
- Insert the cartridge into the mixer according to the manufacturer's instructions.
- Start the mixer according to the manufacturer's instructions. Blend a small amount of material from the two nozzles of cartridge prior to each use. Wipe off the extruded material in a vertical direction to avoid cross contamination of the nozzle.
- Install a supplied mixing tip on the extrusion nozzle following the manufacturer's instructions. **NOTE:** Do not use other mixing tips. They will not fit properly and can cause material to leak from the nozzle.
- If the mixing tip does not seat easily, be sure the internal central hex of the mixing tip is properly aligned with the drive shaft of the mixer.
- Once the mixing tip is properly placed, place nozzle locking ring over the mixing tip and turn it 1/4 turn clockwise until ring is locked in place.

IMPRESSION STEP

- NOTE: Prior to use, leave the material to stand at room temperature. Cooled or refrigerated material may delay setting.
- Make sure the preparation is dry and free of debris during impression taking.
 - Block out undercuts to aid impression removal.
 - Apply a tray adhesive (GC Universal VPS Adhesive, etc.) onto the tray and leave to dry. Read manufacturer's instructions for use.
 - Press the button and dispense the mixed base and catalyst into an intraoral syringe (Monophase type only) or suitable tray.
 - Immediately after dispensing, move the plungers of the machine off the cartridge to prevent continued pressure on the material and extrusion of excess material from the tip.
 - Inject the wash material onto the prepared teeth and completely cover the preparation. Blasting with air is not necessary. EXAlence's hydrophilic property enables better self-wetting, allowing an excellent adaptation to the tooth.

- Note:** In case of using the double mix double impression or Putty-wash technique, make sure the preliminary impression is cleaned and thoroughly dried prior to taking the final impression. Set the loaded tray in the mouth. See above table for recommended working times.
- Wait for the material to set. See above table for recommended intra oral setting times.
 - EXAlence has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature. Therefore to determine setting, examine material in the mouth using a material on bench will yield a false result. Material at room temperature will not set within acceptable time.
 - Higher temperatures shorten working time and lower temperatures increase working time.
 - Remove impression and rinse under running tap water.

DISINFECTION

The impression can be disinfected with a glutaraldehyde solution or other appropriate disinfectants. Refer to the respective manufacturer's instructions for use.

MODEL FABRICATION

- After the impression is rinsed with water, wait for 60 minutes before pouring a model.
- Pour a model within 14 days after impression taking. EXAlence is compatible with type III and type IV stone (GC Fuji ROCK™ EP) and can be silver or copper plated.

CAUTION

- Avoid contact of base, catalyst, mixed material or adhesive with eyes. In case of contact, immediately flush with generous amount of water and seek medical attention.
- Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.
- Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.
- In rare cases, the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature (59° - 77°F; 15° - 25°C). Avoid direct sunlight.

PACKAGES

- | | |
|--|---|
| 1. EXAlence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE)
Regular and Fast Set
511g (370ml) x 1 cartridge
Mixing tip for 370ml Cartridge (yellow) x 10 pieces | 4. EXAlence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) REFILL
Regular and Fast Set
511g (370ml) x 2 cartridges
1 Locking Ring (U.S./Canada only) |
| 1 Locking ring
584g (370ml) x 1 cartridge
Mixing tip for 370ml Cartridge (yellow) x 10 pieces
1 Locking ring | 5. EXAlence 370 HEAVY BODY
Clinic Pack
Regular and Fast Set
584g (370ml) x 6 cartridges
1 Locking ring (U.S./Canada only) |
| 3. EXAlence 370 HEAVY BODY REFILL
Regular and Fast Set
584g (370ml) x 2 cartridges
1 Locking Ring (U.S./Canada only) | 6. EXAlence 370 MEDIUM BODY (Monophase) Clinic Pack
Regular and Fast Set
511g (370ml) x 6 cartridges
1 Locking Ring (U.S./Canada only) |
| | 7. Dynamic Mixing Tip (Yellow)
50 pieces |
| | 8. Bayonet Locking Ring 5 pieces |
| | 9. Universal VPS Adhesive
1 bottle (7mL) |

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gcorp.com> or for The Americas: <http://www.gametrica.com>. They can also be obtained from your supplier.

CLEANING AND DISINFECTING
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: To avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.
DO NOT IMMERGE: Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to regional/national guidelines.

UNDESIRED EFFECTS - REPORTING:
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en as well as to our internal vigilance system: vigilance@gc.dental. In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 01/2020

EXAlence™ 370VINYL POLYETHER SILIKON (VPES™) ABFORMMATERIAL
Für use only by a dental professional in the recommended indications to verwenden

Viskosität	Abbindeform	Mixing Tip Typ
MEDIUM BODY (MONOPHASE)	Regular & Fast Set	Dynamischer Mixing Tip (gelb)
HEAVY BODY	Regular & Fast Set	Dynamischer Mixing Tip (gelb)

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE UND Abformtechniken

Indikation	Abformtechnik	Löffeltyp	Empfohlene Viskositäten
	Einfachmisch-Einfachabformung		Medium Body
Abformung für Facetten, Inlays, Onlays, Kronen und Brücken	Doppelmisch-Einfachabformung	Standard oder individueller Abformlöflöffel	Heavy Body oder Medium Body + (Extra) Light Body
	Doppelmisch-Doppelabformung (Putty - Wash-Abformung)		Putty oder Heavy Body + Medium Body oder (Extra) Light Body
	Dreifachtechnik	Triple Function Löffel	Heavy Body (fest) + (Extra) Light Body
Abformung für für partielle Prothesen	Einfachmisch-Einfachabformung	individuelle Abformlöflöffel	Medium Body
Abformung für für partielle Prothesen	Einfachmisch-Einfachabformung	individuelle Abformlöflöffel	Medium Body oder Light Body

Contraindicationen

Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Silikon- und Aromaallergien.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (DURCHSCHNITTSWERTE)

Testbedingungen: Temperatur (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Relative Luftfeuchtigkeit (50 ± 5%)

	Medium Body (Monophase) (Typ 2: mittlere Viskosität)	Heavy Body (Typ 1: hohe Viskosität)
Absolute Verarbeitungszeit (Minuten)	Regular: 2 min. Fast: 1 min.	Regular: 2 min. Fast: 1 min.
Mindestverweildauer im Mund (Minuten)	Regular: 3 min. Fast: 1.5 min.	Regular: 3 min. Fast: 1.5 min.
Rückstellwert(%)	Regular: 98.4% Fast: 97.0%	Regular: 98.1% Fast: 98.1%
Maximale Druckspannung	Regular: 2.9% Fast: 3.4%	Regular: 3.0% Fast: 3.2%
Lineare Dimensionsänderung (%)	± - .10 %	± - .10 %
Detailgenauigkeit	20µm	50µm
Kompatibilität mit Gips	20µm	50µm

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei der Entnahme von EXAlence sollte darauf geachtet werden, den Kontakt mit folgenden Materialien zu vermeiden, da die Vermischung mit diesen Materialien die Abbindefähigkeit verringern oder gar verhindern könnte: Katalysator für Kondensations-Silikon-Abformmaterialien, Polysulfid-Abformmaterialien, eugenolhaltige Materialien, Schwefel, Latex, Öl, Acrylate, Glycerol und oberflächliche Anästhetika in Spray- oder Salbenform (z.B. Lidocain).

GEBRAUCHSANLEITUNG

- KARTUSCH FÜLLEN UND DOSIEREN**
HINWEIS: Die Kartuschen sind schwer ein Herunterfallen kann die Kartuschen beschädigen und somit unbrauchbar machen. Die Kartusche sowie die mitgelieferte Mischdüse sind mit dynamischen Mischgeräten kompatibel.
- Siehe auch die Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie die Kartusche mit den Dosierdüsen nach oben.
 - Nehmen Sie die Air Deckel befindliche Lasche in die Hand und biegen Sie diese um 90° nach oben. Die Düse ist dabei keinen zu starken Druck auf die Lasche aus.
 - Halten Sie die Kartusche fest, packen Sie die Lasche mit Daumen und Zeigefinger und entfernen Sie den Deckel der Kartusche.
 - Führen Sie die Kartusche gemäß Herstelleranweisungen in das Mischgerät ein.
 - Schalten Sie das Mischgerät gemäß den Anweisungen des Herstellers ein. Entnehmen Sie vor der Verwendung eine geringe Materialmenge aus den beiden Düsen der Kartusche. Streifen Sie das ausgedrückte Material in vertikaler Richtung von den Düsen ab, um eine gegenseitige Verunreinigung der Düsen zu vermeiden.
 - Belegen Sie die mitgelieferte Mischdüse auf die Düsen der Kartusche; beachten Sie dabei die Anweisungen des Herstellers.
 - HINWEIS:** Verwenden Sie keine anderen Mischdüsen. Diese passen nicht und können zu unerwünschten Materialausstritt an den Düsen der Kartusche führen.
 - Wenn die Mischdüse nicht leicht einsetzen lässt, prüfen Sie, ob das Innengewinde der Mischdüse zur Antriebswelle des Mischgeräts korrekt ausgerichtet ist, und drehen Sie diesen um eine Viertelwindung nach rechts, bis der Ring einrastet.

ABFORMUNG ERSTELLEN

- Hinweis:** Legen Sie das Material vor der Verwendung eine Zeit lang bei Zimmertemperatur. Kaltes oder gekühltes Material kann das Aushärten verzögern.
- Stellen Sie sicher, dass die Präparation beim Erstellen der Abformung trocken und frei von Fremdkörpern ist.
 - Sorgen Sie für Ausspannungen, um die Abformung leichter entfernen zu können.
 - Tragen Sie ein entsprechendes Adhäsiv (z. B. GC Universal VPS Adhesive) auf den Abformlöflöffel auf und lassen Sie das Material trocknen. Gebrauchsanweisungen des Herstellers bitte sorgfältig lesen.
 - Drücken Sie auf den Knopf und dosieren Sie die Mischung in eine intraorale Spritze (nur Monophase Typ) oder auf einen entsprechenden Abformlöflöffel.
 - Entfernen Sie sofort nach dem Dosieren die Mischspritzenköpfe von der Kartusche, um den Druck auf die Kartusche zu unterbrechen und kein überflüssiges Material zu dosieren.
 - Entfernen Sie das Material auf der präparierten Zähne und bedecken Sie die ganze Präparation vollständig. Ein Druckluftstrahl ist nicht erforderlich. Die hydrophile Eigenschaft von EXAlence ermöglicht eine exzellente Anpassung an die Zahnoberflächen.
 - Falls eine Putty-Wash-Mischtechnik oder Putty-Wash-Technik muss eingesetzt werden, sollte die erste Abformung gründlich abgesaugt und getrocknet wird, bevor die endgültige Abformung hergestellt wird.
 - Geben Sie den vorbereiteten Löffel in den Mund. Siehe Tabelle weiter oben für empfohlene Verarbeitungszeiten.
 - Warten Sie, bis das Material abtrocknet. Siehe Tabelle weiter oben für die empfohlenen Anzeiten.
 - EXAlence besteht aus einer einzigartigen chemischen Zusammensetzung, die eine schnellere Polymerisation in der Mundhöhle im Vergleich zur Raumtemperatur ermöglicht. Bitte vermeiden Sie die Materialpolymerisation in der Mundhöhle, indem Sie das Material mit Wasser ausspülen und medizische Hilfe aufsuchen.
 - Materiale sind sehr schwer von der Bekleidung zu entfernen.
 - Stets Schutzkleidung (PSA wie Handschuhe, Mundschutze und Schutzbrille tragen, etc.) an. In seltenen Fällen kann das Produkt Sensibilisierungen auslösen. Wenn entsprechende Reaktionen auftreten, sollte das Produkt nicht weiter verwendet und ein Arzt aufgesucht werden.

DISINFECTION

L'empreinte peut être désinfectée avec une solution de glutaraldéhyde ou tout autre désinfectant approprié. Se référer aux instructions du fabricant.

REALISATION DU MODELLE

- Une fois l'empreinte rincée à l'eau, attendez 60 minutes avant de couler le modèle.
- Coulez le modèle dans les 14 jours qui suivent la prise d'empreinte. EXAlence est compatible avec les plâtres de type III et IV (GC Fuji ROCK™ EP) et peut être métallisé (galvanoplastie) en argent ou en cuivre.

PRECAUTIONS

- Evitez tout contact de la base, du catalyseur, du matériau mélangé et de l'adhésif avec les yeux. En cas de contact, rincez généreusement à l'eau et consultez un médecin.
- Evitez de mettre du matériel sur les vêtements car il est difficile de retirer.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
- Dans de rares cas, ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conservez à température ambiante (59° - 77°F; 15° - 25°C). Évitez l'exposition directe au soleil.

CONDITIONNEMENT

- | | |
|--|--|
| 1. EXAlence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Prise normale et rapide (Regular and Fast) | 1 système de verrouillage (U.S./Canada only) |
| 1 cartouche 511g (370ml) | 5. EXAlence 370 HEAVY BODY Coffret (Regular & Fast) |
| 1 cartouche (jaune) de 370ml | 6 cartouches de 584g (370ml) |
| 1 système de verrouillage | 1 système de verrouillage (U.S./Canada only) |
| 2. EXAlence 370 HEAVY BODY Prise normale et rapide (Regular and Fast) | 6. EXAlence 370 MEDIUM BODY (Monophase) Coffret "Clinic" |
| 1 cartouche 584g (370ml) | 10 embouts de mélange pour la cartouche (jaune) de 370ml |
| 10 embouts de mélange pour la cartouche (jaune) de 370ml | 1 système de verrouillage |
| 1 système de verrouillage | 3. EXAlence 370 RECHARGE HEAVY BODY |
| 3. EXAlence 370 RECHARGE HEAVY BODY | Prise Normale et Rapide |
| 2 cartouches de 584g (370ml) | 1 système de verrouillage (U.S./Canada only) |
| 1 système de verrouillage (U.S./Canada only) | 8. Anneau de verrouillage "ballonnette" |
| 4. EXAlence 370 RECHARGE MEDIUM BODY (MONOPHASE) | 5 pièces |
| Prise Normale et Rapide | 9. Adhésif universel VPS Adhesive |
| 2 cartouches de 511g (370ml) | 1 flacon (7mL) |

Certains produits mentionnés dans le présent mode d'emploi peuvent être classés comme dangereux selon le GHS. Familiarisez-vous avec les fiches de données de sécurité disponibles sur: <http://www.gcorp.com> ou pour l'Amérique: <http://www.gametrica.com>. Elles peuvent également être obtenues auprès de votre fournisseur.

NETTOYAGE ET DISINFECTION

Systèmes de distribution multi-usages: pour éviter toute contamination croisée entre les patients, ce dispositif nécessite une désinfection de niveau intermédiaire. Immédiatement après utilisation, inspecter le dispositif et l'étiquette. Leter le dispositif si tel est endommagé.

NE PAS IMMÉRGER: Nettoyer soigneusement le dispositif pour prévenir l'assèchement et l'accumulation de contaminants. Désinfecter avec un produit de contrôle de l'infection de niveau intermédiaire selon les directives régionales / nationales.

DECLARATION D'EFFETS INDÉSIRABLES: Si vous avez connaissance d'effets indésirables, de réactions ou d'événements de ce type résultant de l'utilisation de ce produit, y compris ceux non mentionnés dans cette notice, veuillez les signaler directement via le système de vigilance approprié, en sélectionnant l'autorité compétente de votre pays accessible via le lien suivant: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en ainsi qu'à notre système de vigilance interne: vigilance@gc.dental. Vous contribuerez ainsi à améliorer la sécurité de ce produit.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein. Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die auf folgendem Link erhältlich sind: <http://www.gcorp.com>. In Amerika gilt folgender Link: <http://www.gametrica.com>. Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

REINIGUNG UND DISINFEKTION

VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abrührung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung Material entsorgen.

NEALS TAUCHDESINFIZIEREN: Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Desinfizieren Sie es in einem für Ihr Land zugelassenen und registrierten (mid-level registered) Desinfektionsmittel.

MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORFÄLLE: Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte unserem internen Meldesystem an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en finden, sowie unsere interne Meldestelle vigilance@gc.dental.

Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produktes zu verbessern.

Zuletzt aktualisiert: 01/2020

EXAlence™ 370MATERIAU D'EMPREINTE VINYL POLYETHER SILICONE (VPES™)
Utilisation uniquement par un professionnel de l'Art dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

Viscosité	Prise	Type d'embout de mélange
MEDIUM BODY (MONOPHASE)	Regular & Rapide	Embout de mélange dynamique (jaune)
HEAVY BODY	Prise Normale et rapide	Embout de mélange dynamique (jaune)

INDICATIONS RECOMMANDÉES et techniques d'empreinte

Indication	Technique d'empreinte	Type de porte-empreinte	Viscosités recommandées
	Une étape, une viscosité		Medium Body (Monophase)
Empreinte pour facettes, inlay, onlays, couronne et bridge	Double mélange : une empreinte, deux viscosités	Normal ou individuel	Heavy Body ou Medium Body + (Extra) Light Body
	Deux étapes, deux viscosités ou wash technique		Putty ou Heavy Body + Medium Body ou (Extra) Light Body
	Triple tray technique	Porte empreinte triple fonction	Heavy Body (Rigide) + (Extra) Light Body
Empreinte d'arcade partielle	Une étape, une viscosité	Individuel	Medium Body
Empreinte d'arcade complète	Une étape, une viscosité	Individuel	Medium Body ou Light Body

CONTRE-INDICATIONS

Éviter d'utiliser ce produit chez les patients souffrant d'allergies connues au silicose et aux arômes.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (Valeurs Moyennes)

Conditions des tests : Température (74°F/23°C ± 4°F/2°C) Humidité Relative (50 ± 5%)

	Medium Body (Monophase) (Type 2: Viscosité moyenne)	Heavy Body (Type 1: Viscosité élevée)
Temps de travail total (minutes)	Regular: 2 min. Fast: 1 min.	Regular: 2 min. Fast: 1 min.
Temps minimum en bouche (minutes)	Regular: 3 min. Fast: 1.5 min.	Regular: 3 min. Fast: 1.5 min.
Mémoire élastique (%)	Regular: 98.4% Fast: 97.0%	Regular: 98.1% Fast: 98.1%
Déformation permanente (%)	Regular: 2.9% Fast: 3.4%	Regular: 3.0% Fast: 3.2%
Stabilité dimensionnelle linéaire (%)	± - .10 %	± - .10 %
Reproduction détail	20µm	50µm
Compatibilité avec le plâtre	20µm	50µm

PRECAUTIONS

Lors de l'extraction d'EXAlence, prenez soin d'éviter tout mélange ou contact avec la prise catalytique pour matériaux tels qu'ils pourraient interférer ou altérer la prise; catalyseur des matériaux d'empreinte paracondensation, matériaux d'empreinte polysulfidés, eugenol, sulfure, latex, huile, acrylates, glycérol, anesthésique superficiel par use topique type spray ou liquide (ad exemple lidocaine).

MODE D'EMPLOI

- CHARGEMENT ET UTILISATION DE LA CARTOUCHE**
NOTE: Les cartouches sont lourdes et leur chute peut endommager et les rendre inutilisables. La cartouche et les embouts de mélange sont compatibles avec un appareil de mélange.
- Consulter les instructions du fabricant.
- Tenez et soutenez la cartouche avec les orifices d'extraction face vers le haut
 - Saisissez le capuchon et tournez de 90° vers le haut. Ne laissez pas la cartouche tomber.
 - Tout en tenant solidement la cartouche, saisissez avec le pouce et l'index et retirez le capuchon de la cartouche.
 - Insérer la cartouche dans le mélangeur selon les instructions du fabricant.
 - Commencez le mélange selon les instructions du fabricant. Prenez une petite quantité de matériau des deux orifices de la cartouche avant chaque utilisation. Essayez le matériau extrait de faible volume pour éviter tout risque de contamination croisée.
 - Placez l'embout mélangeur fourni sur les orifices de la cartouche en suivant les instructions.
- NOTE:** Ne pas utiliser un autre embout de mélange. Ils pourraient ne pas s'ajuster correctement et entraîner la fuite de matériau.
- Si l'embout de mélange ne s'adapte pas facilement, assurez-vous que son axe est correctement aligné avec celui de l'arbre moteur du mélangeur.
 - Une fois que l'embout de mélange est correctement placé, placez l'anneau de verrouillage sur l'embout de mélange et tournez 1/4 de tour sans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'anneau de verrouillage soit en place.

PRISE D'EMPREINTE

- NOTE:** Avant toute utilisation, laissez le matériau à température ambiante. Un matériau trop froid ou réfrigéré peut différer la prise.
- Assurez-vous que la préparation est sèche et propre avant la prise d'empreinte
 - Accortez la préparation pour faciliter le remplissage et l'empilage
 - Appliquez un adhésif dans le porte-empreinte et laissez sécher (GC Universal VPS Adhesive, etc.) Lire les instructions du fabricant.
 - Pressez le bouton et obtenez le mélange base/catalyseur dans une syringe intraorale (solo type monophase) ou un portaitraimonta adapté.
 - Aussitôt après distribution, retirez les pistons de la machine de la cartouche pour éviter une pression continue et l'extrusion de matière.
 - Injectez le matériau de rebasage sur les dents préparées et recouvrez complètement la préparation. Il n'est pas nécessaire d'étaler le matériau par un jet d'air. Les propriétés hydrophiles d'EXAlence lui confèrent une capacité d'auto-mouillabilité pour une excellente adaptation à la dent.
 - NOTE: En cas d'utilisation de la technique deux étapes, deux viscosités ou wash technique, assurez-vous que l'empreinte primaire est propre et soigneusement séchée avant de prendre l'empreinte finale.
 - Mettez en bouche le porte-empreinte chargé. Voir le tableau ci-dessus pour les temps de travail recommandés.
 - Attendez la prise du matériau. Voir le tableau ci-dessus pour les temps de prise en bouche recommandés.

a) EXAlence a une composition chimique unique qui lui permet de polymériser nettement plus rapidement en bouche qu'à température ambiante. Laissez polimeriser la prise, examinez le matériau en bouche sinon les résultats seront erronés. Le matériau à température ambiante ne prendra pas dans le temps acceptable.

b) Les températures plus élevées raccourciront le temps de travail et les températures plus basses augmenteront le temps de travail

- Retirez l'empreinte et rincez sous eau courante.

DISINFECTION

L'empreinte peut être désinfectée avec une solution de glutaraldéhyde ou tout autre désinfectant approprié. Se référer aux instructions du fabricant.

FABRICATION DU MODELLE

- Une fois l'empreinte rincée à l'eau, attendez 60 minutes avant de couler le modèle.
- Coulez le modèle dans les 14 jours qui suivent la prise d'empreinte. EXAlence est compatible avec les plâtres de type III et IV (GC Fuji ROCK™ EP) et peut être métallisé (galvanoplastie) en argent ou en cuivre.

PRECAUTIONS

- Évitez tout contact de la base, du catalyseur, du matériau mélangé et de l'adhésif avec les yeux. En cas de contact, rincez généreusement à l'eau et consultez un médecin.
- Évitez de mettre du matériel sur les vêtements car il est difficile de retirer.
- Un équipement de protection individuel (PPE) comme des gants, masques et lunettes de sécurité doit être porté.
- Dans de rares cas, ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conservez à température ambiante (59° - 77°F; 15° - 25°C). Évitez l'exposition directe au soleil.

CONDITIONNEMENT

- | | |
|--|---|
| 1. EXAlence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Prise normale et rapide (Regular and Fast) | 1 système de verrouillage (U.S./Canada only) |
| 1 cartouche 511g (370ml) | 5. EXAlence 370 HEAVY BODY Coffret (Regular & Fast) |
| 1 cartouche (jaune) de 370ml | 6 cartouches de 584g (370ml) |
| 1 système de verrouillage | 1 système de verrouillage (U.S./Canada only) |
| 2. EXAlence 370 HEAVY BODY Prise normale et rapide (Regular and Fast) | 6. EXAlence 370 MEDIUM BODY (Monophase) Coffret |

EXA'lence™ 370

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.

ADFRUKMATERIAAL VAN VINYLPOLYETHERSILIKONE (VPES™)	Alleen te gebruiken in de vermelde toepassing door taandeelkundig gekwalificeerden.	
Viscositeit	Uitharding	Type mengnaald
MEDIUM BODY (MONOPHASE)	Regulair & Fast Set	Dynamische mengnaald (geel)
HEAVY BODY	Regulair & Fast Set	Dynamische mengnaald (geel)

TOEPASSINGEN EN adruktechniek

Indicaties	Afdruktechniek	Type adruklepel	Aanbevolen viscositeiten
	Enkelvoudige mengmethode, enkele afdruk	Confectie lepel of individuele	Medium Body
Afdrukken voor facing, inlay, onlay, kroon of brug	Dubbele mengmethode, enkele afdruk	Confectie lepel of individuele lepel	Heavy Body of Medium Body + (Extra) Light Body
	Dubbele mengmethode, dubbele afdruk (Putty-wash-afdruk)	Confectie lepel	Putty of Heavy Body + Medium Body or (Extra) Light Body
	Driedubbele lepeltechniek	Lepel met drie dubbele functie	Heavy Body (Rigid) + (Extra) Light Body
Afdruk voor partiele prothese	Enkelvoudige mengmethode, enkele afdruk	Individuele lepel	Medium Body
Afdruk voor volledige prothese	Enkelvoudige mengmethode, enkele afdruk	Individuele lepel	Medium Body of Light Body

CONTRA INDICATIE

Uitgang bij gebruik van dit product bij patiënten met bekende siliconen- en smaakstoffenallergieën.

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN (gemiddeld)

Testomstandigheden: temperatuur (74 °F/23 °C ± 4 °F/2 °C), relatieve luchtvochtigheid (50 ± 5%)	Medium Body (Monophase) (Type 2: Medium consistentie)	Heavy Body (Type 1: High consistente)
Totale verwerkingstijd (minuten)	Normaal: 2 min. Snel: 1 min.	Normaal: 2 min. Snel: 1 min.
Minimutijd in de mond (minuten)	Normaal: 3 min. Snel: 1,5 min.	Normaal: 3 min. Snel: 1,5 min.
Herstel na deformatie (%)	Normaal: 98-94% Snel: 97.0%	Normaal: 98.1% Snel: 98.1%
Maximale vervorming bij drubbelasting (%)	Normaal: 2.9% Snel: 3.4%	Normaal: 3.0% Snel: 3.2%
Lineaire dimensionale verandering (%)	≤ -10 %	≤ -10 %
Detailreproduce	20µm	50µm
Compatibiliteit met gips	20µm	50µm

VOORZORGSMAATREGELEN

Bij het ontvuren van EXA'lence moet verminging onaf contact met de volgende materialen nauwelucht worden vermeden. Door deze materialen kan het uitharden worden vertraagd of voorkomen: katalysator voor afbrukmaterialen van condensatieszilicone, afbrukmaterialen van levensbuis, eugenol bevattende materialen, zwaart, latex, olie, acrylaten, glycerol, oppervlaktverdigingsmiddelen in spuitbus- of zalvform (bijv. lidocaine).

GEBRUIKSANWIJZING

CARRITGES LADEN EN DOSEEREN

N.B. De cartridges zijn zwaar en als ze vallen kunnen ze beschadigd raken en daardoor ontbreken voordeel. De geleverde carriage en mengnaald zijn compatibel met een dynamisch mengapparaat.

Zie tevens de instructies van de fabrikant.

- Neem de cartridge met de mondstukken omhoog en ondersteun hem.
- Pak de lip van de dop vast en buig de 90° in opwaartse richting. Zet geen overmatige kracht op de lip.
- Haal de cartridge stevig vast, pak de lip met duim en vingerwijst vast en trek de dop eruit van de cartridge.

- Breng de cartridge in het mengapparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Start blandingskarr en volg de instructies van de fabrikant. Laat voor het gebruik een kleine hoeveelheid materiaal uit beide mondstukken van de cartridge lopen. Veeg het gebruikte materiaal in verticale richting af om te voorkomen dat materiaal van het ene lip het andere mondstuk bezaaid.
- Breng een van de beigeleverde mengnaalden aan op de mondstukken volgens de instructies van de fabrikant.
- Gebruik geen andere mengnaalden. Die passen niet goed, waardoor materiaal uit de mondstukken kan lekken.
- Als de mengnaald zich niet gemakkelijk laat aanbrengen, controleer dan of de inwendige zeskant van de mengnaald goed aansluit op de aandrijflijf van het mengapparaat.
- Als de mengnaald goed op zijn plaats zit, breng dan de mondstukboring aan over de mengnaald en draai deze een kwartslag rechts tot de ring vastzit.

ADFRUKINSTRUCTIES

- N.B. Laat het materiaal vóór gebruik op kamertemperatuur komen. Als het materiaal koud of droog is, kan de uitharding langzamer duren.
- Zorg dat de preparatie droog en vrij is van debris tijdens het nemen van de afdruk.
 - Blok onderstrijpingen uit om het verwijderen van de afdruk te vergemakkelijken.
 - Breng een lepelachtige (GC Universal VPS Adhesive o.l.d.) op de adfruklepel aan en laat het opdrogen. Zie de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
 - Druk op de knop en extrudeer het mengsel van basismateriaal en katalysator in een adfruklepel (sublietend Monophase-type) of in een geschikte adfruklepel.
 - Neem direct na het doseren de druk van de apparaatplunjer op de cartridge weg. Dit om te voorkomen dat nog meer materiaal uit de mengnaald loopt.

- Druk op de knop en extrudeer de geprepareerde tand tot dat deze volledig is bedekt. Naalbare was (sublietend Monophase-type) of in een geschikte adfruklepel.
- Neem direct na het doseren de druk van de apparaatplunjer op de cartridge weg. Dit om te voorkomen dat nog meer materiaal uit de mengnaald loopt.
- OPMERKING: Bij toepassing van de dubbele afdruktechniek van Putty-wash moet u zorgen dat de voorraad vóór gebruik gereinigd en grondig gedroogd voordat u de definitieve afdruk maakt.
- Plaats de gevulde lepel in de mond. In de bovenste tandel tand vindt u de aanbevolen werkwijzende.
- Wacht tot het materiaal is uitgehard. In de bovenstaande tabel vindt u de aanbevolen intrakrale uithardingsstijlen.

- Doer de unieke chemische samenstelling van EXA'lence polymeriseert het materiaal in de mond sneller dan bij kamertemperatuur. Daarom moet in de mond worden geteeld of het materiaal is uitgehard. Testen op kamertemperatuur toont de mond geest verkeerde informatie.

- Hogere temperatuur verstoren de verwerkingsstijl en lagere temperaturen verlengen de verwerkingsstijl.
- Verwijder de afdruk en spoel hem onder stromend water af.

- DESINFECTIE** De afdruk kan worden gedisinfecteerd met een glutaraldehydoplossing of een ander geschikt desinfectans. Zie de gebruiksaanwijzing van de betreffende fabrikant.

VERVAARDIGING GIPS/MODEL

- Wacht na het afsippen van de afdruk met water 60 minuten alvorens uit te gieten.
- Giet een model binnen 14 dagen na het nemen van de afdruk. EXA'lence is compatibel met gips van type III en type IV (GC Fuji ROCK™ EP) en een elektrolysch worden verzepeld of verkoperd.

LET OP

- Vermijd aanraking van basismateriaal, katalysator en gemengd materiaal of adhesief met de ogen. In geval van contact met de ogen deze onmiddellijk met grote hoeveelheden water uitspoelen en medisch advies inwinnen.
- Zorg dat geen materiaal op kleding of de huid terecht komt, want het is moeilijk te verwijderen. Er moeten altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden gedragen, zoals handschoenen, mondkappers en veiligheidsbrillen.
- Bij sommige personen kan dit product overgevoeligheid veroorzaken. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden geconsulteerd.

OPSLAG

Voor een optimaal resultaat bewaren op kamertemperatuur (59 - 77 °F; 15 - 25 °C). Direct zonlicht vermijden.

VERPAKKINGEN

- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair en Fast Set 511 g (370 mL) x 1 cartridge, mengnaald voor cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (Monophase) Kliniekverpakking 1 borgring Regular en Fast Set 584 g (370 mL) x 2 cartridges
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) REFILL Regular en Fast Set 511 g (370mL) x 2 cartridges
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) REFILL Regular en Fast Set 584 g (370mL) x 2 cartridges
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair en Fast Set 511 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald voor cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair en Fast Set 584 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald voor cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Kliniekverpakking 1 borgring Regular en Fast Set 584 g (370 mL) x 2 cartridges
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) REFILL Regular en Fast Set 511 g (370 mL) x 2 cartridges
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair en Fast Set 584 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald voor cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair en Fast Set 511 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald voor cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.

Sommige producten waarmaar wordt verwezen in het huidige veiligheidsinformatieblad kunnen worden geclassificeerd als gevaarlijk volgens GHS. Maak a verouwd met de veiligheidsinformatiebladen beschikbaar op: <http://www.gcaurope.com> of voor Amerika <http://www.gcamerica.com> of voor Ierland <http://www.gceireland.com> of voor Zwitserland <http://www.gcsuisse.com>

REINIGING EN DESINFECTIE
MULTI-TOEPASSBARE DOSEERINGSYSTEEM: Om kruisbesmetting tussen patiënten te voorkomen dient dit instrument en het label gedisinfecteerd te worden. Inspecteer het instrument en het label direct na gebruik op beschadigingen. Gebruik het instrument niet meer indien beschadigd.
NIET ONDERHOUDEN: Reinig het instrument grondig na het opdrogen en accumuleren van verontreiniging te voorkomen. Desinfecteer met een medisch gereguleerd infectie controle product welke voldoet aan de regionale/nationale richtlijnen.

ONGEWENSTE EFFECTEN/RAPPORTEREN:

Als u zich bewust wordt van enige vorm van ongewenst effect, reactie of soortgelijke gebeurtenissen bij het gebruik van dit product, inclusief opgevoelde die niet in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld, meld deze dan rechtstreeks via het relevante waarschuwingsysteem, door de juiste autoriteit van uw land te selecteren toegankelijk via de volgende link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
overals ons interne waarschuwingsysteem: vigilance@gc.dental
Op deze manier draagt u bij aan het verbeteren van de veiligheid van dit product.

Laatste herziening: 01/2020

EXA'lence™ 370

Lees gebruiksejledning grundigt inden brug.

VISKØSITET	ÅBNING	Type af blandingspøts
MEDIUM BODY (MONOPHASE)	Regulær & Fast Set	II L (Blå) Blandingspøts
HEAVY BODY	Regulær & Fast Set	II L (Blå) Blandingspøts

ANBEFALEDE indikationer og aftrykteknikker

Indikation	Aftrykteknik	Type af ske	Anbefalet viskøsitet
Aftryk til fædder, inlay, onlay, kroner eller broer	Et materiale, et trin	Standard eller Individuel ske	Medium Body
Aftryk til partiele proteser	To materialer, et trin	Standard eller Individuel ske	Heavy Body eller Medium Body + (Extra) Light Body
Aftryk til helprotese	To materialer, to trin (Putty + wash-aftryk)	Putty eller Heavy Body + Medium Body or (Extra) Light Body	Putty of Heavy Body + Medium Body or (Extra) Light Body
Aftryk til partiele proteser	Triple tray teknik	Triple funktions ske	Heavy Body (Rigid) + (Extra) Light Body
Aftryk til partiele proteser	Et materiale, et trin	Individuel ske	Medium Body
Aftryk til helprotese	Et materiale, et trin	Individuel ske	Medium Body eller Light Body

KONTRAINDIKATIONER

Udgång brug af dette produkt til patienter med kendt silikone og smagsallergier.

FYSISKE EGENSKABER (Gennemsnitlige)

Testkonditioner: Temperatur (74° F/23 ° C ± 4° F/2° C) Relativ luftfugtighed (50 ± 5 %)	Medium Body (Monofas) (Type 1: Tyk konsistens)	Heavy Body (Type 1: Tyk konsistens)	Heavy Body Rigid (Type 1: Tyk konsistens)
Total arbejdstid (minutter)	Regulær: 2 min. Fast: 1 min	Regulær: 2 min. Fast: 1 min	Regulær: 2 min. Fast: 1 min
Minimum tid i munden (minutter)	Regulær: 3 min. Fast: 1.5 min	Regulær: 3 min. Fast: 1.5 min	Regulær: 3 min. Fast: 1.5 min
Deformationsopretthelse (%)	Regulær: 98.4% Fast: 97.0%	Regulær: 98.4% Fast: 98.1%	Regulær: 98.1% Fast: 98.1%
Maksimum trykdeformering (%)	Regulær: 2.9% Fast: 3.4%	Regulær: 3.0% Fast: 3.2%	Regulær: 3.0% Fast: 3.2%
Lineær bindingskontraktion (%)	≤ -10 %	≤ -10 %	≤ -10 %
Detailje gengivelse / reproduktion	20µm	50µm	50µm
Compatibilitet med gips	20µm	50µm	50µm

FORBEHOLD

Når EXA'lence presser i kontakt med følgende materialer så dessa kan försena eller förändra stening av materialet. Katalysator till kondensatieszilikoner, polysulfidbaserade aftryksmaterialer, eugenolhaltiga produkter, avsmält, latex, olja, akrylater, glycerol och spray-tyger eller salver till lokal overflaedebehandling (f.eks. lidokain).
Iokainestetiproducter med innehåll av lidokain.

BRUKSANVIJNING

ISÆTTNING OG DISPENSERING FRA ET NYT MAGASIN
Bemærk: Magasiner er tunge og hvis de tabes på gulvet kan de beskadiges og således være ubrugelige. Magasiner og blandespisere er kompatible med maskiner til automatisk blanding - dynamic mixing.
Der henvises til producentens brugsanvisning.

- Hold og støt magasinet med spidsen opad.
- Grib om hansen og bøj den 90° opad. Anvend ikke uendevendig vøld på hansen.
- Træk i patronen og magasinet bøides sikkert, ogb hansen med tommel og pegefinger og fjern hæften fra magasinet.
- Sått magasinet ind i blandingsmaskinen i henhold til producentens henvisning.
- Start blandingsmaskinen i henhold til producentens henvisning. Tryk en lille mængde materiale ud af de 2 åbningerne på magasinet for anvendelse. Tor det udspreddede materiale ud på en sådan måde, at der ikke sker en krydstamning i blandingen.
- Ålsæt den medfølgende blandespis på magasinet og følg producentens henvisning.
BEMÆRK: Anvend ikke andre blandespisere. De vil ikke passe ordentligt og der kan da forekomme lekkage af materiale fra magasinet.
- Hvis blandespispen ikke er let at sætte på, kontroller at den interne femkantede ring på blandespispen er placeret ordentligt i forhold til blandingsmaskinets ring.
- Når blandingspen er korrekt placeret, så plæs låsenedrindingen over blandespispen og drej den 1/4 omkring med uret, indtil den er på plads.

ADFRYKTRIN

- For anvendelse anbefales det, at materialerne har rumtemperatur. Ålkolde eller kolekalskabskoble materialer kan have en forsinket afbndingsid.
- Vær omhyggelig med at præparationsen er tor og fri for debris under afbrykstagningen.
- Blok understrijping af således at der er nemmere, at ferne afbrykket gen.
- Anvend en adhesiv til GUC (Universal VPS Adhesive, GC) og afbrykkespøts og lid lørka. Lås tillærkenes brugsanvisning.
- Tryk i krogpen og dispensen den blandede base og katalyse i en intrakor sprutje (kun ved Monophase type) eller en passende ske.
- Umiddelbart efter dispenseringen, så sorg for at der ikke kommer mere materiale ud af mondstykket end ønsket og fjern overkudtet fra blandespispen.
- Wash materialet appliceres på de præparerede tandter og dækker præparationsen helt. Tilrensning er ikke nødvendig. EXA'lence's hydrofile egenskaber giver en perfekt adaption til tænder.
- Applera washmaterialet på de præparerede lænderna. Preparationsen skaäckas helt och helt. Luftblistning är inte nödvändig. EXA'lence's hydrofile egenskaper möjliggör en bättre vidhärhet som ger en utmärkt adaption till tänder.

- OPMERKING: Ved anvendelse af 2 materialer og 2 trin aftryksk teknik eller Putty-wash teknik, så skal pressetrøjkere være renset og tort for det sidste aftryk tager.
- Hvis der nogt rengøring og kortet innan det slutliga aftryk tas.
- Sätt den flytda aftrykskeden på plats i munnen. Se tabellen ovan för rekommenderade arbetsstider.
- EXA'lence har en unik kemi som gör, att det absorber hurtigare i munden end i rumstemperatur. Därför, hvis det ønskes at bestemme afbndingsstid, så skal det foregå i munden, andt an det vil give et falsk resultat.
- Høj temperatur vil økøne arbejdstiden og lav temperatur vil foreøge arbejdstiden.
- Fjern aftryk og rengøring efter under rindende vand.

DESINFECTIION

Glutaraldehyd opløsning eller andre desinfektionsmidler kan anvendes til desinfektion af aftryk. Følg producentens brugsanvisning.

MODELFRAMSTALLNING

- Efter at aftrykket er renset i vand eller desinfektionsmiddel, så vent 60 minutter for der udstubes en model.
- Såb altid en model indenfor 14 dage efter at aftrykket er taget. EXA'lence er kompatibel med gips af typ III og type IV (GC Fuji ROCK™ EP) og kan siliver- eller koppalfalteres.

BEMÆRK

- Udgång å følgende materialer kommer i kontakt med øjnene, base, katalyse, blandet materiale eller adhesiv. I tilfælde af kontakt, sky hurtig med rigelige mængder vand og søg heretter lægehjælp.
- Udgång å materialet kommer på tøjet, idet det kan være vanskelig at fjerne ingen skyddsutrustning.
- Personlige vænemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesbriller skal altid bruges.
- I sjældne tilfælde, kan produktet forårsage irritation hos enkelte personer. Hvis dette sker, så afbryd brug af produktet øjeblikkeligt og søg lægehjælp.

OPBEVARING

For optimal ydeevne anbefales opbevarer ved rumtemperatur (59 - 77° F; 15 - 25° C). Udgång direkte sollys.

FORPAKNING

- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair og Fast Set 511 g (370 mL) x 1 magasin, blandingspøts til 370 ml magasin (gul) x 10 stks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (Monofase) Kliniekverpakking 1 lukke ring Regular og Fast Set 584 g (370 mL) x 6 folieleforpakninger
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) REFILL Regular og Fast Set 511 g (370 mL) x 2 cartridge's, mengnaald for cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY REFILL Regular og Fast Set 584 g (370 mL) x 2 cartridge's
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair og Fast Set 511 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald for cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair og Fast Set 584 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald for cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair og Fast Set 511 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald for cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair og Fast Set 584 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald for cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair og Fast Set 511 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald for cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.
- EXA'lence 370 MEDIUM BODY (MONOPHASE) Regulair og Fast Set 584 g (370 mL) x 6 cartridge's, mengnaald for cartridge van 370 mL (geel) x 10 stuks.

Nogle produkter som henrvises til i nuvarande Bruksanvisning kan anses som farliga i enlighet med GHS. Därmed, håll er alltid uppdaterade med våra aktuella Säkerhetsdatablad. Dessa finner ni på: <http://www.gcaurope.com> eller för USA samt Latinamerika på: <http://www.gcamerica.com> eller för Amerika <http://www.gcamerica.com>. Dessa kan också hänållas från din leverantör.

RENGÖRING OG DESINFECTIION
APPLICERINGSSYSTEM FÖR FLERGÅNGSBRUG: För att undvika krydstamning mellan patienter, ska disse enheter desinficeras på mellanväg. Efter användelse inspicera enheten umdiedbart för problem. Defekt enhet skal kasseres.
MÅ IKKE LÆGGES I DESINFECTIIONSVESKER. Rengør enheden omhyggeligt og tør den ordentligt. Der må ikke være smuds tilbage på enheden. Desinficer produktet på mellemnivå og følg de nationale retningslinjer for dette.

ULSIGTEDE VIRKNINGER:
Hvis du ved brug af produktet oplever nogle uønskede effekter, bivirkninger eller lign, som ikke er nævnt i instruktionen, beder du rapportere dem direkte til Lægemiddelstyrelsen eller via dette link:
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en
eller via vores interne overvågningssystem: vigilance@gc.dental
Hoved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.
På detta sätt bidrar du till att förbättra säkerheten för denna produkt.

Sidst revideret: 01/2020

EXA'lence™ 370

Lees noghrnig anvisningarna innan användning.

ADFRUKMATERIAAL BASERAT P VINYL POLYETERISILIKON (VPES™)	Produkten ska endast användas av professionella utövare inom de angivna indikationerna.	
Viscositeit	Stening	Type av blandingspøts
MEDIUM BODY (MONOPHASE)	Regulær & Fast Set	Dynamisk blandingspøts (gul)
HEAVY BODY	Regulær & Fast Set	Dynamisk blandingspøts (gul)

REKOMMENDERADE INDIKATIONER og aftrykteknikker

Indikation	Aftrykteknik	Type av ske	Rekommenderade Viskøsiteter
Aftryk for laminater, inlay, onlay, onlay, kroner eller broer	Efnasaftryk	Standard eller individuel ske	Medium Body
Aftryk for partiele proteser	Dubbelmixaftryk	Standard eller individuel ske	Heavy Body eller Medium Body + (Extra) Light Body
Aftryk for partiele proteser	Dubbelmixaftryk i våsteg (Putty/wash-teknik)	Putty eller Heavy Body + Medium Body or (Extra) Light Body	Putty eller Heavy Body + Medium Body or (Extra) Light Body
Aftryk for helprotese	Triple tray teknik	Sked med tre funktioner	Heavy Body (Rigid) + (Extra) Light Body
Aftryk for partiele proteser	Efnasaftryk	Standard sked	Medium Body
Aftryk for helprotese	Efnasaftryk	Standard sked	Medium Body eller Light Body

KONTRAINDIKATION

Undvik anvandning av denna produkt på patienter med kånd allergi mot silikon eller smakämnen.

FYSIKALISKA EGENSKAPER (I medeltal)

Testvillkor: Temperatur (74°F/23° C ± 4°F/2° C) Relativ fuktighet (50 ± 5 %)

	Medium Body (Monofas) (Typ 2: Medium Consistency)	Heavy Body (Typ 1: High Consistency)
Total arbetstid (minuter)	Regulär: 2 min. Fast: 1 min	Regulär: 2 min. Fast: 1 min
Minimtid i munnen (minuter)	Regulär: 3 min. Fast: 1.5 min	Regulär: 3 min. Fast: 1.5 min
Aterhämtning av deformation (%)	Regulär: 98.4% Fast: 97.0%	Regulär: 98.1% Fast: 98.1%
Maximal belastning vid kompression (%)	Regulär: 2.9% Fast: 3.4%	Regulär: 3.0% Fast: 3.2%
Linjär dimensionsförändring (%)	≤ -10 %	≤ -10 %
Detailreproduktion	20µm	50µm
Gipskompatibilitet	20µm	50µm

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

När EXA'lence pressar i kontakt med följande material då dessa kan försena eller förändra stening av materialet. Katalysator till kondensatieszilikoner, polysulfidbaserade aftryksmaterialer, eugenolhaltiga produkter, avsmält, latex, oljor, akrylater, glycerol och spray-tyger eller salver till lokal överflaedebehandling (f. ex. lidokain).

BRUKSANVJNING

ISÆTTNING OG DISPENSERING AV PATRONEN OG DOSEERING
OBS: Patronerå å tunga. Tappar man dem kan det innebåra att de blir ovånbara. Patroner og blandingsplunjer er kompatibel med dynamiska blandingsmaskiner.
Vi håvårs till fabrikantens anvisningar.

- Håll og støt det ladda magasinet upåt.
- Ta tag i kiken på locket og svång i en uppåtående 90° riktning. Tryck eller dra inte för mycket på locket.
- Håll i patronen ordentligt. Greppa kiken med tumme og pekfinger og avlågsna försåtningen från patronen.
- Sått på patronen i mixern enligt tillverkarens anvisningar.
- Starta mixern enligt tillverkarens anvisningar. Tryck ut lite material från de båda mixerköna före varje användningstillfälle. Torka av det doserade materialet i en vertikal riktning för att undvika krydstamning.
- Medgått på blandingspøtsen enligt tillverkarens anvisningar.
NOTERA: Använd inte andra blandingspøtsar. De passår inte, vilket kan medförå att material kommer att läcka ut från munstyckena.
- Hvis blandingspøtspen ikke er lett å sette på, kontroller at den interne femkantede ring på blandingspøtspen ikke er lett å sette på plats, stærkåttet ått maskinens drivaxel ått i korrekt låge.
- Når blandingspøtsen år riktigt fastsett, plasser munstykkets låsring over blandingspøtsen og vrids 1/4