

OpalDam™ / OpalDam™ Green Gingival Resin Barrier

Product Description

OpalDam and OpalDam Green are unique, light-reflective, passively adhesive (sealing) light cured resins. Their methacrylate base is designed with adequate strength to maintain a barrier, yet removes easily from embrasures and undercuts. The contrasting green color of OpalDam Green shows its location on the gingiva and teeth for more effective coverage.

For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)

- 1.2ml syringe
- Delivery tip
- Micro 20 ga Tip
- Black Mini™ Tip

Indications for Use/Intended Purpose

OpalDam and OpalDam Green are unique, light-reflective, passively adhesive (sealing) light cured resins. Their methacrylate base is designed with adequate strength to maintain a barrier, yet removes easily from embrasures and undercuts. The contrasting green color of OpalDam Green shows its location on the gingiva and teeth for more effective coverage.

Contraindications

Do not use OpalDam/OpalDam Green on patients with known sensitivity to resins, especially methacrylates. If dermatitis, rash or any other allergic reaction develops, wash area with lots of water and refer patient their physician.

Warnings and Precautions

- Resins can be sensitizing.
- If bubbles occur at the gingival margin of the OpalDam/OpalDam Green, reapply in that area.
- To avoid cross-contamination, wipe syringe with an alcohol swab between uses and use a disposable barrier sleeve. If a barrier sleeve is not used, syringe should be treated as single-use.
- Tips are single-use only.
- When curing resins on soft tissues, use scanning motion to prevent heat irritation from curing light.

OpalDam™ / OpalDam™ Green Barriera gengivale in resina

Descrizione del prodotto
OpalDam e OpalDam Green sono resine fotopolimerizzabili e fotoretentive ad adesività passiva (sigillante), uniche nel loro genere. Su base metacrilatica offrono una resistenza tale a formare una barriera con la caratteristica di essere facilmente rimovibile dagli spazi interdentali e dai sottosquadri. Il colore verde di contrasto di OpalDam verde facilita l'individuazione del suo posizionamento su gengive e denti per consentire una copertura più efficace.
Per tutti i prodotti descritti, leggere attentamente e comprendere tutte le istruzioni e le informazioni sulla SDS prima dell'uso.

Modalità di erogazione

- Siringa di 1,2 ml
- Puntale di erogazione
- Punta Micro 20 ga
- Punta Mini™ nera

Indicazioni per l'uso/Socio previsto

OpalDam e OpalDam Green sono resine fotopolimerizzabili e fotoretentive ad adesività passiva (sigillante), uniche nel loro genere. Su base metacrilatica offrono una resistenza tale a formare una barriera con la caratteristica di essere facilmente rimovibile dagli spazi interdentali e dai sottosquadri. Il colore verde di contrasto di OpalDam Green facilita l'individuazione del suo posizionamento su gengive e denti per consentire una copertura più efficace.

Contraindicazioni

Non usare OpalDam/OpalDam Green su pazienti con sensibilità nota alle resine, in particolare ai metacrilati. Nel caso in cui si dovesse verificare una dermatite, un'eruzione cutanea o qualsiasi altra reazione allergica, sciacquare l'area con acqua abbondante e inviare il paziente a consultare un medico.

Avvertenze e precauzioni

- Le resine possono causare sensibilizzazione.
- In presenza di bolle lungo il margine gengivale di OpalDam/OpalDam Green, reapplicare il prodotto in quella zona.
- Per evitare la contaminazione crociata, pulire la siringa con un disinfettante di livello intermedio tra un utilizzo e l'altro e utilizzare una guaina protettiva monouso. Se non si utilizza una guaina protettiva monouso, la siringa deve essere trattata con un disinfettante di livello intermedio tra un utilizzo e l'altro e la punta dello stilo deve essere trattata con un disinfettante di livello intermedio tra un utilizzo e l'altro.
- Le punte sono solo per uso singolo.
- Quando si polimerizzano le resine in tessuti molli, utilizzare una scansione per evitare l'irritazione dovuta al calore emesso dalla lampada fotopolimerizzante.

OpalDam™ / OpalDam™ Grøn Grøn gingivalharpiksbarriere

Produktbeskrivelse

OpalDam og OpalDam grøn er unikke, lytreflekterende, passivt klebende (forseglerende) lyshærdende harpikser. Deres methacrylatbase er konstrueret med tilstrækkelig styrke til at opretholde en barriere, men fjerner sig let fra embrasurer og underskæringer. Den kontrasterende grønne farve på OpalDam grøn viser materialets placering på gingiva og tænder for mere effektiv dækning.

For alle de beskrevne produkter skal du læse og forstå alle instruktioner og SDS-oplysninger omhyggeligt før brug.

Leveringsform(er)

- 1,2 ml sprøjte
- Leveringspist
- 20 ga mikrosprøjte
- Svart Mini™-tipp

Indikationer for brug/tilslutet formål

OpalDam og OpalDam grøn er unikke, lytreflekterende, passivt klebende (forseglerende) lyshærdende harpikser. Deres methacrylatbase er konstrueret med tilstrækkelig styrke til at opretholde en barriere, men fjerner sig let fra embrasurer og underskæringer. Den kontrasterende grønne farve på OpalDam grøn viser materialets placering på gingiva og tænder for mere effektiv dækning.

Kontraindikationer

Brug ikke OpalDam/OpalDam grøn på patienter med kendt følsomhed over for harpikser, især methacrylater. Hvis der udvikles udslæt eller anden allergisk reaktion, skal området vaskes med masser af vand og henvises patienten til deres læge.

Advarsler og forholdsregler

- Harpiksmaterialer kan forårsage allergi.
- Hvis der opstår bobler ved tilførselsranden på OpalDam/OpalDam Green, genanvendes i dette område.
- For at undgå kryskontaminering, skal du tørre sprøjten med et middeleffektivt desinfektionsmiddel mellem brug og bruge en barrieremuffe til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes en barrieremuffe, skal sprøjten behandles som engangsbrug.
- For at undgå kryskontaminering, skal du tørre sprøjten med et middeleffektivt desinfektionsmiddel mellem brug og bruge en barrieremuffe til engangsbrug. Hvis der ikke anvendes en barrieremuffe, skal sprøjten behandles som engangsbrug.
- Spidster er kun til engangsbrug.
- Ved håndtering af harpikser på blødt væv, skal der bruges en skannende bevægelse for at forhindre varmeretion fra hærdningslyset.

OpalDam™ / OpalDam™ Зелен Гингивальная барьера за смола

Описание на продукта

OpalDam и OpalDam Зелен са уникални, светлоотрастващи, пасивно лепящи (запечатващи) смоли. Техните метакрилатни основи са проектирани с достатъчна сила да поддържат на барьера, но лесно се отделят от амбуражите и подстрижките. Контрастният зелен цвят на OpalDam Зелен показва местоположението на на венците и зъбите за по-ефективно покритие.

За всички описани продукти внимателно прочетете и разберете всички инструкции и SDS информация преди употреба.

Форма (и) за доставка

- 1,2 мл спринцовка
- Светът за доставка
- Микро 20 га Свет
- Черен Mini™ Свет

Показания за употреба / Предназначение

OpalDam и OpalDam Зелен са уникални, светлоотрастващи, пасивно лепящи (запечатващи) смоли. Техните метакрилатни основи са проектирани с достатъчна сила да поддържат на барьера, но лесно се отделят от амбуражите и подстрижките. Контрастният зелен цвят на OpalDam Зелен показва местоположението на на венците и зъбите за по-ефективно покритие.

Противопоказания

Не използвайте OpalDam / OpalDam Зелен при пациенти с известна чувствителност към смолите, особено метакрилати. Ако се развие дерматит, обрив или друга алергична реакция, измийте мекото с много вода и изпратете пациента към своя лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

- Смолените маси могат да чувствителни.
- Ако мекурата се появи на гингивалния ръб на OpalDam / OpalDam Зелен, приложете отново в този обхват.
- За да се избегне кръсконтамо замърсяване, избършете спринцовката с междино дезинфекционно средство между употребите и използвайте защитна муфта за едноразовна употреба. Ако не се използва бариев ръкав, спринцовката трябва да се третира като едноразовна употреба.

Светлите са само за едноразовна употреба.

- Когато въвеждате смола върху меките тъкани, използвайте сканиращо движение, за да предотвратите дразнене от топлината от въвеждащата светлина.

OpalDam™ / OpalDam™ Grün Gingivale Kunststoffbarriere

Produktbeschreibung

OpalDam und OpalDam Grün sind einzigartige lichtreflektierende, passiv klebende (versiegelnde) lichthärtende Kunststoffe. Deren Methacrylatbasis ist mit einer Festigkeit ausgestattet, um eine Barriere aufzuerhalten, lässt sich jedoch problemlos von Zwischenräumen und Unterschnitten entfernen. Die kontrastierende grüne Farbe von OpalDam Grün zeigt die Position auf der Gingiva und den Zähnen für eine wirkungsvolle Abdeckung.

Alle Anleitungen und SDS-Informationen für alle beschriebenen Produkte vor Verwendung dieser Produkte sorgfältig lesen und verstehen.

Lieferform

- 1,2 ml Spritze
- Fotopistole
- Mikro 20 ga Tip
- Black Mini™ Tip

Gebrauchshinweise / Verwendungszweck

OpalDam und OpalDam Grün sind einzigartige lichtreflektierende, passiv klebende (versiegelnde) lichthärtende Kunststoffe. Deren Methacrylatbasis ist mit einer Festigkeit ausgestattet, um eine Barriere aufzuerhalten, lässt sich jedoch problemlos von Zwischenräumen und Unterschnitten entfernen. Die kontrastierende grüne Farbe von OpalDam Grün zeigt die Position auf der Gingiva und den Zähnen für eine wirkungsvolle Abdeckung.

Kontraindikationen

Verwenden Sie OpalDam / OpalDam Grün nicht bei Patienten mit bekannter Sensibilität gegenüber Kunststoffen, insbesondere gegen Methacrylate. Wenn eine Dermatitis, ein Hautausschlag oder eine andere allergische Reaktion auftritt, waschen Sie die betroffene Fläche mit viel Wasser und schicken Sie den Patienten an seinen Arzt verwiesen.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Kunststoffen können sensibilisieren.
- In diesem Bereich werden mittlere, alle mit Zahnlackschutz des OpalDam Grün Barren auftreten.
- Die Spritze vor jeder Benutzung mit einem Desinfektionsmittel mittlerer Konzentration abwischen und eine Einweg-Barriere-Schutzhülle verwenden, um ein Überkreuzkontamination zu vermeiden. Wenn keine Barriere-Schutzhülle verwendet wird, sollte die Spritze immer -Spritze behandelt werden.

Verwenden Sie beim Aushärten von Kunststoffen auf weiches Gewebe eine Abwärtsskanbewegung, um Reizungen durch Hitze durch die Polymerisationsreaktion vorzubeugen.

Sonstige Angaben

Das Sicherheitsdatenblatt für das Produkt, und/oder die vollständige Beschreibung der Ultradent-Produktkataloge, sind auf unserer Website unter www.ultradent.com oder können Sie telefonisch unter +1-800-552-5512 (gebührenfrei) oder +1-800-552-5512 (Gebührenfrei) anfragen. Alle schwergewichtigen Vorfälle werden dem Hersteller und der zuständigen Behörde gemeldet.

OpalDam™ / OpalDam™ Verde Barrera de resina gingival

Descripción del producto

OpalDam y OpalDam Verde son resinas fotopolimerizables, adhesivas pasivas (vedantes), únicas, que reflejan la luz. Su base de metacrilato está diseñada para adecuarse a la fuerza a fin de mantener una barrera mientras que, al mismo tiempo, es fácil de remover de aberturas y cortes. El color verde contrastante de OpalDam Verde muestra su ubicación en la envía y los dientes para una cobertura más efectiva.

Para todos los productos descritos, las atencamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la SDS antes de usar el producto.

Forma(s) de suministro

- Siringa de 1,2 ml
- Puntita de administración
- Punta Micro de 20 Ga
- Punta Mini™ negra

Indicaciones de uso/Fin previsto

OpalDam y OpalDam Verde son resinas fotopolimerizables, adhesivas pasivas (vedantes), únicas, que reflejan la luz. Su base de metacrilato está diseñada para adecuarse a la fuerza a fin de mantener una barrera mientras que, al mismo tiempo, es fácil de remover de aberturas y cortes. El color verde contrastante de OpalDam Verde muestra su ubicación en la envía y los dientes para una cobertura más efectiva.

Contraindicaciones

No use OpalDam/OpalDam Verde en pacientes con sensibilidad conocida a las resinas, especialmente a los metacrilatos. Si se desarrolla dermatitis, erupción o cualquier otra reacción alérgica, lave la área con abundante agua y remita al paciente a su médico.

Advertencias y precauciones

- Las resinas pueden causar sensibilización.
- Si aparecen burbujas en el margen gingival de OpalDam/OpalDam Verde, vuelva a aplicar en ese área.
- Para evitar la contaminación cruzada, limpie la siringa con un desinfectante de nivel intermedio después de cada uso.

Almacenen y eliminen
Deshecho los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.

Información Variada

Para obtener la hoja de datos del producto, realizar movimientos de varidura para evitar una irritación térmica, visite www.ultradent.com o llame al +1-800-552-5512 (línea gratuita). Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.

Instrucciones paso a paso

Preparación

- Quite la tapa Luer-Lock y coloque la punta

OpalDam™ / Vihrēd OpalDam™ Gingivaalinen resinsiluja

Tuotekuvaus

OpalDam ja Vihrēd OpalDam ovat ainutlaatuisia, valoa heijastavia, passiivisesti liimautuvia (tiivistäviä) valokovettuvia resinsiluja. Niiden metakrylaattipohja on suunniteltu riittävän jämäkäksi ylläpitämään suojaa, vaikka sen poisto hammasväliltä ja alileikkauksista on helppoa. Vihrēd OpalDam -kontrastinvärinen auttaa aineen erottumisessa hammalla ja ikenillä tätenä käytettävänä.

Käyttö

Use kaikki ohjeet sekä käyttöohjeita suosittelevista huoltajista ja sisäisiä ne ennen kysytään tuoteiden käyttöä.

Annetusmuoto (muodot)

- 1,2 ml:n suihke
- Annetuskarri
- Mikro 20 ga -kärki
- Musta Mini™-tappi

Käyttöaiheet/-tarkoitukset

OpalDam ja Vihrēd OpalDam ovat ainutlaatuisia, valoa heijastavia, passiivisesti liimautuvia (tiivistäviä) valokovettuvia resinsiluja. Niiden metakrylaattipohja on suunniteltu riittävän jämäkäksi ylläpitämään suojaa, vaikka sen poisto hammasväliltä ja alileikkauksista on helppoa. Vihrēd OpalDam -kontrastinvärinen auttaa aineen erottumisessa hammalla ja ikenillä tätenä käytettävänä.

Vasta-aiheet

Älä käytä OpalDam/Vihrēd OpalDam -valmistetta potilaille, joiden tiedetään olevan allergisia resineille, erityisesti metakrylaateille. Jos kehityä dermatiittia, ihottumia tai muita allergisia reaktioita, pese alue runsaalla vedellä ja lähetä potilas lääkärin hoitoon.

Vaaroitukset ja varoitimet

Pyyhi riisut keskustaa desinfiointiainella käyttökertojen välillä, jos desinfektio ei käytetty, riisutka tulee käsitellä erikseen.

Säilytys ja hävitys

Hävität jätteen pakkausten säilyttämisen, ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Lisätiedot

Työskentele huolellisesti ohjeiden, nähdäksesi Ultradentin työskentelyohjeita tuotteita/käyttötapoja ja / tai lisätietoja vieraillessa verkkosivustollamme www.ultradent.com tai soitto numeron +1-800-552-5512 (maksuton yhdysvalloissa) tai +1-800-552-5512 (yhdyksvaltojen ulkopuolella).

Ilmoita kaikista vakavista väärinkäytännöistä valmistajalle tai toimittajillesi viiranomaisella.

OpalDam™ / OpalDam™ Zeleni Gingivalna barijera za smolu

Opis proizvoda

OpalDam i OpalDam Zeleni su jedinstvene, sjajnosjone polimerizirane smole. Njihova metakrilatna baza je dizajnirana s adekvatnom snagom za održavanje barijere, ali se lako uklanja i uklanja pod rezanjem. Kontrastna zelena boja OpalDam Zeleni pokazuje njezino mjesto na gingivi i zubima za učinkovito pokrivanje.

Za sve opisane proizvode pažljivo pročitajte i razumijte sve upute i preporuke i sigurnosni prije korištenja.

Oblici isporuke

- 1,2 ml injekcija
- Viha za dostavu
- Mikro 20 ga viha
- Crni Mini™ viha

Indikacije za uporabu/namjena

OpalDam i OpalDam Zeleni su jedinstvene, sjajnosjone reflektirajuće, pasivno lipejuće (zapčavajuće) sjajnosjone polimerizirane smole. Njihova metakrilatna baza je dizajnirana s adekvatnom snagom za održavanje barijere, ali se lako uklanja i uklanja pod rezanjem. Kontrastna zelena boja OpalDam Zeleni pokazuje njezino mjesto na gingivi i zubima za učinkovito pokrivanje.

Kontraindikacije

Nemojte koristiti OpalDam/OpalDam Zeleni na pacijentima s poznatom osjetljivošću na smole, osobito metakrilate. Ako se razvije dermatitis, osip ili bilo koja druga alergička reakcija, isperite područje s mnogo vode i uputite pacijenta na konzultaciju s liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

- Smole mogu biti osjetljive.
- Ako se mješurica pojavi na granici gingive i OpalDam/OpalDam Zeleni, primorajte na jednokratnu uporabu.

Kako biste izbjegli ukrstnu kontaminaciju, bristite injekcije sredstvom za srednju razinu dezinfekcije između uporaba. Ako se ne koriste rukavci injekcije, oni se smatraju sredstvom za jednokratnu uporabu.

Skladištenje i zbrinjavanje
Očistite opremu u skladu s lokalnim zakonima, smjernicama i propisima.

Razne informacije

Za SDS proizvoda, promjenu redoslijeda i / ili potpuni opis linije proizvoda Ultradent, posjetite našu web stranicu www.ultradent.com ili nazovite +1-800-552-5512 (besplatno poziv) ili +1-800-552-4200 (vanjski poziv).

Priloge bilo koji obilježaj incidenta proizvoda i / na nadležnom tijelu.

Postupne upute

Prisprema

OpalDam™ / OpalDam™ Vert Barrère gingivale en résine

Description du produit

OpalDam et OpalDam Vert sont des résines photopolymérisables, à adhésion passive (scellant) et réfléchissant la lumière. Leur base en méthacrylate est conçue avec une résistance suffisante pour maintenir une protection, tout en se retirant facilement des embrasures et des contre-dentures. La couleur verte contrastante de OpalDam Vert permet d'identifier son emplacement sur la gencive et les dents pour une couverture plus efficace.

Pour tous les produits décrits, lisez attentivement et comprenez toutes les instructions et les informations de la FDS avant utilisation.

Types(d) d'application

- Seringue de 1,2 ml
- Embout d'application
- Embout Micro 20 ga
- Embout Black Mini™

Indications d'utilisation/Utilisation prévue

OpalDam et OpalDam Vert sont des résines photopolymérisables, à adhésion passive (scellant) et réfléchissant la lumière. Leur base en méthacrylate est conçue avec une résistance suffisante pour maintenir une protection, tout en se retirant facilement des embrasures et des contre-dentures. La couleur verte contrastante de OpalDam Vert permet d'identifier son emplacement sur la gencive et les dents pour une couverture plus efficace.

Contre-indications

Ne pas utiliser OpalDam/OpalDam Vert sur des patients présentant une sensibilité connue aux résines, en particulier les méthacrylates. En cas de dermatite, d'éruption cutanée ou de toute autre réaction allergique, rincer la zone à grande eau et orienter le patient vers son médecin.

Avertissements et précautions

- Les résines peuvent provoquer une sensibilisation.
- Si des bulles apparaissent à la ligne gingivale de OpalDam/OpalDam Vert, renouvelez l'application dans cette zone.

• Pour éviter toute contamination croisée, essuyez la seringue avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations. Si les manichons de protection des seringues ne sont pas utilisés, elles sont en contact avec la barrière et les dents.

Nettoyage
Essayez les seringues avec un désinfectant de niveau intermédiaire entre les utilisations. Si les manichons de protection des seringues ne sont pas utilisés, elles sont en contact avec la barrière et les dents.

Stockage et élimination
Éliminer les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses
Pour connaître la FDS du produit, la commande et/ou la commande de la ligne de produits Ultradent, visitez notre site www.ultradent.com ou appelez le +1-800-552-5512 (sans frais) ou le +1-800-552-4200 (hors frais).

Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.

OpalDam™ / OpalDam™ Verde Barreira de Resina Gingival

Descrição do Produto

OpalDam e OpalDam Verde são resinas fotopolimerizáveis, adesivas passivas (vedantes) com reflexividade de luz. Sua base de metacrilato foi concebida com resistência adequada para manter uma barreira, porém, de fácil remoção das áreas e cavidades. A cor verde contrastante de OpalDam Verde mostra a sua localização na gengiva e nos dentes.

Para todos os produtos descritos, leia atentamente e compreenda todas as instruções e informações nas SDS antes de usar o produto.

Formas de aplicação

- Seringa 1,2ml.
- Pontas de aplicação:
- Ponta Micro 20 ga
- Ponta Mini™

Indicações de Uso/Finalidade pretendida

OpalDam e OpalDam Verde são resinas fotopolimerizáveis, adesivas passivas (vedantes) com mantendo a lente a apêndice de 1 cm da barreira e do tecido gengival. Com um instrumento odontológico, verifique cuidadosamente se a resina está totalmente polimerizada. Se não usar um cor completo, faça uma varredura da barreira durante aproximadamente 3-5 segundos/dente.

Contraindicações

Não use OpalDam/OpalDam Verde em pacientes com sensibilidade conhecida às resinas, especialmente metacrilatos. Se surgir erupção dermatológica, erupções cutâneas ou qualquer outra reação alérgica, lave a área com abundante água e remita o paciente a um especialista.

Avisos e Precauções

- As resinas podem ser sensibilizantes.
- Se ocorrerem bolhas na margem gengival do OpalDam/OpalDam Verde, reaplique a resina nessa área.

Para evitar a contaminação cruzada, limpe a siringa com um desinfetante de nível intermedio depois de cada uso.

Armazenamento e Descarte
Descarte os resíduos de acordo com as regras, diretrizes e regulamentos locais.

Informações diversas
Para obter informações sobre FDS, repetir a encomenda e / ou informações de contato da linha de produtos Ultradent, visite nosso site www.ultradent.com ou telefone +1-800-552-5512 (chamada grátis) ou +1-800-552-4200 (fora de chamada).

Relate qualquer incidente grave ao fabricante e a autoridade competente.

Instruções passo a passo

Preparação

- Remova a tampa luer lock e coloque a ponta

OpalDam™ / OpalDam™ Grønn Gingival-harpiksbarriere

Produktbeskrivelse

OpalDam og OpalDam grøn er unikke, lytreflekterende, passivt klebende (forseglerende) lyshærdende harpikser. Metylakrylatbasen deres er uformet med tilstrækkelig styrke til at vedlikeholde barrieren, men fjernes enkelt fra spninger og underskær. Den kontrasterende grønne farve på OpalDam grøn viser materialets placering på gingiva og tænder for mere effektiv dækning.

