



1. Remove product from packaging.
'U' • Upper whitening tray
'L' • Lower whitening tray



2. Position upper tray on teeth.



3. Bite firmly, then suck on tray for 2 seconds.



4. Remove colored outer tray, leaving the white inner tray on teeth. Repeat the process for the lower tray.



5. After indicated wear time, remove whitening trays and brush teeth.



1. Neem het product uit de verpakking.
'U' • Bovenste bleekbeugel
'L' • Onderste bleekbeugel



2. Plaats de bovenste beugel op de tanden.



3. Blijf hard en zuig en gedurende twee seconden op de beugel.



4. Verwijder de gekleurde buitenbeugel; laat de witte binnenbeugel op de tanden. Herhaal dit proces voor de onderste beugel.



5. Verwijder na de aangegeven draaiperiode de bleekbeugels en poets uw tanden.



1. Remova o produto da embalagem.
'U' • Moldeira de branqueamento superior
'L' • Moldeira de branqueamento inferior



2. Posicione a moldeira superior nos dentes.



3. Morda firmemente e em seguida aspire a moldeira durante 2 segundos.



4. Remova a moldeira externa colorida, deixando a moldeira interna branca sobre os dentes. Repita o processo para a moldeira inferior.



5. Após o tempo de uso indicado, retire as moldeiras de branqueamento e escove os dentes.

Description:

Opalescence Go is a dentist-controlled, dentist-supervised, take-home whitening system dispensed in pre-loaded disposable trays. It is a clear, flavored, high viscosity, sticky, 6% hydrogen peroxide gel with potassium nitrate and sodium fluoride.

Precautions for Europe:

1. Not to be used on a person under 18 years of age.
2. To be only sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.
3. Contains sodium fluoride.
4. Please note the expiration date printed on the outer package/tray containers.
5. Some patients may experience temporary discomfort of the gums, lips, throat, tongue, or teeth. Should any of these symptoms persist or worsen after discontinuing use, or in cases of severe discomfort, call your dental professional.
6. Do not eat, drink, or use tobacco products while whitening trays are in place.
7. Do not wear whitening tray while sleeping.
8. Avoid swallowing large amounts of gel. Ingestion of small amounts of gel during use is expected.
9. For patients or users with allergy concerns, refer to product allergen document available at www.ultradent.com. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.
10. Restorative materials will not whiten.
11. Inform your dentist that you have been whitening prior to any dental procedure.
12. Patients with serious health concerns should consult their primary care provider prior to treatment.
13. Pregnant or nursing women should not use teeth whitening products.
14. White spots on the enamel may become more apparent during the whitening process and often blend with continued whitening.
15. Teeth can re-stain over time, do touch up teeth whitening treatments as necessary.
16. Avoid contact with eyes.
17. To prevent additional irritation, gingival and general oral health should be evaluated prior to initiating treatment.
18. Monitor progress to prevent whitening beyond the desired shade or translucency.

EN



1. Produkt aus der Verpackung nehmen.
'U' • obere Zahnhellungsschiene
'L' • untere Zahnhellungsschiene



2. Position der oberen Zahnschiene auf den Zähnen.




3. Kraftig zubeißen und dann an der Zahnschiene 2 Sekunden lang saugen.



4. Die farbige äußere Zahnschiene entfernen und die weiße innere Zahnschiene auf den Zähnen lassen. Das Verfahren für die untere Zahnschiene wiederholen.



5. Nach Ablauf der angegebenen Tragezeit die Zahnhellungsschienen entfernen und die Zähne putzen.



18. Den Fortschritt überwachen, um eine Zahnhellung über die gewünschte Schattierung hinaus zu verhindern.

Beschreibung:


Opalescence Go ist ein vom Zahnarzt verabreichtes und von Zahnarzt überwachtes Zahnhellungssystem für das Zuhause. Das auf vorher beladenen Einweg-Zahnschienen dispensiert gel. Es handelt sich um einen klaren, aromatisierten, hochviskosen und haftenden 6%iges Wasserstoffperoxidgel mit Kaliumnitrat und Natriumfluorid.

Vorsichtsmaßnahmen für Europa:


1. Nicht anzuwenden bei Personen unter 18 Jahren.
2. Nur zum Verkauf an niedergelassene Zahnärzte. Bei jedem Anwendungszyklus darf die erste Anwendung nur durch niedergelassene Zahnärzte oder unter deren direkter Aufsicht vorgenommen werden, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach wird es dem Verbraucher zur Verfügung gestellt, um den Anwendungszyklus zu vervollständigen.
3. Enthalt Natriumfluorid.
4. Bitte beachten Sie das auf der Außenverpackung / Zahnschienengehäuse aufgedruckte Vorsichtsmaßnahmen:

 1. Kontakt mit Weichstellen zeitlich begrenzen.
 2. Manche Amalgamfüllungen können eine dunkelviolette Farbe an der Zahnhellungsschiene hinterlassen. Das ist normal.
 3. Die Behandlung vermeiden, falls der Patient die Zahnschiene verschlucken oder aspirieren kann.
 4. Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Zahnarzt.
 5. Einige Patienten können vorübergehende Beschwerden an Zahnfleisch, Lippen, Rachenraum, Zunge oder an den Zähnen erleben. Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt, falls die Symptome nach Absetzen der Verwendung weiterhin anhalten oder bei Fällen, in denen schwerwiegende Bedenken bestehen.
 6. Kein essen, trinken oder Tabakprodukte konsumieren, solange die Zahnhellungsschienen in Position eingesetzt sind.
 7. Beim Schlafen keine Zahnhellungsschiene tragen.
 8. Das Verschlucken großer Mengen Gel vermeiden. Die Einnahme kleiner Mengen Gel während der Verwendung wird erwartet.
 9. Informationen zu Patienten oder Benutzer mit Verdacht auf Allergien finden Sie im allgemeinen Allergen-Produktdokument unter www.ultradent.com. Bei Beobachtung einer allergischen Reaktion den exponierten Bereich gründlich mit Wasser spülen und dafür sorgen, dass der Patient seinen Arzt konsultiert.
 10. Restaurierungsmaßnahmen lassen sich nicht aufheben.
 11. Informieren Sie Ihren Zahnarzt vor einer Zahnbehandlung, dass bei Ihnen eine Zahnhellung durchgeführt wurde.
 12. Patienten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken sollten vor der Behandlung ihren medizinischen Erstversorger befragen.
 13. Schwangere oder stillende Mütter sollten keine Zahnhellungsprodukte verwenden.
 14. Während des Zahnhellungsvorgangs erscheinen die weißen Flecken auf dem Zahnschmelz auffälliger und kommen sich bei fortgesetzter Zahnhellung vermischen.
 15. Zähne können sich im Laufe der Zeit erneut verfärbaren. Lassen Sie deshalb gegebenenfalls die Zahnhellung nachherrschen.
 16. Kontakt mit den Augen verhindern.
 17. Gingivale und allgemeine orale Gesundheit sollte vor dem Beginn einer Behandlung beurteilt werden, um einer zusätzlichen Reizung vorzubeugen.
 18. Den Fortschritt überwachen, um eine Zahnhellung über die gewünschte Schattierung hinaus zu verhindern.

DE



1. Retirer le produit de l'emballage.
'U' • Gouttière de blanchiment supérieur
'L' • Gouttière de blanchiment inférieur



2. Positionner la gouttière supérieure sur les dents.



3. Mordre fermement, puis sucer la gouttière pendant 2 secondes.



4. Retirer la gouttière extérieure colorée en laissant la gouttière intérieure blanche sur les dents. Répéter le processus pour la gouttière inférieure.



5. Après le temps indiqué, retirer les gouttières de blanchiment et se brosser les dents.

Description :

Opalescence Go est un système de blanchiment à emporter contrôlé par le dentiste, supervisé par le dentiste et distribué dans des gouttières jetables préchargées. Il s'agit d'un gel de peroxyde d'hydrogène transparent collant à 6%, aromatisé, à haute viscosité, avec du nitrate de potassium et du fluorure de sodium.

Précautions pour l'Europe :

1. Ne peut être utilisée que par moins de 18 ans.
2. Ne peut être vendu qu'à des dentistes. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation ne peut être gérée que par un dentiste ou sous sa supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré. À fourrir ensuite au consommateur pour terminer le cycle d'utilisation.
3. Contient du fluorure de sodium.
4. Veuillez noter la date d'expiration imprimée sur l'emballage extérieur/les conteneurs de gouttières.
5. Limiter le contact avec les tissus mous.
6. Certaines garnitures d'amalgame peuvent laisser une couleur violet foncé dans votre gouttière de blanchiment ; c'est normal.
7. Éviter le traitement si le patient peut avaler ou aspirer la gouttière.
8. Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez consulter votre dentiste.
9. Certains patients peuvent ressentir une gêne temporaire des gencives, des lèvres, de la gorge, de la langue ou des dents. Si l'un de ces symptômes persiste ou s'aggrave après l'arrêt de l'utilisation ou en cas d'inconfort sévère, appelez votre dentiste.
10. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant que les gouttières de blanchiment sont en place.
11. Ne pas porter de gouttière de blanchiment pendant le sommeil.
12. Éviter d'avaler de grandes quantités de gel. L'ingestion de petites quantités de gel pendant l'utilisation est attendue.
13. Pour les patients ou utilisateurs souffrant d'allergies, reportez-vous au document sur les allergènes du produit disponible sur www.ultradent.com. Si une réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.
14. Les matériaux de restauration ne blanchissent pas.
15. Informez votre dentiste que vous avez blanchi vos dents avant toute intervention dentaire.
16. Les patients ayant de graves problèmes de santé devraient consulter leur fournisseur de soins primaires avant le traitement.
17. Les femmes enceintes ou qui allaient leur devraient ne pas utiliser de produits de blanchiment des dents.
18. Les taches blanches sur l'émail peuvent devenir plus apparentes pendant le processus de blanchiment et se maligner par la suite avec un blanchiment continu.
19. Les dents peuvent se décolorer au fil du temps, retoucher les traitements de blanchiment des dents si nécessaire.
20. Éviter tout contact du produit avec les yeux.
21. Pour éviter toute irritation supplémentaire, l'état de santé gingival et buccal doit être évalué avant de commencer le traitement.
22. Surveiller les progrès pour éviter de blanchir au-delà de la teinte ou de la translucidité souhaitées.

FR

beschrijving:

voorzorgsmaatregelen voor Europa:

beschrijving:



1. Poista tuote pakkauksesta.
'U' • Ylähamppaiden valkaisuluisukka
'L' • Alahamppaiden valkaisuluisukka



2. Laita ylempi lusikka paikalleen hampaisiin.



3. Pure voimakkaasti, purista sitten lusikka imulikkeella kahden sekunnin ajan.



4. Poista värillinen ulompi lusikka ja jätä valkoinen sisempi lusikka paikalleen hampaisiin. Tee sama alahamppaiden lusikalle.



5. Poista valkaisuluisukat ilmoitetun käyttöajan jälkeen ja harja hampaat.



1. Wyciągnij produkt z opakowania.
„U” • Dólna nakładka wybielająca
„L” • Główna nakładka wybielająca



2. Umieść nakładkę górną na zębach.



3. mocno zagryź, a następnie zasysać nakładkę przez 2 sekundy.



4. Zdjąć kolorową nakładkę zewnętrzną, pozostawiając białą nakładkę wewnętrzną na zębach. Powtórz ten proces z nakładką dolną.



5. Po upływie podanego czasu noszenia, zdjąć nakładki wybielające i umyć zęby.



1. Ürünü ambalajından çıkarın.
‘U’ • Üst beyazlatma plâgi
‘L’ • Alt beyazlatma plâgi



2. Üst plâgi diş yeşlerinin üstünde yerleştirin.



3. İyice isirin, daha sonra 2 saniye plâgi emin.



4. Renkli diş plâgi çıkarın beyaz iz plâgi dışta bırakın. Aynı işlemi alt plâk için de tekrarlayın.



5. Belirlenen çalışma süresi sonrasında beyazlatma plâkları çıkarın dişler fişçılaryanın.

Kuvias:

Opalescence Go on hammaslääkin valvoma ja ohjeistama kotikäytöön valmisannoskin laatuinen käytätytiksi tehtävä hampainvalkaisujärjestelmä. Tuote kiriks, mautettu, hyvin sitkisointa, tähmea, kaliumitraattia ja natriumfluoridia sisältävää 6-prosenttisen vetyperoksidiolista.

Europassa sovellettavat valtioriomenneet:

1. Saa käyttää vain 18-vuotiaille.
2. Myydään ainoastaan hammashäkäreille. Kullakin käytöjaksolla tuotteen sisäimman käytötkirjan vain hammashäkären tekemänä tai hammashäkären välittämässä valvonnassa, jos vastavaa turvallisuustaso voidaan varmistaa. Tämän jälkeen tuotteen voi antaa kuluttajalle käytöjäksän päätohdeensaattamiseksi.
3. Sisältää natriumfluoridua.
4. Viimeinen käytönpäivämäärä merkitys ulkopakkaukseen/kiskokoteloon.
- Varoitus:**
 - Rajata koskettusta pehmytkudokseen.
 - Jotkut amalgamitäyteet saattavat jättää valkaisuluiskanan tummanvioletin väriin; tämän on normaalia.
 - Välttää hoitoa jos arveltu, että potilaalla saattaa olla etioliittinen hampashäkäri.
 - Jos sululla on kyyttävästä täästä tuotteesta, otta yhteyttä hammashäkäriin.
 - Jotkut potilat saattavat tuntea tilapäistä epämukavuutta itenissä, huulissa, kurkussa, kiessellä tai hampaissa. Jos jokin näistä oireista jatkuu tai pahenee, käytön lopettamisen jälkeen tai jos kyseessä on voimakas epämukavuus, soita hammashäkäriin.
 - Älä syö, juo tai käytä tupakkatuotteita, kun valkaisuluisukat ovat paikoillaan.
 - Älä käytä valkaisuluisukkaa nukkessa.
 - Välttää nielämääriä surua määrää geeliä. Pienten geelimäärien niellemisen käytöön on odottettava.
 - Katoi allergioihin osalta tuotteen alergeniidenkunta, joka on saatavana osoitteessa www.ultradent.com. Jos allergisia reaktioita haittaa, huuhete alistuu alue luodellestesi vedellä ja pyydät postilaata ottamansa yhteys lääkärin. Korjaavat materiaalit eivät valtaista.
 - Potilaiden johdolla valkaisuon suoraan hampailijan valtiossa on tattavaa yhteys terveydenhuollon tarjoajaansa ennen hoitoa.
 - Hampainvalkaisuaineita ei saa käyttää raskauden tai imetyksen aikana.
 - Kiiltäviä valkoiset pisteet saattavat korostaa valkaisuprosessin aikana, mutta katsovat usein valkaisua jatkettavaksi.
 - Hampaita voivat jano myötä värjäätyä uudelleen, toista valkaisuhoito tarvitaessa.
 - Välttää kosketusta silmiin.
 - Lisääntymisen estämiseksi ikeneet ja suun yleinen terveys on syytä arvioida ennen hoitoa aloittamista.
 - Suojaudu edistymästä, jotta valkaisuun säävää ja kuuluvuus pysyvät halutun tasoisena.

Opis:

Opalescence Go je kontrolowany i nadzorowany przez stomatologa system wybielający do użytku domowego, wydawany w fabrycznie wypełnionych, jednorazowych nakładkach. Jest to bezbarwny, charakteryzujący się dużą lepkością, klejący żel zawierający 6% natrutowego wodoru z azotanem wapnia i fluorkiem sodu.

Srodko ostroznosci obowiazujace w Europie:


1. Produkt może być sprzedawany wyłącznie stomatologom. W przypadku każdego cyklu stosowania pierwsze zastosowanie może wykonać stomatolog lub też może odbić się pod jego nadzorem pod warunkiem zapewnienia równoznacznego poziomu bezpieczeństwa. Następnie produkt zostaje przekazany pacjentowi, który wykonuje pełny cykl wybielania.
2. Produkt może być sprzedawany wyłącznie stomatologom. W przypadku każdego cyklu stosowania pierwsze zastosowanie może wykonać stomatolog lub też może odbić się pod jego nadzorem pod warunkiem zapewnienia równoznacznego poziomu bezpieczeństwa. Następnie produkt zostaje przekazany pacjentowi, który wykonuje pełny cykl wybielania.
3. Zawiera fluorid sodu.
4. Należy zwrócić uwagę na termin ważności nadrukowany na pudelku/pojemnikach z nakładkami.
- Środki ostrożności:**
 1. Ograniczyć kontakt z tkanką miękką.
 2. Niektóre wypełnienia amalgamowe mogą spowodować ciemnofioletowe zabarwienie nakładki wybielającej, to jest zjawisko normalne.
 3. Unikać stosowania, jeśli pacjent może poknąć lub zaśpiąć nakładkę.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu należy skontaktować się ze swoim lekarzem.
 5. Niektórzy pacjenci mogą zauważać przejmujący dyskomfort w okolicy dziąseł, ust, gardła, języka i żebów. W razie utrzymania lub pogorszenia się któregoś z tych objawów po zaprzestaniu użytkowania lub w przypadku silnego dyskomfortu należy skontaktować się ze stomatologiem.
 6. Po założeniu nakadek wybielających nie wolno jeść, pić ani używać wyrobów tytoniowych.
 7. Nakadek wybielających nie wolno położyć podczas snu.
 8. Unikać połykania duzych ilości żelu. Położenie niewielkich ilości żelu podczas użytkowania jest zgodne z przewidywaniami.
 9. W przypadku pacjentów lub użytkowników z problemami alergicznymi należy zapoznać się z dokumentem dotyczącym alergenów produktu, dostępnym na stronie www.ultradent.com. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego produktu należy skontaktować się ze stomatologiem lub użytkownikiem alergenów.
 10. Materiały do wyprania nie ulegają wypłanianiu.
 11. Przed podaniem się plekümu wzbogaceniemu stomatologicznemu należy poinformować stomatologa o przebytym wybielaniu.
 12. Pacjenci z ciekimi problemami natury zdrowotnej powinni skontaktować się z lekarzem POZ przed rozpoczęciem stosowania tego produktu.
 13. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny stosować produktów do wybielania zębów.
 14. Biale plamy na zęwkach mogą pojawiać się podczas procesu wybielania, ale często stają się z odciemieniem szkliwa w toku dalszego wybielania.
 15. Z upływu czasu na zębach ponownie mogą pojawiać się przebarwienia. W razie konieczności zagięcia wybielanych zębów należy powtarzać.
 16. Unikać kontaktu z oczami.
 17. Aby zapobiec dodatkowemu podrażnieniu, przed rozpoczęciem zabiegu należy sprawdzić stan dziąseł i ogólny stan jasny usne.
 18. Monitorować postępy, aby zapobiec wybielanu poza pożądaną odcień lub przeżerwo.

Akıllama:


Opalescence Go, kullanıcıya hazır, tek kullanımlık plaklarda tedarik edilen ve diş hekimliği kontrolünde ve göreviminde evde uygulanan bir beyazlatma sistemidir. Berrak, aromalı, yüksek viskozitedeli, yapışkan, potasyum nitrat ve sodyum fluorür içeren %6 hidrojen peroksidini içerir.

Avrupa'ya Yenilik Kullanım Önlüğü:


1. 18 yaşındaki kuşaklarda kullanılmamalıdır.
2. Yalnızca diş hekimlerine satılabilir. Her kullanım dönüsünden, ilk uygulama diş hekimleri tarafından veya eşit derecede güvenlik düzeyi sağlanmışsa doğrudan diş hekimliği gözetim altında yapılmamalıdır. Daha sonra, kullanım dönüsünün ictisātına hizmet verilebilir.
3. Sodyum fluorür içerir.
4. Lütfen diş ambalajda/plak kaplarında basılı olan son kullanım tarihine dikkat edin.
- Önlükler:**
 1. Yumurka dokuya temasını sınırlendirin.
 2. Bazi amalgam dolgular beyazlatma plâğında koyuyor mor bir leke bırakabilir; bu durum normaldir.
 3. Hastanın plâgi yutma veya aspire etme ihtiyali varsa tedaviden kaçının.
 4. Bu ürünle ilgili sorunlarınız varsa lütfen diş hekiminize danışın.
 5. Bazi hastalar geçiciçi eti, diş, diş, boğaz, dil ve yaşa hissasiyeti yaşayabilir. Bu semptomlardan herhangi birün birulukdan sonra geçmeyeceğini ve kötüleşecek veya yaşa hissasiyeti oluşursa diş hekiminize danışın.
 6. Beyazlatma plâkları ağızndan kaynaklı yemekeyim, içecek içmem, tütün ürünlerini kullanmam.
 7. Beyazlatma plâkları uyurken takmamak.
 8. Çok miktarla jed yutmakta kaçının. Kullanım sırasında急に止める。
 9. Alerjik endişesi olan hastalar veya kullanıcıları için www.ultradent.com adresinde bulunan ürün bilgileri alın. Alerjik reaksiyon görüldürse maruz kalan boğazı suyla iyice yıkın ve hastaya doktoru başvurmasını söyleyin.
 10. Restoratif materalerle beyazlatma.
 11. Herhangi bir dental işlem yaptrmadan önce beyazlatma yapturduğunuz diş hekiminize söyleyin.
 12. Ciddî sağlık endişeleri olan hastalar, tedaviden önce aile hekimine danışınmalıdır.
 13. Hanıle ve emziren kadınlar diş beyazlatma ürünü kullanılmamalıdır.
 14. Beyazlatma işlemi sırasında mindeki beyaz noktalar daha belirgin hale gelebilir ancak genellikle bu değişim devamlı kıyalıdır.
 15. Diğer zaman içinde teknik sezarabilir, gerektiğinde rötuş beyazlatma işlemi yapılabilir.
 16. Gözler temasında kaçının.
 17. Daha fazla irritasyon önlemek için tedaviye başlamadan önce diş eti ve genel ağız sağlığı derfirlendirmelidir.
 18. İstenilen tonları veya saydamlıkton daha fazla beyazlatmayı önlemek için ıterlemeyi takip edin.




1. Afiparete to protoni από τη συσκευασία. «U» • Πάνω διάσος λεύκανσης «L» • Κάτω διάσος λεύκανσης



2. Topothetize τον πάνω διάσος στη συνέχεια.



3. Δαιγκώστε σταθερά και στη συνέχεια, πιέστε τον διάσος για 2 δευτερόλεπτα.




4. Afiparete τον χρωματιστό εξωτερικό διάσος, αφήνοντας τον λευκό στον διάσος πάνω στο διάσος λεύκανσης. Εάν το χρώμα διάσος διατηρείται για πάνω από 18 στιγμές,




5. Μετά την υποδειγμένο χρόνο χρόνο τοποθετήστε τη διάσος πάνω στη συνέχεια. Απορρίψτε την κάπα με συγκρότημα για αλλεργίας, ανατέξτε στην επικράτηση της χρήσης, ή στην αποτέλεσματα που διαφέρουν μετά τη διάσος λεύκανσης. Η κατάποση μικρών ποσοτήστων γέλη κατά τη γήρανση είναι αναμενόμενη.




6. Εάν αυτό δεν γίνεται, αφήνετε την λεύκανση για συνέχεια. Στη συνέχεια, αφήνετε την λεύκανση για 2 δευτερόλεπτα.



7. Βασικά απορρίψτε την λεύκανση για να επιβεβαιωθεί το γεύμα σας. Εάν το χρώμα διάσος διατηρείται για πάνω από 18 στιγμές, οι ασθενείς ή οι φωσφατούχοι αποδημούνται στη γέλη. Η προστασία αποτελείται από την επικράτηση της χρήσης.



8. Εάν αυτό δεν γίνεται, αφήνετε την λεύκανση για συνέχεια. Στη συνέχεια, αφήνετε την λεύκανση για 2 δευτερόλεπτα.



9. Αφήνετε την λεύκανση για συνέχεια. Στη συνέχεια, αφήνετε την λεύκανση για 2 δευτερόλεπτα.




10. Εάν αυτό δεν γίνεται, αφήνετε την λεύκανση για συνέχεια. Στη συνέχεια, αφήνετε την λεύκανση για 2 δευτερόλεπτα.



11. Εάν αυτό δεν γίνεται, αφήνετε την λεύκανση για συνέχεια. Στη συνέχεια, αφήνετε την λεύκανση για 2 δευτερόλεπτα.



12. Εάν αυτό δεν γίνεται, αφήνετε την λεύκανση για συνέχεια. Στη συνέχεια, αφήνετε την λεύκανση για 2 δευτερόλεπτα.



13. Εάν αυτό δεν γίνεται, αφήνετε την λεύκανση για συνέχεια. Στη σ