

EN
Opalescence™ PF Tooth Whitening System
Description: Opalescence™ PF whitening is a dentist-controlled, ready-to-use, take-home whitening system dispensed in syringes. The products are clear, high viscosity, sticky gels, containing carbamide peroxide along with potassium nitrate and sodium fluoride. The gels are available in carbamide peroxide concentrations of 10% and 16% (3.6% and 5.8% hydrogen peroxide equivalent).

Precautions for Europe:
1. Not to be used on a person under 18 years of age.
2. To be only used to dental practitioners. For each cycle of use, the first use to be only done by dental practitioners or under their direct supervision if an equivalent level of safety is ensured. Afterwards to be provided to the consumer to complete the cycle of use.
3. Do not use on teeth with restorations.
4. Please note the expiration date printed on the outer package/syringe.

Precautions
1. If you have any questions regarding the appropriate use of this product, including how long it will take to whiten your teeth, please consult your dentist.
2. Restorations, crowns, bridges, partial dentures, veneers, and composite fillings will not whiten.
3. Some patients experience sensitivity with whitening. Should this occur, stop treatment and contact your dentist.
4. Some patients have noticed temporary discomfort of the gums, lips, throat, or tongue. Should any of these symptoms occur within two days or progressively worsen, stop use.
5. Pregnant or breastfeeding women, or patients with serious health concerns should not to treat. Consult their primary care provider prior to whitening.
6. If patient has a known allergy or chemical sensitivity to any of the ingredients in Opalescence whitening, do not use. Mint or melon flavor can be irritating to some patients. If a patient has a known sensitivity to flavorings, the non-flavored variant should be selected.
7. Do not use household bleach to whiten teeth.
8. Do not use tobacco or eat while whitening trays are in place.

9. Teeth are naturally darker along the gum line. These areas may require more time to lighten than the rest of the tooth surface and usually remain slightly darker.
10. White spots may appear more prominent on the enamel during the whitening process and may blend with continued whitening.
11. Sensitivity, bridges, partial dentures, veneers, and composite fillings will not whiten.
12. Coffee, tobacco, and other products can re-stain your teeth over time. Should this occur, teeth can be re-whitened.
13. Some amalgam fillings may leave a dark purple color in your whitening tray; this is normal.

14. Expiration date and date according to instructions.

15. Avoid swallowing large amounts of gel or water used to rinse gel residue from the teeth.
16. Avoid contact with eyes.

DE
Opalescence™ PF Zahn-Aufhellungs-System
Description: Opalescence™ ist ein vom Zahnarzt verabreichtes und vom Zahnarzt überwachttes Aufhellungssystem zur Anwendung zu Hause, das aus der Spritze abgegeben wird. Die Produkte sind klare, aromatisierte, hochviskose, haftende Gele, die Carbamidperoxid, Kaliumnitrat und Natriumfluorid enthalten. Diese Gele sind in Carbamidperoxid-Konzentrationen von 10 % und 16 % (gleichzeitig zu 3,6 % und 5,8 % Wasserstoffperoxid) verfügbar.

Vorsichtsmaßnahmen Für Europa:
1. Nicht bei Personen unter 18 Jahren anzuwenden.
2. Nur an Patienten abzugeben. Für jeden Anwendungszweck muss die erste Anwendung durch einen Zahnarzt oder unter seiner direkten Aufsicht erfolgen, wenn ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleistet ist. Danach kann eine Übergabe an den Patienten zur Fortführung des Anwendungszwecks bis zum Ende erfolgen.
3. Enthält Natriumfluorid.
4. Bitte das auf der Verpackung/Spritze oder Kapsel aufgedruckte Verfallsdatum beachten.

Vorsichtsmaßnahmen
1. Wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt bei Fragen bezüglich der richtigen Benutzung dieses Produkts, unter anderem mit der Frage, wie lange das Aufhellungssystem zu verwenden ist.
2. Regelmäßige Kontrollen und Reinigung durch den Zahnarzt sind vor und nach jeder Zahnaufhellung wichtig, um sich ein gesundes Lächeln zu bewahren.
3. Einige Patienten erleiden durch die Zahnaufhellung eine Sensibilisierung. Sollte dies auftreten, müssen Sie die Behandlung abbrechen und sich an Ihren Zahnarzt wenden.
4. Einige Patienten verspüren vorübergehende Beschwerden an Zahnhalsfleisch, Lippen, Rachenraum oder Zunge. Sollten diese Symptome länger als zwei Tage anhalten oder sich zunehmend verschlechtern, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt. Diese Nebenwirkungen werden normalerweise innerhalb von 1-3 Tagen nach dem Abbruch der Behandlung abklingen.

5. Schwangere oder stillende Frauen oder Patienten mit schwerwiegenden gesundheitlichen Bedenken dürfen keine Zahnaufhellung vornehmen. Vor der Behandlung den Hausarzt befragen.
6. Nicht verwenden, wenn Sie eine bekannte Allergie oder chemische Sensibilisierung gegen Bestandteile der Opalescence-Zahnaufhellungs-Mittel vorliegt. Bei einigen Patienten löst Minze- oder Melonengeschmack Reizungen aus. Falls bei einem Patienten eine Sensibilisierung gegen Aromastoffe vorliegt, muss die nicht aromatisierte Variante verwendet werden.
7. Zum Aufhehlen der Zähne keine Haushaltsbleichmittel verwenden.
8. Keinen Tabak und keine Speisen konsumieren, wenn Zahnaufhellungsgeschichten eingesetzt sind.
9. Zähne sind entlang des Zahnhfleischrands naturgemäß dunkler. Diese Stellen erfordern mehr Aufhellung für die Aufhellung als die restlichen Zahnoberflächen und bleiben in der Regel etwas dunkler.
10. Während des Zahnaufhellungsvorgangs erscheinen die weißen Flecken auf dem Zahnhalschmauffälliger und können sich bei fortgesetzter Zahnaufhellung der Umgebung angleichen.
11. Restorations, Kronen, Brücken, Teilprothesen, Verfüllungen, und Komposit Füllungen lassen sich nicht aufhellen.
12. Kaffee, Tabak, und andere Produkte können bewirken, dass Ihre Zähne im Lauf der Zeit wieder Verfärbungen zeigen. Solte dies auftreten, können die Zähne erneut aufgehllt werden.
13. Bestimmte Amalgamfüllungen können an der Bleichung partiell anknüpfen. Die Aufhellung muss normal ist.
14. Verfallstag überprüfen und vorschriftsmäßig aufbewahren.
15. Das Verschlucken großer Mengen Gel oder Wasser, das zum Spülen der Gel-Überreste von den Zähnen verwendet wurde, vermeiden.

FR
Opalescence™ PF Système de blanchiment dentaire
Description : Fourni dans des syringes, Opalescence™ est un système de blanchiment à domicile contrôlé et supervisé par un dentiste. Les produits sont des gels transparents aromatisés, très visqueux et adhésifs. Ils contiennent du carbamide, de nitrate de potassium et de fluorure de sodium. Les gels sont disponibles dans des concentrations de peroxyde de carbamide de 10 et 16 % (3,6 et 5,8 % d'équivalent de peroxyde d'hydrogène).

Précautions pour l'Europe :
1. Ne pas utiliser sur une personne de moins de 18 ans.
2. Ne peut être vendu qu'à des dentistes. Pour chaque cycle d'utilisation, la première utilisation ne peut être réalisée que par un dentiste ou sous sa supervision directe, si un niveau de sécurité équivalent est assuré.
4. Après une suite à l'utilisateur pour terminer le cycle d'utilisation.
5. Contient du fluorure de sodium.
6. Veuillez noter la date de péremption imprimée sur l'emballage extérieur / sur l'ampoule.

Précautions:
1. Pour toute question concernant l'utilisation de ce produit, y compris la durée nécessaire pour blanchir vos dents, veuillez consulter votre dentiste.
2. Il est important d'effectuer votre premier cycle de blanchiment afin de conserver un sourire sain.
3. Certains patients sont sensibles au blanchiment. Dans ce cas, arrêter le traitement et contacter votre dentiste.
4. Certains patients ont observé une gêne temporaire au niveau des gencives, des lèvres, de la gorge ou de la langue. Si l'un de ces symptômes persiste plus de deux jours ou s'aggrave progressivement, consulter votre dentiste. Ces effets secondaires disparaissent habituellement 1 à 3 jours après l'arrêt du traitement.
5. Les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les patients présentant de graves problèmes de santé ne doivent pas utiliser ce produit.
6. Ne pas utiliser le produit de blanchiment Opalescence chez les patients présentant une allergie ou une sensibilité chimique connue à l'un de ses ingrédients. L'arôme de menthe ou de melon peut être irritant pour certains patients. Employer la variante non aromatisée si les patients présentant une sensibilité connue au arôme.

7. Ne pas utiliser d'eau de javel pour blanchir les dents.
8. Ne pas fumer ni manger lorsque les gouttières de blanchiment sont en place.
9. Les dents sont naturellement plus foncées à proximité de la ligne gingivale. Ces zones demandent parfois davantage de temps pour s'éclaircir que le reste de la surface de la dent et demeure généralement plus foncées.
10. Des taches blanches peuvent apparaître sur l'émail lors du blanchiment puis s'intégrer à ce dernier au fil des blanchiments.
11. Les couronnes, ponts, prothèses partielles, facettes et autres restaurations ne peuvent pas être blanchies.
12. Le café, le tabac et d'autres produits peuvent tacher vos dents et lui ôter du temps. Dans ce cas, celles-ci peuvent être à nouveau blanchies.
13. Certains obturations en amalgame peuvent laisser une trace visible forcée dans la gouttière de blanchiment, ce est normal.
14. Vérifier la date de péremption du produit et

conserver celui-ci conformément aux instructions.
15. Éviter d'avaler de grandes quantités de gel ou d'eau pour rincer les résidus de gel des dents.
16. Éviter tout contact du produit avec les yeux.

NL
Opalescence™ PF Tandbleekstelsystem
Beschrijving: Opalescence™ is een bleekstelsyte voor thuisbehandeling onder toezicht en controle van een tandarts, dat toegediend wordt met een spuit. De producten zijn doortzichtige, geïaromatiseerde, kleverige gels met een hoge viscositeit en een plakend karakter. Deze gels zijn verkrijgbaar in waterstofperoxideconcentraties van 10% en 16% (gelijk aan 3,6% en 5,8% waterstofperoxide).

Voorzorgsmaatregelen voor Europa:
1. Mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.
2. Het product mag alleen worden gebruikt aan tandheelkundigen. Voor elke gebruikscyclus geldt dat het de eerste keer alleen mag worden gebruikt door tandheelkundigen of onder hun directe toezicht als een eenjklwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Daarna mag het aan de consument worden gegeven om de gebruikscyclus te voltooien.
3. Het is belangrijk dat de patiënt de ingrediënten presenteert en het gebruik van de ingrediënten alleen mag worden gebruikt door tandheelkundigen of onder hun directe toezicht als een eenjklwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Daarna mag het aan de consument worden gegeven om de gebruikscyclus te voltooien.
4. Het is belangrijk dat de patiënt de ingrediënten presenteert en het gebruik van de ingrediënten alleen mag worden gebruikt door tandheelkundigen of onder hun directe toezicht als een eenjklwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Daarna mag het aan de consument worden gegeven om de gebruikscyclus te voltooien.
5. Het is belangrijk dat de patiënt de ingrediënten presenteert en het gebruik van de ingrediënten alleen mag worden gebruikt door tandheelkundigen of onder hun directe toezicht als een eenjklwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Daarna mag het aan de consument worden gegeven om de gebruikscyclus te voltooien.

Voorzorgsmaatregelen
1. Als u vragen hebt over het juiste gebruik van het product, waarvoor hoelang het zal duren om uw tanden te bleken, raadpleeg u a.u.w. uw tandarts.
2. Het is belangrijk dat de patiënt de ingrediënten uw gebit zijn belangrijk voor u achter het bleken om een goede glimlach te behouden.
3. Sommige patiënten ervaren overgevoeligheid bij het bleken. Indien er zich overgevoeligheid voordoet, stop de behandeling en raadpleeg uw tandarts.
4. Sommige patiënten ervaren tijdelijk ongemak aan het tandvlees, de lippen, de tong of de keel. Indien er zich een van deze symptomen voordoet voor meer dan twee dagen of als het geleidelijk aan erger wordt, neem contact op met uw tandarts. Deze nevenwerkingen zullen normaal gezien binnen de 1-3 dagen na het einde van de behandeling verdwijnen.
5. Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, mogen hun gebit niet bleken. Raadpleeg hun primaire gezondheidszorgverlener vóór de behandeling.
6. Als de patiënt een gekende allergie of een chemische overgevoeligheid heeft aan een van de ingrediënten in het Opalescence-bleekproduct, gebruik het niet. De patiënt moet de ingrediënten van de bleekende producten presenteren en het gebruik van de ingrediënten alleen mag worden gebruikt door tandheelkundigen of onder hun directe toezicht als een eenjklwaardig veiligheidsniveau is gegarandeerd. Daarna mag het aan de consument worden gegeven om de gebruikscyclus te voltooien.

7. Het is belangrijk dat de patiënt de ingrediënten uw gebit zijn belangrijk voor u achter het bleken om een goede glimlach te behouden.
8. Sommige patiënten ervaren overgevoeligheid bij het bleken. Indien er zich overgevoeligheid voordoet, stop de behandeling en raadpleeg uw tandarts.
9. Sommige patiënten ervaren tijdelijk ongemak aan het tandvlees, de lippen, de tong of de keel. Indien er zich een van deze symptomen voordoet voor meer dan twee dagen of als het geleidelijk aan erger wordt, neem contact op met uw tandarts. Deze nevenwerkingen zullen normaal gezien binnen de 1-3 dagen na het einde van de behandeling verdwijnen.
10. Het kan zijn dat sommige amalgaamvullingen een matig ongemak veroorzaken. Het bleken kan deze ongemakken verergeren of de behandeling kan worden onderbroken.
11. Sommige amalgamvullingen kunnen een donker purple kleur achterlaten in uw bleektray; dit is normaal.

12. Koffie, tabak en andere producten kunnen verloop van tijd nieuwe vlekken achterlaten op uw tanden. Als dit zich voordoet, kunt u uw tanden opnieuw bleken.
13. Het kan zijn dat sommige amalgaamvullingen een matig ongemak veroorzaken. Het bleken kan deze ongemakken verergeren of de behandeling kan worden onderbroken.
14. Vermijd contact met de ogen.

IT
Opalescence™ PF Sistema per lo sbiancamento dei denti
Descriptione: Opalescence™ è un sistema sbiancante utilizzabile a domicilio controllato da dentista, supervisionato da un dentista o da un odontologo. È composto da gels trasparenti, aromatizzati, ad alta viscosità, appiccicosi, e contengono perossido di carbammide insieme a nitrato di potassio e fluoruro di sodio. I gels sono disponibili con percento di carbammide in concentrazioni del 10% e del 16% (3,6% e 5,8% di perossido di idrogeno equivalente).

Misure preventive per l'Europa:
1. Non utilizzare il prodotto su una persona di 18 anni.
2. Può essere venduto esclusivamente a dentisti/odontoiatri. Per ogni ciclo di trattamento, il primo utilizzo deve essere fatto solamente da un dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere messa a disposizione del paziente o del consumatore.
3. Si un paziente presenta una sensibilità conosciuta a qualche uno dei ingredienti del biancheggiamento Opalescence, non utilizzare il prodotto. Il paziente deve presentare i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere messa a disposizione del paziente o del consumatore.
4. È importante che il paziente presenti i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere messa a disposizione del paziente o del consumatore.
5. È importante che il paziente presenti i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere messa a disposizione del paziente o del consumatore.

6. Si el paciente padece una alergia conocida o sensibilidad química a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento Opalescence, no utilice este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería usar la variante sin sabor.
7. No usar lejía doméstica para blanquear los dientes.
8. No fume o coma mientras lleva las cubetas de blanqueamiento.
9. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
10. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauzioni:
1. In caso di dubbi riguardanti l'uso appropriato di questo prodotto, compreso il tempo necessario per sbiancare i denti, rivolgersi al dentista.
2. Per mantenere un sorriso sano, i controlli e le pulizie dentali regolari sono importanti prima e dopo lo sbiancamento.
3. Alcuni pazienti avvertono sensibilità durante il trattamento. In questi casi, interrompere il trattamento e rivolgersi al dentista.
4. Alcuni pazienti avvertono disagio temporaneo a carico di gengive, labbra, gola o della lingua. Nel caso in cui uno qualsiasi di questi sintomi persistesse per più di due giorni o peggiorasse progressivamente, rivolgersi al dentista. Questi effetti collaterali vengono migliorati entro i 3-5 giorni dalla sospensione del trattamento.
5. Le donne incinte o le allattano al seno o i pazienti con gravi problemi di salute non devono sottoporsi a trattamenti di sbiancamento. Consultare la figura sanitaria di riferimento prima del trattamento.
6. Non utilizzare nel caso in cui il paziente ha un'allergia o una sensibilità conosciuta a uno o più ingredienti del prodotto. Il paziente deve presentare i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere irizzato al paziente o al consumatore.
7. È importante che il paziente presenti i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere irizzato al paziente o al consumatore.
8. È importante che il paziente presenti i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere irizzato al paziente o al consumatore.
9. È importante che il paziente presenti i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere irizzato al paziente o al consumatore.

10. È importante che il paziente presenti i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere irizzato al paziente o al consumatore.
11. È importante che il paziente presenti i suoi ingredienti al dentista/odontoiatra o sotto la sua diretta supervisione, quando è garantito un livello di sicurezza equivalente. Solo successivamente può essere irizzato al paziente o al consumatore.
12. Caffè, tabacco e altri prodotti possono compromettere i risultati del trattamento.
13. Alcuni pazienti avvertono disagio temporaneo a carico di gengive, labbra, gola o della lingua. Nel caso in cui uno qualsiasi di questi sintomi persistesse per più di due giorni o peggiorasse progressivamente, rivolgersi al dentista. Questi effetti collaterali vengono migliorati entro i 3-5 giorni dalla sospensione del trattamento.
14. Le donne incinte o le allattano al seno o i pazienti con gravi problemi di salute non devono sottoporsi a trattamenti di sbiancamento. Consultare la figura sanitaria di riferimento prima del trattamento.
15. Non usare candegina comune per sbiancare i denti.
16. Non usare tabacco o mangiare mentre la mascherina è in uso.

17. Non usare tabacco o mangiare mentre la mascherina è in uso.
18. Evitare il contatto con gli occhi.
19. I denti sono naturalmente più scuri lungo il bordo gengivale. Queste aree possono richiedere più tempo per lo sbiancamento rispetto al resto della superficie dentale e di solito rimangono leggermente più scure.
20. Possono apparire macchie bianche più pronunciate sullo smalto durante il processo di sbiancamento e possono scomparire con il tempo.
21. Corone, ponti, protesi parziali, faccette e otturazioni in composito non subiscono il ciclo di utilizzazione.
22. Caffè, tabacco e altri prodotti possono ri-macchiare i denti nel corso del tempo. In questo caso, è possibile ripetere il trattamento sbiancante.
23. Alcune otturazioni in amalgama possono lasciare un colore visuale scuro sulla mascherina sbiancante, è normale.

24. Controllare la data di scadenza e conservare secondo le istruzioni.
25. Evitare l'ingestione di grandi quantità di gel o dell'acqua usata per risciacquare i residui di gel dai denti.
26. Evitare il contatto con gli occhi.

ES
Opalescence™ PF Sistema de Blanqueamiento de Dientes
Description: Opalescence™ es un sistema de blanqueamiento en casa controlado y supervisado por el dentista, dispensado en jeringas. Los productos son gels transparentes, aromatisados, muy viscosos y pegajosos, que contienen peróxido de carbamida junto con nitrato de potasio y fluoruro de sodio. Los gels están disponibles en concentraciones de peróxido de carbamida del 10% y el 16% (equivalente al 3,6% y 5,8% de peróxido de hidrógeno).

Precauciones para Europa:
1. No utilizar en menores de 18 años.
2. Para venta exclusiva a profesionales dentales. Para cada ciclo de uso, el primer uso debe ser llevado a cabo sólo por el odontólogo o bajo su supervisión directa si se asegura un nivel equivalente de seguridad. Después puede ser entregado al consumidor o al consumidor.
3. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería seleccionar a variante sin sabor.
4. No utilizar lejía casera para blanquear os dientes.
5. No fumar ni comer cuando tiene al moldeiras de blanqueamiento aplicadas.
6. Os dentes são naturalmente mais escuros junto à linha das gengivas. Estas zonas poderão demorar mais tempo a branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais escuras.
7. Os pontos brancos podem aparecer mais proeminentes no esmalte durante o processo de branqueamento e podem desaparecer com o branqueamento contínuo.

8. É importante que o paciente apresente os seus ingredientes ao dentista/odontologista ou sob a sua supervisão direta, quando é garantido um nível de segurança equivalente. Somente depois disso o produto poderá ser disponibilizado ao paciente ou ao consumidor.
9. É importante que o paciente apresente os seus ingredientes ao dentista/odontologista ou sob a sua supervisão direta, quando é garantido um nível de segurança equivalente. Somente depois disso o produto poderá ser disponibilizado ao paciente ou ao consumidor.
10. É importante que o paciente apresente os seus ingredientes ao dentista/odontologista ou sob a sua supervisão direta, quando é garantido um nível de segurança equivalente. Somente depois disso o produto poderá ser disponibilizado ao paciente ou ao consumidor.
11. É importante que o paciente apresente os seus ingredientes ao dentista/odontologista ou sob a sua supervisão direta, quando é garantido um nível de segurança equivalente. Somente depois disso o produto poderá ser disponibilizado ao paciente ou ao consumidor.

12. Café, tabaco e outros produtos podem comprometer os resultados do tratamento.
13. Alguns pacientes experimentam desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um desses sintomas persistir mais do que dois dias ou se agravar progressivamente, contate o seu dentista. Estes efeitos secundários desaparecem normalmente dentro de 1 a 3 dias após a interrupção do tratamento.
14. O tratamento de branqueamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar, e em pacientes com problemas de saúde graves. Consulte o respetivo médico principal antes de fazer o tratamento.
15. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos substâncias químicas contidas no branqueador Opalescence, não o utilize. O sabor a menta ou melão pode ser irritante para alguns pacientes. Use a variante sem aromatisantes se os pacientes apresentarem uma sensibilidade conhecida a qualquer dos aromatisantes, deve ser selecionada a variante sem sabor.
16. Não utilize lejía caseira para branquear os dentes.
17. Não fume nem coma quando tiver as moldeiras de branqueamento aplicadas.
18. Os dentes são naturalmente mais escuros junto à linha das gengivas. Estas zonas poderão demorar mais tempo a branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais escuras.
19. Os pontos brancos podem aparecer mais proeminentes no esmalte durante o processo de branqueamento e podem desaparecer com o branqueamento contínuo.

20. É importante que o paciente apresente os seus ingredientes ao dentista/odontologista ou sob a sua supervisão direta, quando é garantido um nível de segurança equivalente. Somente depois disso o produto poderá ser disponibilizado ao paciente ou ao consumidor.
21. É importante que o paciente apresente os seus ingredientes ao dentista/odontologista ou sob a sua supervisão direta, quando é garantido um nível de segurança equivalente. Somente depois disso o produto poderá ser disponibilizado ao paciente ou ao consumidor.
22. Café, tabaco e outros produtos podem comprometer os resultados do tratamento.
23. Alguns pacientes experimentam desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se estes sintomas persistem durante mais de dois dias ou empioram progressivamente, lllame a o dentista. Estes efeitos secundários normalmente desaparecem em um plazo de entre 1 a 3 días tras cesar el tratamiento.
24. Este producto no debería utilizarse en mujeres embarazadas o lactando, ni en pacientes con problemas de salud graves. Consulte con su proveedor de atención sanitaria primaria antes del tratamiento i sbiancamento. Consultar la figura sanitaria de referencia antes del tratamiento.
25. No utilizar lejía doméstica para blanquear los dientes.
26. No fume o coma mientras lleva las cubetas de blanqueamiento.
27. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
28. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

PT
Sistema de Branqueamento de Dentes
Descrição: Opalescence™ é um sistema de branqueamento caseiro controlado e supervisionado pelo dentista, distribuído em seringas. Os produtos são gels transparentes, com sabor, com grande viscosidade e adesivos e que contém peróxido de carbamida juntamente com nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Os gels estão disponíveis com concentrações de peróxido de carbamita de 10% e 16% (3,6% e 5,8% de peróxido de hidrogénio equivalente).

Precauções:
1. Não deve ser utilizado por pessoas com idade inferior a 18 anos.
2. Venda exclusiva a médicos dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização só está reservada exclusivamente a médicos dentistas ou sob a supervisão direta, se for assegurado um nível de segurança equivalente. Depois disso, o produto pode ser entregue ao paciente para concluir o ciclo de utilização.
3. Contém fluoreto de sódio.
4. Observe a data de validade impressa na embalagem exterior/ampola.
5. Qualquer que seja a relação à utilização correta deste produto, incluindo o tempo que demorará a branquear os seus dentes, consulte o seu dentista.
6. Exame e limpezas dentárias regulares são importantes antes e depois do branqueamento para manter um sorriso saudável.
7. Não fume nem coma quando estiver a usar o produto.
8. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos produtos químicos contidos no branqueador Opalescence, não o utilize. O sabor a menta ou melão pode ser irritante para alguns pacientes. Utilize a variante sem aromatisantes se os pacientes apresentarem uma sensibilidade conhecida a qualquer dos aromatisantes, deve ser selecionada a variante sem sabor.
9. Alguns pacientes notam desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um destes sintomas persistir mais do que dois dias ou se agravar progressivamente, contate o seu dentista. Estes efeitos secundários desaparecem normalmente dentro de 1 a 3 dias após a interrupção do tratamento.
10. O tratamento de branqueamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar, e em pacientes com problemas de saúde graves. Consulte o respetivo médico principal antes de fazer o tratamento.
11. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos substâncias químicas contidas no branqueador Opalescence, não o utilize. O sabor a menta ou melão pode ser irritante para alguns pacientes. Use a variante sem aromatisantes se os pacientes apresentarem uma sensibilidade conhecida a qualquer dos aromatisantes, deve ser selecionada a variante sem sabor.
12. Não utilize lejía caseira para branquear os dentes.
13. Não fume nem coma quando tiver as moldeiras de branqueamento aplicadas.
14. Os dentes são naturalmente mais escuros junto à linha das gengivas. Estas zonas poderão demorar mais tempo a branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais escuras.
15. Os pontos brancos podem aparecer mais proeminentes em el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

15. Las coronas, puentes, dentaduras parciales, carillas y empastes de composite no blanquearán.
16. El café, tabaco y otros productos pueden volver a manchar los dientes a lo largo del tiempo. Si estos síntomas persisten más de dos días o se agravan progresivamente, consulte a su dentista.
17. Algunos empastes de amalgama pueden dejar un color púrpura oscuro en la cubeta de blanqueamiento; esto es normal.
18. Consulte la fecha de caducidad y guarde el producto según las instrucciones.
19. Evite tragar grandes cantidades de gel o del agua usada para enjuagar los residuos del gel de los dientes.
20. Evite el contacto con los ojos.

Opalescence™ PF Sistema de Branqueamento de Dentes
Descrição: Opalescence™ é um sistema de branqueamento caseiro controlado e supervisionado pelo dentista, distribuído em seringas. Os produtos são gels transparentes, com sabor, com grande viscosidade e adesivos e que contém peróxido de carbamida juntamente com nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Os gels estão disponíveis com concentrações de peróxido de carbamita de 10% e 16% (3,6% e 5,8% de peróxido de hidrogénio equivalente).

Precauções:
1. Não deve ser utilizado por pessoas com idade inferior a 18 anos.
2. Venda exclusiva a médicos dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização só está reservada exclusivamente a médicos dentistas ou sob a supervisão direta, se for assegurado um nível de segurança equivalente. Depois disso, o produto pode ser entregue ao paciente para concluir o ciclo de utilização.
3. Contém fluoreto de sódio.
4. Observe a data de validade impressa na embalagem exterior/ampola.
5. Qualquer que seja a relação à utilização correta deste produto, incluindo o tempo que demorará a branquear os seus dentes, consulte o seu dentista.
6. Exame e limpezas dentárias regulares são importantes antes e depois do branqueamento para manter um sorriso saudável.
7. Não fume nem coma quando estiver a usar o produto.
8. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos produtos químicos contidos no branqueador Opalescence, não o utilize. O sabor a menta ou melão pode ser irritante para alguns pacientes. Utilize a variante sem aromatisantes se os pacientes apresentarem uma sensibilidade conhecida a qualquer dos aromatisantes, deve ser selecionada a variante sem sabor.
9. Alguns pacientes notam desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um destes sintomas persistir mais do que dois dias ou se agravar progressivamente, contate o seu dentista. Estes efeitos secundários desaparecem normalmente dentro de 1 a 3 dias após a interrupção do tratamento.
10. O tratamento de branqueamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar, e em pacientes com problemas de saúde graves. Consulte o respetivo médico principal antes de fazer o tratamento.
11. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos substâncias químicas contidas no branqueador Opalescence, não o utilize. O sabor a menta ou melão pode ser irritante para alguns pacientes. Use a variante sem aromatisantes se os pacientes apresentarem uma sensibilidade conhecida a qualquer dos aromatisantes, deve ser selecionada a variante sem sabor.
12. Não utilize lejía caseira para branquear os dentes.
13. Não fume nem coma quando tiver as moldeiras de branqueamento aplicadas.
14. Os dentes são naturalmente mais escuros junto à linha das gengivas. Estas zonas poderão demorar mais tempo a branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais escuras.
15. Os pontos brancos podem aparecer mais proeminentes no esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauções:
1. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería seleccionar a variante sin sabor.
2. No utilizar lejía casera para blanquear los dientes.
3. No fumar ni comer cuando tiene las moldeiras de blanqueamiento aplicadas.
4. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
5. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauções:
1. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería seleccionar a variante sin sabor.
2. No utilizar lejía casera para blanquear los dientes.
3. No fumar ni comer cuando tiene las moldeiras de blanqueamiento aplicadas.
4. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
5. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauções:
1. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería seleccionar a variante sin sabor.
2. No utilizar lejía casera para blanquear los dientes.
3. No fumar ni comer cuando tiene las moldeiras de blanqueamiento aplicadas.
4. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
5. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauções:
1. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería seleccionar a variante sin sabor.
2. No utilizar lejía casera para blanquear los dientes.
3. No fumar ni comer cuando tiene las moldeiras de blanqueamiento aplicadas.
4. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
5. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauções:
1. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería seleccionar a variante sin sabor.
2. No utilizar lejía casera para blanquear los dientes.
3. No fumar ni comer cuando tiene las moldeiras de blanqueamiento aplicadas.
4. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
5. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauções:
1. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta o melón puede ser irritante para algunos pacientes. Emplee la variante no aromatisada si los pacientes presentan una sensibilidad conocida a los saborizantes, debería seleccionar a variante sin sabor.
2. No utilizar lejía casera para blanquear los dientes.
3. No fumar ni comer cuando tiene las moldeiras de blanqueamiento aplicadas.
4. Los dientes son naturalmente más oscuros a lo largo de la línea de la encía. Estas áreas pueden requerir más tiempo para aclararse que el resto de la superficie del diente y normalmente permanecen ligeramente más oscuras.
5. Los puntos blancos pueden aparecer más prominentes en el esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

SV
Tandbleknings system
Beskrivning: Opalescence™ är ett sprutort dispenserat system för tandläkare kontrollerat och övervakad tandblekning i hemmet. Produkterna är klara, smaksakta, högviskösa, kläbbande geletter, som innehåller karbamidperoxid samt kaliumnitrat och natriumfluorid. Gelen är färglös tillgängliga med karbamidperoxidkoncentrationer på 10 % och 16 % (3,6 % och 5,8 % väteperoxidäkvälvant).
Förskriftsstadgärder för Europa:
1. Inte för personer under 18 års ålder.
2. Får säljas endast till tandläkare. För varje användningscykel ska den första utlösaren av en tandläkare eller under dennes direkta överinseende

om likvärdig säkerhetsnivå ska garanteras. Efteråt ska den ges åt konsumenterna för fullbordande av cykeln.
3. Innehåller natriumfluorid.
4. Observera utgångsdatum som finns angivet på den yttre förpackningen.
5. Använda empastes de amalgam pudes, dejar un color púrpura oscuro en la cubeta de blanqueamiento; esto es normal.
6. Consulte la fecha de caducidad y guarde el producto según las instrucciones.
7. Evite tragar grandes cantidades de gel o del agua usada para enjuagar los residuos del gel de los dientes.
8. Evite el contacto con los ojos.

Opalescence™ PF Sistema de Branqueamento de Dentes
Descrição: Opalescence™ é um sistema de branqueamento caseiro controlado e supervisionado pelo dentista, distribuído em seringas. Os produtos são gels transparentes, com sabor, com grande viscosidade e adesivos e que contém peróxido de carbamida juntamente com nitrato de potássio e fluoreto de sódio. Os gels estão disponíveis com concentrações de peróxido de carbamita de 10% e 16% (3,6% e 5,8% de peróxido de hidrogénio equivalente).

Precauções:
1. Não deve ser utilizado por pessoas com idade inferior a 18 anos.
2. Venda exclusiva a médicos dentistas. Para cada ciclo de utilização, a primeira utilização só está reservada exclusivamente a médicos dentistas ou sob a supervisão direta, se for assegurado um nível de segurança equivalente. Depois disso, o produto pode ser entregue ao paciente para concluir o ciclo de utilização.
3. Contém fluoreto de sódio.
4. Observe a data de validade impressa na embalagem exterior/ampola.
5. Qualquer que seja a relação à utilização correta deste produto, incluindo o tempo que demorará a branquear os seus dentes, consulte o seu dentista.
6. Exame e limpezas dentárias regulares são importantes antes e depois do branqueamento para manter um sorriso saudável.
7. Não fume nem coma quando estiver a usar o produto.
8. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos produtos químicos contidos no branqueador Opalescence, não o utilize. O sabor a menta ou melão pode ser irritante para alguns pacientes. Utilize a variante sem aromatisantes se os pacientes apresentarem uma sensibilidade conhecida a qualquer dos aromatisantes, deve ser selecionada a variante sem sabor.
9. Alguns pacientes notam desconforto temporário das gengivas, lábios, garganta ou língua. Se qualquer um destes sintomas persistir mais do que dois dias ou se agravar progressivamente, contate o seu dentista. Estes efeitos secundários desaparecem normalmente dentro de 1 a 3 dias após a interrupção do tratamento.
10. O tratamento de branqueamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou que estejam a amamentar, e em pacientes com problemas de saúde graves. Consulte o respetivo médico principal antes de fazer o tratamento.
11. Se o paciente tiver uma alergia conhecida ou sensibilidade a qualquer dos substâncias químicas contidas no branqueador Opalescence, não o utilize. O sabor a menta ou melão pode ser irritante para alguns pacientes. Use a variante sem aromatisantes se os pacientes apresentarem uma sensibilidade conhecida a qualquer dos aromatisantes, deve ser selecionada a variante sem sabor.
12. Não utilize lejía caseira para branquear os dentes.
13. Não fume nem coma quando tiver as moldeiras de branqueamento aplicadas.
14. Os dentes são naturalmente mais escuros junto à linha das gengivas. Estas zonas poderão demorar mais tempo a branquear do que o resto da superfície do dente e normalmente permanecem ligeiramente mais oscuras.
15. Os pontos brancos podem aparecer mais proeminentes no esmalte durante el proceso de blanqueamiento y pueden desaparecer con el blanqueamiento continuo.

Precauções:
1. Si un paciente presenta una sensibilidad conocida o alergica a cualquiera de los ingredientes del blanqueamiento, no utilizar este producto. El sabor de menta

