


EN	Express one continuous line of gel along the lower half of the cheek side of each aligner tray. Use ¼ to 1/3 of syringe per arch.	Lightly tap tray to adapt sides to teeth. Ensure that the trays are fully seated and completely engaged onto the aligner buttons. Wear Opalescence 10% gel for 8-10 hours over night.	Remove excess gel with soft toothbrush. Do not swallow rinsed gel.	Clean tray with soft brush and water.
DE	An jeder Aligner-Zahnschiene einen durchgehenden Gel-Strang entlang der unteren Hälfte der Wangenseite herausdrücken. ¼ bis 1/3 des Inhalts einer Injektionsspritze pro Zahnbogen verwenden.	Zahnschiene leicht antippen, um die Seiten an die Zähne anzupassen. Sorgen Sie dafür, dass die Zahnschienen vollständig eingesetzt und in den Knöpfen der Aligner-Schienen vollständig eingerastet sind. Über Nacht 10%iges Opalescence-Gel 8-10 Stunden lang tragen.	Überschüssiges Gel mit einer weichen Zahnbürste entfernen. Ausgespültes Gel nicht verschlucken.	Zahnschiene mit einer weichen Bürste und Wasser säubern.
FR	Exprimer une ligne continue de gel le long de la moitié inférieure de la joue de chaque gouttière d'alignement. Utiliser ¼ à 1/3 de la seringue par arc.	Tapoter légèrement la gouttière pour adapter les côtés aux dents. Assurez-vous que les plateaux sont bien en place et complètement engagés sur les boutons d'alignement. Porter le gel Opalescence 10% pendant 8 à 10 heures ou toute la nuit.	Retirer l'excédent de gel avec une brosse à dents souple. Ne pas avaler l'excès de gel.	Nettoyer la gouttière avec une brosse souple et de l'eau.
NL	Spuut één volle lijn gel langs de onderste helft van de wangkant van elke uitlijnbeugel. Gebruik ¼ tot 1/3 spuit per tandenboog.	Tik zachtjes op de beugel om de zijken aan te passen aan de tanden. Zorg ervoor dat de trays volledig op hun plaats zitten en volledig vast op de alignerknoppen staan. Laat de Opalescence 10% gel 's nachts gedurende 8-10 uur zitten.	Verwijder overtollige gel met een zachte tandenborstel. Slik gespeelde gel niet in.	Reinig de beugel met een zachte borstel en water
IT	Erogare una linea di gel continua lungo la metà inferiore lato guancia di ciascuna mascherina con allineatore. Usare da ¼ a 1/3 di siringa per ciascuna arcata.	Battere leggermente sulla mascherina per adattare i lati ai denti. Assicursi che le mascherine siano completamente inserite e agganciate ai pulsanti dell'allineatore. Applicare gel opalescenza 10% per 8-10 ore durante la notte.	Rimuovere il gel in eccesso con uno spazzolino morbido. Non ingerire il gel risciacquato.	Pulire la mascherina con una spazzola morbida e acqua.
ES	Aplice una línea continua de gel a lo largo de la mitad inferior del lado de la mejilla de cada cubeta alineadora. Utilice entre ¼ y un 1/3 de la jeringa por arco.	Golpee ligeramente la cubeta para adaptar los lados de la cubeta a los dientes. Asegúrese de que las cubetas están completamente asentadas y conectadas con los botones del alineador. Lleve el gel Opalescence al 10 % durante 8 a 10 horas o. por la noche.	Retire el exceso de gel con un cepillo de dientes blando. No ingiera el gel enjuagado.	Limpie la cubeta con un cepillo suave y agua.
PT	Esprema uma linha contínua de gel ao longo da metade inferior do lado da bochecha de cada moldeira de alinhamento. Use ¼ a 1/3 da seringa por arco.	Bata ligeiramente na moldeira para adaptar os lados aos dentes. Certifique-se de que os tabuleiros estão completamente assentes e completamente encaixados nos botões de alinhamento. Use o gel Opalescence 10% durante 8-10 horas ou durante a noite.	Remova o excesso de gel com uma escova de dentes macia. Não engula o gel removido pela água.	Limpe a moldeira com uma escova suave e água.
SV	Tryck ut en rad av gel längs den undre halvan av kindsidan i varje skena. Använd ¼ till 1/3 av sprutan per båge.	Knacka lätt på skenan för att passa in dess sidor mot tänderna. Se till att skedarna sitter väl på plats och ansluter helt till aligner-knapparna. Använd Opalescence 10 % gel i 8-10 timmar eller medan du sover.	Ta bort överskott av gel med en mjuk tandborste. Svälj inte bortsköjld gel.	Rengör brickan med en mjuk borste och vatten.
DA	Læg en kontinuerlig gelstribbe langs den nedre halvdel af kindsiden af hver alignerform. Brug ¼ til 1/3 af sprøjten pr. bue.	Skub let på formen for at tilpasse siderne til tænderne. Sørg for, at bakkerne sidder helt fast og er korrekt fastgjort på justeringsknapperne. Bær Opalescence 10% gel i 8-10 timer eller natten over.	Fjern overskydende gel med en blød tandbørste. Synk ikke afskyldt gel.	Rengør formen med en blød børste og vand.
FI	Purista yksi katkeamaton rivi geeliä kunkin oikomiskojeen poskenpuolen alaosaan pitkin. Käytä ¼ - 1/3 ruiskullista per kaari.	Sovita sivut hampaisiin kiskoja kevyesti napauttamalla. Varmista, että muotit ovat kokonaan paikallaan ja täysin kiinnittyneinä oikomisnastoihin. Käytä 10-prosenttista Opalescence-geeliä 8-10 tuntia tai yön yli.	Poista ylimääräinen geeli pehmeällä hammasharjalla. Älä niele huuhteltua geeliä.	Puhdista alusta pehmeällä harjalla ja vedellä.
EL	Εξάγετε μία συνεχή γραμμή γέλης κατά μήκος του κάτω μισού της πλευράς του μάγουλου κάθε δίσκου-αρθήκη. Χρησιμοποιήστε το ¼ έως το 1/3 της σύριγγας ανά τόξο.	Κτυπήστε ελαφρώς τον δίσκο για να προσαρμόσετε τις πλευρές του στα δόντια. Βεβαιωθείτε ότι οι δίσκοι είναι σωστά τοποθετημένοι και συναρμολογούν πλήρως με τα κομμάτια ευθυγράμμισης. Εφαρμόστε τη γέλη Opalescence 10% για 8-10 ώρες ή κατά τη διάρκεια της νύχτας.	Αφαιρέστε τη γέλη που περισσεύει με μια μαλακή οδοντόβουρτσα. Μην καταπίνετε τη γέλη που αφαιρέθηκε.	Καθαρίστε το δίσκο με μαλακή βούρτσα και νερό.
NO	Press ut en kontinuerlig linje med gel langs den nedre halvdelen på kinnnsiden av hver justeringskinn. Bruk ¼ til 1/3 av sprøyten til hver bue.	Bank lett på skinnen for å tilpasse sidene til tennene. Pass på at brettene er riktig plassert og fullstendig tilkoblet justeringsknappene. Bruk Opalescence 10% gel i 8-10 timer eller over natten.	Fjern overflødig gel med en myk tannbørste. Ikke svelg skylt gel.	Rengjør skinne med myk børste og vann.
PL	Wycisnąć jedną ciągłą linię żelu na dolną połowę policzkowej strony nakładki wyrównującej. Użyć od ¼ do 1/3 strzykawki na łuk.	Delikatnie postukać w nakładkę, aby dostosować jej ścianki do zębów. Należy upewnić się, że łączy się właściwie osadzone i całkowicie zablokowane na zaczepach nakładki wyrównującej. Nosić żel Opalescence 10% przez 8–10 godzin przez noc.	Usunąć nadmiar żelu miękką szczoteczką do zębów. Nie połykać splukanego żelu.	Wyczyścić nakładkę miękką szczoteczką i wodą.
CS	Vytlačte jednu nepřetržitou linii gelu podél spodní poloviny tváře každého nosiče na rovnátka. Použijte ¼ až 1/3 strikačky na oblouk.	Na nosiči jemně poklepejte, aby jeho strany přilnuly k zubům. Zajistěte, aby podnoży byly kompletně usazený a napojeny na zarovnávací prvky. 10% Opalescence noste po dobu 8-10 hodin přes noc.	Přebytečný gel odstraňte pomocí jemného kartáčku na zuby. Opláchnuť gel nepolykejte.	Nosič po každém použití očistěte jemným kartáčkem a vodou.
RU	Выдавите одну непрерывную линию геля вдоль нижней половины щечной стороны каждого элайнера. Используйте не более ¼ до 1/3 от объема шприца на один зубной ряд.	Кончиками пальцев прижмите капю, чтобы она плотно прилегла к зубам. Убедитесь, что капю надеты до конца и плотно прилегают к активаторам (аттачментам). Носите капю с 10-процентным гелем Opalescence в течение 8-10 часов либо на протяжении всей ночи.	Удалите избыток геля с помощью мягкой зубной щетки. Не проглатывайте воду, содержащую остатки геля.	Очистите капю прохладной водой, используя мягкую зубную щетку.
TR	Her şeffaf plağın yanak tarafını alt yarısına jeli kesintisiz bir çizgi şeklinde uygulayın. Her arka şiringanın ¼'ü ile 1/3'ünü uygulayın.	Plakların dişe uyum sağlması için plağa hafifçe vurun. Plakların tam oturduğundan ve hizalıyaı butonlara tamamen bağlandığından emin olun. Opalescence %10, 8–10 saat veya gece boyu kullanımalidir.	Fazla jeli yumuşak bir diş fırçasıyla çıkarın. Yıkanan jeli yutmayın.	Plağı yumuşak fırça ve suyla yıkayın.




EN - Keep out of reach of children  
 DE - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren  
 FR - Tenir hors de la portée des enfants  
 NL - Buiten bereik van kinderen houden  
 IT - Tenere lontano dalla portata dei bambini  
 ES - Mantenga alejado del alcance de los niños  
 PT - Mantenha o produto fora do alcance de crianças  
 SV - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn  
 DA - Opbevares utilgængeligt for børn  
 FI - Pida poissa lasten ulottuvilta  
 EL - Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά  
 NO - Holdes utilgjengelig for barn  
 PL - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci  
 CS - Ukládejte mimo dosah dětí  
 RU - Хранить в недоступном для детей месте  
 TR - Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin



EN - Do not re-use to avoid cross contamination  
 DE - Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, nicht erneut benutzen  
 FR - Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée  
 NL - Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen  
 IT - Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata  
 ES - No reutilice para evitar la contaminación cruzada  
 PT - Não reutilize para evitar a contaminação cruzada  
 SV - För undvikande av korskontamination, återvänd inte  
 DA - Må ikke bruges for at undgå krydstaminering  
 FI - Älä käytä uudelleen ristikontaminaation vältämiseksi  
 EL - Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση  
 NO - Ikke gjenbruk for å unngå kryssforurensning  
 PL - Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia  
 CS - Znovu nepoužívejte, abyste se vyhnuli křížové kontaminaci  
 RU - Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения  
 TR - Çapraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın



EN - Keep away from heat/sunlight  
 DE - Von Hitze/Sonneneinstrahlung fernhalten  
 FR - Conserver à l'abri de la chaleur/lumière du soleil  
 NL - Uit de buurt van warmte/zonlicht bewaren  
 IT - Tenere lontano da fonti di calore/luce del sole  
 ES - Mantenga alejado del calor/luz solar  
 PT - Mantenha distância do calor/luz solar  
 SV - Skyddas från värme/solljus  
 DA - Må ikke udsættes for varme/sollys  
 FI - Suojattava kuumuudelta/auringonvalolta  
 EL - Φυλάξτε το μακριά από θερμότητα/ηλιακό φως  
 NO - Hold borte fra varme/solskinn  
 PL - Przechowywać z dala od ciepła/promieniowania słonecznego  
 CS - Chraňte před teplem a sluncem  
 RU - Беречь от воздействия высоких температур и солнечного света  
 TR - Isidan/güneş ışığından uzak tutun



EN - Refrigerate  
 DE - Kühlen  
 FR - Réfrigérer  
 NL - In de koelkast bewaren  
 IT - Conservare in frigorifero  
 ES - Refrigerar  
 PT - Refrigerar  
 SV - Förvaras i kylskåp  
 DA - Opbevares i køleskab  
 FI - Säilytä jääkaapissa  
 EL - Διατηρήστε το στο ψυγείο  
 NO - Kjøl ned  
 PL - Przechowywać w lodówce  
 CS - Zmrazte  
 RU - Хранить в холодильнике  
 TR - Soğutun

Ingredients: Glycerin, Water (Aqua), Xylitol, Urea (Carbamide) Peroxide, Carbomer, PEG-6, Sodium Hydroxide, EDTA, Potassium Nitrate, Sodium Fluoride

**ULTRADENT**  
PRODUCTS, INC.

For an SDS of this product, please see: [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com)

Manufactured by Ultradent Products, Inc.  
505 West Ultradent Drive (10200 South), South Jordan, Utah 84095

Ultradent Products GmbH,  
Am Westhaver Berg 30, 51149 Cologne, Germany

© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved. Made in USA

