



LABORATORY SILICONE

es · SILICONA DE LABORATORIO
it · SILICONE PER LABORATORIO
fr · SILICONE POUR LE LABORATOIRE
pt · SILICONE DE LABORATÓRIO
de · SILIKON FÜR LABORBEDARF

“THE FUTURE
 IS IN YOUR HANDS”

VIDU

SILICONE FOR LABORATORIES

en

INSTRUCTIONS FOR USE

APPLICATIONS

Preparation of “masks” and joint clamps, locking into place in the repairing of prostheses and undercuts. Preparation and duplication of impressions from plaster models without the use of insulators. Re-positioning and adding of teeth on prosthesis and partial dentures with metal framework. Occlusal registrations.

ADVANTAGES

- Very high hardness obtained in an extremely short time
- Excellent molding qualities.
- Excellent reproduction of details.
- Resistance to high temperatures.
- Great adherence to cyanoacrylate.

TECHNICAL DATA	80 Shore-A	92 Shore-A
Catalyst paste and base paste ratio	2.5%	2.5%
Mixing time	30"	30"
Total working time at 23°C	2' 30"	4'
Reproduction of details	40 µm	50 µm
Hardness in SHORE-A degrees	60 dopo 15'	80 dopo 15'
	75 dopo 30'	88 dopo 30'
Final hardness in SHORE-A degrees	80	90

The above times can be influenced by:

- Variations in the temperature of the material, the environment and/or the operator's hands during mixing (higher temperatures reduce them while lower temperatures prolong them);
- Changes in the speed and/or force employed during mixing;
- Humidity.

PREPARATION

Take a level spoonful of silicone by pressing the spoon against the rim of the tube.

For the preparation only use the VIDU Catalyst paste in the following quantities: for 13.5 g of silicone corresponding to approximately one level spoonful, use 0.34 g of catalyst paste corresponding to a line of catalyst paste 5 cm long spread without being drawn. Thoroughly mix the silicone with the catalyst paste in order to obtain an uniformly colored mass. Close the containers well after use.

STORAGE

Shelf life 3 years when stored a 77 °F (25 °C).

PRESENTATION

REF	V176001	LABORATORY SILICONE Shore 92 A – 5 Kg.
REF	V176002	LABORATORY SILICONE Shore 92 A – 5 Kg.
REF	V176003	LABORATORY SILICONE Shore 92 A –2,6 Kg.
REF	V176004	LABORATORY SILICONE Shore 92 A – 2,6 Kg.

VIDU

SILICONA DE LABORATORIO

es

INSTRUCCIONES DE USO

APLICACIONES

Preparación de máscaras y de articuladoras, fijación en la reparación de prótesis y subescudras. Preparación y duplicación de moldas de yeso sin utilizar aislantes. Recolocación y añadido de dientes sobre prótesis y puentes. Registro oclusivo.

VENTAJAS

- Altas durezas alcanzadas en tiempos extremadamente breves.
- Óptima tratabilidad del empaste.
- Excelente reproducción de los detalles.
- Óptima resistencia al calor.
- Óptima adhesión al cianocrilato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	80 Shore-A	92 Shore-A
Relación catalizador y pasta base	2,5%	2,5%
Tiempo de mezcla	30"	30"
Tiempo de trabajo total a 23°C	2' 30"	4'
Reproducción de los detalles	40 µm	50 µm
Dureza en grados SHOREA	60 después de 15'	80 después de 15'
	75 después de 30'	88 después de 30'
Dureza en grados SHORE-A	80	92

Los tiempos indicados arriba están condicionados por:

- Cambios de temperatura del material, de la habitación y/o de las manos de la persona durante la mezcla (las temperaturas más altas acortan los tiempos indicados, las temperaturas más bajas los prolongan);
- Cambios de la velocidad y/o la fuerza durante la mezcla;
- Humedad;

PREPARACIÓN

Extraer la silicona con una cuchara apretándola contra el borde del recipiente. Utilizar exclusivamente el catalizador VIDU en las siguientes cantidades. Para 13,5 g de silicona, correspondientes aproximadamente a una cucharada rasa, 0,34 de catalizador en pasta, correspondiente a un hilo de catalizador de unos 5 cm, extendido sin tirar de él. Empastar el catalizador y la silicona enérgicamente, hasta obtener una masa uniformemente coloreada. Los envases deberán cerrarse bien después de su uso.

ALMACENAMIENTO

Vida útil 3 años cuando se almacena a 25°C (77 °F).

PRESENTACIÓN

REF	V176001	SILICONA DE LABORATORIO Shore 92 A – 5 Kg.
REF	V176002	SILICONA DE LABORATORIO Shore 92 A – 5 Kg.
REF	V176003	SILICONA DE LABORATORIO Shore 92 A –2,6 Kg.
REF	V176004	SILICONA DE LABORATORIO Shore 92 A – 2,6 Kg.



ECO
DESIGN



CLOSE
MANUFACTURE



RESPONSIBLE
CONSUMPTION



SMART
WASTE



ONLINE
DISTRIBUTION

Lascod S.P.A.
 Via L. Longo 18 - 50019 Sesto Fiorentina,
 Florence, Italy

Dentared Odontology Services SL
 C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,
 28108, Madrid, Spain
www.vidu.eco



MADE IN ITALY Rev. 09-2022

