



## ABSORBENT PAPER POINTS

ES · PUNTAS DE PAPEL ABSORBENTES  
IT · PUNTE DI CARTA ASSORBENTE  
FR · POINTES DE PAPIER ABSORBANT  
PT · PONTAS DE PAPEL ABSORVENTES  
DE · SAUGENDE PAPIERSPITZEN

“THE FUTURE  
IS IN YOUR HANDS”

VIDU

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

### 1. Brief of the product

The Sterile Absorbent Paper Points belongs to dental special root canal cleaning material, mainly used for root canal cleaning in pulpitis treatment. It is sterilized one-time use instruments.

### 2. Product Structure and materials

This product is made of high-grade ultra-thin cotton paper. It has good moisture absorption performance and no irritation to root canal tissue.

### 3. Scope of application

This product is a special dental root canal cleaning material, mainly used for root canal cleaning in the treatment of pulpitis.

Warnings

- 3.1 Only skilled dentists are allowed to use.
  - 3.2 Be sure to sterilize this product for each use.
  - 3.3 Do not use this product except for the dental service and treatment. Use it in accordance with the intended use.
  - 3.4 Paper Points cannot be cleaned or sterilized. Cleaning or sterilization may cause the device to become unusable.
- Contraindications and prohibitions  
Don't use this product for patient who indicates sensitization and allergic reaction.

### 4. Re-Processing

The instruments are single use and not approved for re-use.

### 5. Specifications and Method of Use

5.1 The Specification of VIDU Absorbent Paper Points as the below

- 1) ISO standard type  
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
- 2) Great Taper Type:  
- Taper ISO .04: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140  
- Taper ISO .06: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
- 3) Accessory Type: XXF, XF, F, M, C, XC

5.2 Method of Use:

After uncovering the pulp of the bad tooth and exposing the root canal orifice on the top of the tooth, use tweezers to clamp the stained part of the absorbent paper tip with the same model as the enlarged needle to clean the cavity, and suck out the tissue fluid, pus, blood and other fluids in the root canal. The following steps summarize: 1) Select the paper point that best matches the last instrument used to shape the canal. 2) Dry the canal by gently inserting paper points to the final working length (apex).

### 6. Disinfection and Sterilization before use

1) Ensure the canal is completely dried following use of Paper Points. Failure to properly dry the canal could lead to patient sensitivity or procedural delays. 2) Do not apply excessive force during lateral condensation to prevent vertical fracture of root. 3) Ensure proper site preparation to remove infected tissue/bone/dentin to prevent a biomaterial centered infection (BCI). 4) Follow proper aseptic techniques to prevent contamination, which could result in a BCI. 5) Ensure the Paper Points isn't accidentally introduced into the maxillary sinus as this could cause foreign body inflammation or maxillary sinus Aspergillosis. 6) Follow proper obturation techniques to avoid procedural accidents, which could result in persistent apical periodontitis infection. 7) Ensure removal of the Paper Point or fibers from the root canal after use. Failure to do so can cause post endodontic periapical inflammation, exuberant granulation of tissue or periapical cysts. 8) Do not use distorted or flimsy Paper Points as this could result in poor drying of the canal or procedural delays. 9) Always check the expiration date of the product to prevent procedural delays or user inconvenience (e.g. Paper Points unroll). 10) Carefully read package labeling to ensure use of the appropriate Paper Points. Failure to do so may cause procedural delays.

### 7. Sterilization

The product is completely packaged, it is sterilized by y-ray cobalt 60 irradiation, and it is regarded as a sterile product. When the packaging is damaged, it cannot be regarded as a sterile product.

### 8. Storage

Keep devices in sterilization packaging in a clean environment, away from sources of moisture and direct sunlight. Store at ambient temperature. Stored in a well-ventilated room with a relative humidity of no more than 80%, no corrosive gas. Guarantee sterility cant' if packaging is open, damaged or wet. Check the packaging and the medical devices before using them (packaging integrity, no humidity and use by date).

### 9. Duration of use

The shelf time is 3 years.

### 10. Disposal

For proper disposal, always observe national laws and recommendations of the authorities.

### 11. Packaging

Packaging unit: 200pcs/package or 100pcs in a plastic box.

EN

VIDU

ES

INSTRUCCIONES DE USO

### 1. Resumen del producto

Las puntas de papel absorbente estéril pertenecen al material especial de limpieza del canal radicular dental, utilizado principalmente para la limpieza del canal radicular en el tratamiento de la pulpitis. Se trata de instrumentos esterilizados de un solo uso.

### 2. Estructura y materiales del producto

Este producto está hecho de papel de algodón ultrafino de alta calidad. Tiene un buen rendimiento de absorción de la humedad y no irrita el tejido del canal radicular.

### 3. Ámbito de aplicación

Este producto es un material especial para la limpieza del canal radicular, utilizado principalmente para la limpieza del canal radicular en el tratamiento de la pulpitis. Advertencias

- 3.1 Sólo pueden utilizarlo los dentistas cualificados.
  - 3.2 Asegúrese de esterilizar este producto para cada uso.
  - 3.3 No utilice este producto excepto para el servicio y tratamiento dental. Utilícelo de acuerdo con el uso previsto.
  - 3.4 Las puntas de papel no se pueden limpiar ni esterilizar. La limpieza o esterilización puede hacer que el dispositivo quede inutilizado.
- Contraindicaciones y prohibiciones  
No utilizar este producto en pacientes que indiquen sensibilización y reacción alérgica.

### 4. Reprocesamiento

El instrumental es de un solo uso y no está aprobado para su reutilización.

### 5. Especificaciones y método de uso

- 5.1 Las especificaciones del papel absorbente VIDU son las siguientes
- 1) Tipo estándar ISO 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
- 2) Tipo de cono grande:  
- Cono ISO .04: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140  
- Conicidad ISO .06: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140
- 3) Tipo de accesorio: XXF, XF, F, M, C, XC

5.2 Método de uso:

Después de descubrir la pulpa del diente malo y exponer el orificio del conducto radicular en la parte superior del diente, utilice pinzas para sujetar la parte manchada de la punta de papel absorbente con el mismo modelo de la aguja ampliada para limpiar la cavidad, y aspirar el líquido tisular, el pus, la sangre y otros fluidos en el conducto radicular. Los siguientes pasos resumen: 1) Seleccionar la punta de papel que mejor se adapte al último instrumento utilizado para dar forma al conducto. 2) Secar el canal introduciendo suavemente las puntas de papel hasta la longitud final de trabajo (ápice).

### 6. Desinfección y esterilización antes del uso

1) Asegúrese de que el canal está completamente seco tras el uso de las puntas de papel. Si no se seca correctamente el conducto, podría provocar sensibilidad en el paciente o retrasos en el procedimiento. 2) No aplique una fuerza excesiva durante la condensación lateral para evitar la fractura vertical de la raíz. 3) Asegúrese de que la preparación del lugar es la adecuada para eliminar el tejido, el hueso y la dentina infectados, a fin de evitar una infección centrada en el biomaterial. 4) Siga las técnicas de asepsia adecuadas para evitar la contaminación, que podría dar lugar a una ICB. 5) Asegúrese de que las puntas de papel no se introducen accidentalmente en el seno maxilar, ya que esto podría causar una inflamación por cuerpo extraño o una aspergilosis del seno maxilar. 6) Siga las técnicas de obturación adecuadas para evitar accidentes de procedimiento, que podrían dar lugar a una infección de periodontitis apical persistente. 7) Asegurarse de que se retira la punta de papel o las fibras del conducto radicular después de su uso. No hacerlo puede provocar una inflamación periapical post endodóntica, una granulación exuberante del tejido o quistes periapicales. 8) No utilice puntas de papel distorsionadas o endeables, ya que esto podría provocar un mal secado del conducto o retrasos en el procedimiento. 9) Compruebe siempre la fecha de caducidad del producto para evitar retrasos en el procedimiento o inconvenientes para el usuario (por ejemplo, si las puntas de papel se desenrollan). 10) Lea atentamente el etiquetado del envase para asegurarse de que se utilizan las puntas de papel adecuadas. No hacerlo puede causar retrasos en el procedimiento.

### 7. Esterilización

El producto está completamente empaquetado, se esteriliza mediante irradiación de y-rayos de cobalto 60, y se considera un producto estéril. Si el embalaje está dañado, no puede considerarse un producto estéril.

### 8. Almacenamiento

Mantener los dispositivos en el embalaje de esterilización en un entorno limpio, lejos de fuentes de humedad y de la luz solar directa. Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en una sala bien ventilada con una humedad relativa no superior al 80%, sin gases corrosivos. No se puede garantizar la esterilidad si el embalaje está abierto, dañado o húmedo. Comprobar el embalaje y los productos sanitarios antes de utilizarlos (integridad del embalaje, ausencia de humedad y fecha de caducidad).

### 9. Duración del uso


El tiempo de conservación es de 3 años.

### 10. Eliminación


Para la correcta eliminación, siempre hay que tener en cuenta las leyes nacionales y las recomendaciones de las autoridades.

### 11. Embalaje

Unidad de embalaje: 200pcs/paquete o 100pcs en una caja de plástico.



ECO  
DESIGN



CLOSE  
MANUFACTURE



RESPONSIBLE  
CONSUMPTION



SMART  
WASTE



ONLINE  
DISTRIBUTION

Distributed by:  
**DENTARED ODONTOLOGY SERVICES**  
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,  
28108, Madrid, Spain  
[www.vidu.eco](http://www.vidu.eco)

Made by:  
**SHENZHEN ROGIN MEDICAL CO., Ltd**  
5th Floor, Block I, Jinchangda Science Park,  
Shangkeng community, Guanhu Street,  
Longhua Shenzhen, China

**EC REP** MED NET EC-REP GmbH  
Borkstrasse 10, 48163  
Muenster, Germany



## POINTES DE PAPIER ABSORBANTES

<div><span>FR</span></div>
<div><span>IT</span></div>
<div><span>PT</span></div>

NOTICE D'UTILISATION

#### 1. Présentation du produit

Les pointes de papier stériles et absorbantes appartiennent au matériel spécial de nettoyage du canal radiculaire, principalement utilisé pour le nettoyage du canal radiculaire dans le traitement de la pulpite.

Il s'agit d'instruments stérilisés à usage unique.

#### 2. Structure et matériaux du produit

Ce produit est fabriqué à partir de papier coton ultra-fin de haute qualité. Il a une bonne capacité d'absorption de l'humidité et n'irrite pas les tissus du canal radiculaire.

#### 3. Champ d'application

Ce produit est un matériel spécial de nettoyage du canal radiculaire dentaire, principalement utilisé pour le nettoyage du canal radiculaire dans le traitement de la pulpite.

Avertissements
3.1 Seuls les dentistes qualifiés sont autorisés à utiliser ce produit.

3.2 Veillez à stériliser ce produit avant chaque utilisation.

3.3 N'utilisez pas ce produit autrement que pour le service et le traitement dentaire. Utilisez-le conformément à l'usage prévu.

3.4 Les pointes de papier ne peuvent pas être nettoyées ou stérilisées. Le nettoyage ou la stérilisation peut rendre le dispositif inutilisable.

Contre-indications et interdictions

Ne pas utiliser ce produit pour les patients qui présentent une sensibilisation et une réaction allergique.

#### 4. Réutilisation

Les instruments sont à usage unique et ne peuvent pas être réutilisés.

#### 5. Spécifications et mode d'utilisation

5.1 La spécification des pointes de papier absorbantes VIDU est la suivante

1) Type standard ISO 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

2) Grand type de cône :

- Cône ISO .04 : 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

- Cône ISO .06 : 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

3) Type d'accessoire : XXF, XF, F, M, C, XC

5.2 Méthode d'utilisation :

Après avoir découvert la pulpe de la dent malade et exposé l'orifice du canal radiculaire sur le dessus de la dent, utiliser des pinces pour serrer la partie tachée de la pointe de papier absorbante avec le même modèle d'aiguille que celle élargie pour nettoyer la cavité, et aspirer le fluide tissulaire, le pus, le sang et autres fluides dans le canal radiculaire. Les étapes suivantes résument :
1) Sélectionner la pointe de papier qui correspond le mieux au dernier instrument utilisé pour façonner le canal.
2) Assécher le canal en insérant doucement les pointes de papier jusqu'à la longueur finale de travail (apex).

#### 6. Désinfection et stérilisation avant l'utilisation

1) Assurez-vous que le canal est complètement sec après l'utilisation des pointes de papier. Le fait de ne pas sécher correctement le canal peut entraîner une sensibilité du patient ou des retards dans la procédure.
2) N'appliquez pas de force excessive pendant la condensation latérale pour éviter une fracture verticale de la racine.
3) Assurer une préparation adéquate du site pour éliminer les tissus/os/dentine infectés afin de prévenir une infection centrée sur le biomatériau (ICB).
4) Suivre les techniques aseptiques appropriées pour prévenir la contamination, qui pourrait entraîner une ICB.
5) S'assurer que les pointes de papier ne sont pas interrompues accidentellement dans le sinus maxillaire, ce qui pourrait provoquer une inflammation à corps étranger ou une aspergillose du sinus maxillaire.
6) Suivre les techniques d'obturation appropriées pour éviter les accidents de procédure, qui pourraient entraîner une infection persistante de la parodontite apicale.
7) Veiller à retirer la pointe de papier ou les fibres du canal radiculaire après utilisation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une inflammation péri apicale post-endodontique, une granulation exubérante des tissus ou des kystes périapicaux.
8) N'utilisez pas de pointes de papier déformées ou fragiles, car cela pourrait entraîner un mauvais séchage du canal ou des retards dans la procédure.
9) Vérifiez toujours la date d'expiration du produit afin d'éviter des retards dans la procédure ou des désagréments pour l'utilisateur (par exemple, les pointes de papier se déroulent).
10) Lisez attentivement l'étiquette de l'emballage pour vous assurer d'utiliser les pointes de papier appropriées. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des retards dans la procédure.

#### 7. Stérilisation

Le produit est entièrement emballé, il est stérilisé par irradiation γ-ray cobalt 60, et il est considéré comme un produit stérile. Lorsque l'emballage est endommagé, il ne peut plus être considéré comme un produit stérile.

#### 8. Conservation

Conserver les dispositifs dans l'emballage de stérilisation dans un environnement propre, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Stocker à température ambiante et dans une pièce bien ventilée avec une humidité relative ne dépassant pas 80%, sans gaz corrosif. La stérilité n'est pas garantie lorsque l'emballage est ouvert, endommagé ou humide. Vérifiez l'emballage et les dispositifs médicaux avant de les utiliser (intégrité de l'emballage, absence d'humidité et date limite d'utilisation).

#### 9. Durée d'utilisation

La durée de conservation est de 3 ans.

#### 10. Élimination

Pour une élimination appropriée, respecter les lois nationales et les recommandations des autorités.

#### 11. Emballage

Unité d'emballage : 200 pcs/ paquet ou 100 pcs dans une boîte en plastique.

## PUNTE DI CARTA ASSORBENTI

<div><span>FR</span></div>
<div><span>IT</span></div>
<div><span>PT</span></div>

ISTRUZIONI PER L'USO

#### 1. Introduzione del prodotto

I punti di carta assorbenti sterili appartengono al materiale speciale dentario di pulizia del canale della radice, principalmente usato per la pulizia del canale della radice nel trattamento della pulpite.

Sterilizzare la prima volta che si usa.

#### 2. Struttura e materiali del prodotto

Questo prodotto è fatto di carta di cotone ultrasottile di alta qualità. Ha una buona prestazione di assorbimento dell'umidità e nessuna irritazione al tessuto del canale radicolare.

#### 3. Ambito di applicazione

Questo prodotto è un materiale speciale per la pulizia del canale radicolare, utilizzato principalmente per la pulizia del canale radicolare nel trattamento della pulpite.

#### 4. Avvertenze

3.1 L'uso è consentito solo a dentisti esperti.

3.2 Assicurarsi di sterilizzare questo prodotto per ogni utilizzo.

3.3 Non usare questo prodotto se non per il servizio e il trattamento dentale. Usarlo in conformità con l'uso previsto.

3.4 Le punte di carta non possono essere pulite o sterilizzate. La pulizia o la sterilizzazione possono rendere il dispositivo inutilizzabile.

Controindicazioni e divieti

Non usare questo prodotto per pazienti che indicano sensibilizzazione e reazione allergica.

4. Rielaborazione

Gli strumenti sono monouso e non sono approvati per il riutilizzo.

#### 5. Specifiche e modalità d'uso

5.1 Le specifiche dei punti di carta assorbente VIDU sono le seguenti

1) Tipo standard ISO 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

2) Grande tipo di conicità:

- Taper ISO .04: 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

- Conicità ISO .06: 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

3) Tipo di accessorio : XXF, XF, F, M, C, XC

5.2 Metodo di utilizzo:

Dopo aver scoperto la polpa del dente malato e aver esposto l'orificio del canale radicolare sulla parte superiore del dente, usare le pinzette per bloccare la parte macchiata della punta di carta assorbente con lo stesso modello dell'ago allargato per pulire la cavità, e succhiare il liquido del tessuto, il pus, il sangue e altri fluidi nel canale radicolare. I seguenti passi riassumono:
1) Selezionare la punta di carta che meglio corrisponde all'ultimo strumento usato per modellare il canale.
2) Asciugare il canale inserendo delicatamente le punte di carta fino alla lunghezza di lavoro finale (apice).

#### 6. Disinfezione e sterilizzazione prima dell'uso

1) Assicurarsi che il canale sia completamente asciutto dopo l'uso dei punti di Carta. La mancata asciugatura corretta del canale potrebbe portare a sensibilità del paziente o a ritardi nella procedura.
2) Non applicare una forza eccessiva durante la condensazione laterale per evitare la frattura verticale della radice.
3) Assicurare un'adeguata preparazione del sito per rimuovere il tessuto/osso/dentina infetti per prevenire un'infezione centrata sul biomateriale (BCI).
4) Seguire le corrette tecniche asettiche per prevenire la contaminazione, che potrebbe provocare una BCI.
5) Assicurarsi che i Punti di Carta non vengano introdotti accidentalmente nel seno mascellare, poiché ciò potrebbe causare un'inflammazione da corpo estraneo o un'aspergillosi del seno mascellare.
6) Seguire le corrette tecniche di otturazione per evitare incidenti procedurali, che potrebbero causare un'infezione persistente da parodontite apicale.
7) Assicurare la rimozione del Punto di Carta o delle fibre dal canale radicolare dopo l'uso. In caso contrario, può causare un'inflammazione periapicale post endodontica, una granulazione esuberante del tessuto o cisti periapicali.
8) Non utilizzare punte di carta distorte o rigate, poiché ciò potrebbe comportare una scarsa asciugatura del canale o ritardi procedurali.
9) Controllare sempre la data di scadenza del prodotto per evitare ritardi procedurali o disagi per l'utente (ad esempio, i Punti di Carta si srotolano).
10) Leggere attentamente l'etichetta della confezione per garantire l'uso dei Punti di Carta appropriati. L'inosservanza di tale indicazione può causare ritardi procedurali.

#### 7. Sterilizzazione

Il prodotto è completamente imballato, viene sterilizzato mediante irradiazione di cobalto 60 a raggi γ, ed è considerato un prodotto sterile. Quando l'imballaggio è danneggiato, non può essere considerato un prodotto sterile.

#### 8. Conservazione

Conservare i dispositivi nella confezione di sterilizzazione in un ambiente pulito, lontano da fonti di umidità e dalla luce solare diretta. Conservare a temperatura ambiente. Conservare in una stanza ben ventilata con un'umidità relativa non superiore all'80%, nessun gas corrosivo. Garanzia di sterilità cant : se la confezione è aperta, danneggiata o bagnata. Controllare l'imballaggio e i dispositivi medici prima di utilizzarli (integrità dell'imballaggio, assenza di umidità e data di scadenza).

#### 9. Durata d'uso

La durata di conservazione è di 3 anni.

#### 10. Smaltimento

Per un corretto smaltimento, osservare sempre le leggi nazionali e le raccomandazioni delle autorità.

#### 11. Imballaggio

Unità di imballaggio: 200U./scatola o 100U. in una scatola di plastica.

## PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE

<div><span>FR</span></div>
<div><span>IT</span></div>
<div><span>PT</span></div>

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### 1. Instruções do produto

As Pontas Estéreis de Papel Absorvente pertencem ao material especial de limpeza de canais radiculares dentários, utilizado principalmente para a limpeza de canais radiculares no tratamento da pulpite.

É um material esterilizado de uso único.

#### 2. Estrutura e materiais do produto

Este produto é feito de papel de algodão ultra-fino de alta qualidade. Tem bom desempenho na absorção de humidade e não irrita o tecido do canal radicular.

#### 3. Ambito de aplicação

Este produto é um material especial de limpeza de canais radiculares dentários, utilizado principalmente para a limpeza de canais radicares no tratamento da pulpite.

Advertência

3.1 Só é permitida a utilização por dentistas qualificados.

3.2 Não se esqueça de esterilizar este produto para cada utilização.

3.3 Não utilizar este produto exceto para o serviço e tratamento dentário.

Utilize-o de acordo com a utilização pretendida.

3.4 As pontas de papel não podem ser limpas ou esterilizadas. A limpeza ou esterilização pode fazer com que o dispositivo fique inutilizável.

Contra-indicações e proibições

Não utilizar este produto para doentes que indicam sensibilização e reacção alérgica.

#### 4. Re-Processamento

Os instrumentos são de utilização única e não estão aprovados para reutilização.

#### 5. Especificações e método de utilização

5.1 A Especificação das Pontas de Papel Absorventes da VIDU como os seguintes

1)Tipo padrão ISO 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

2) Conicidade grande:

- Taper ISO .04: 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

- Taper ISO .06: 15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100,110,120,130,140

3) Tipo de acessório: XXF, XF, F, M, C, XC

5.2 Método de utilização:

Após descobrir a polpa do dente mau e expor o orifício do canal radicular no topo do dente, usar pinças para fixar a parte manchada da ponta de papel absorvente com o mesmo modelo da agulha aumentada para limpar a cavidade, e sugar o líquido do tecido, pus, sangue e outros fluidos no canal radicular. Os passos seguintes resumem:
1) Seleccionar o ponto de papel que melhor corresponde ao último instrumento utilizado para moldar o canal.
2) Secar o canal inserindo suavemente pontos de papel no comprimento final de trabalho (ápice).

#### 6. Desinfeção e Esterilização antes da utilização

1) Garantir que o canal esteja completamente seco após a utilização das Pontas de Papel. A não secagem adequada do canal pode levar à sensibilidade do paciente ou a atrasos processuais.
2) Não aplicar força excessiva durante a condensação lateral para evitar a fractura vertical da raiz.
3) Assegurar uma preparação adequada do local para remover tecido/osso/dentina infectados, a fim de evitar uma infecção centrada em biomateriais (BCI).
4) Seguir técnicas assépticas adequadas para prevenir a contaminação, o que poderia resultar num BCI.
5) Assegurar que as Pontas de Papel não sejam introduzidas acidentalmente no seio maxilar, pois isto poderia causar inflamação do corpo estranho ou Aspergilose do seio maxilar.
6) Seguir técnicas de obturação adequadas para evitar acidentes processuais, o que poderia resultar numa infecção apical persistente por periodontite.
7) Assegurar a remoção do ponto de papel ou fibras do canal radicular após a sua utilização. Não o fazer pode causar inflamação periapical pós endodôntica, granulação exuberante de tecido ou quistos periapicais.
8) Não utilizar Pontas de Papel distorcidas ou frágeis, uma vez que isto pode resultar numa má secagem do canal ou em atrasos processuais.
9) Verificar sempre a data de validade do produto para evitar atrasos processuais ou inconvenientes para o utilizador (por exemplo, desenrolar os Pontos de Papel).
10) Ler cuidadosamente a rotulagem da embalagem para garantir a utilização dos Pontos de Papel apropriados. Se não o fizer, poderá causar atrasos processuais.

#### 7. Esterilização

O produto é completamente embalado, é esterilizado por irradiação de γ-ray cobalto 60, e é considerado como um produto estéril. Quando a embalagem é danificada, não pode ser considerada como um produto estéril.

#### 8. Armazenamento

Manter os dispositivos em embalagens de esterilização num ambiente limpo, longe de fontes de humidade e luz solar directa. Armazenar à temperatura ambiente. Armazenar numa sala bem ventilada, com uma humidade relativa não superior a 80%, sem gás corrosivo. Não se garante a esterilização se a embalagem estiver aberta, danificada ou molhada. Verificar a embalagem e os dispositivos médicos antes de os utilizar (integridade da embalagem, sem humidade e utilização até à data).

#### 9. Duração da utilização

O tempo de armazenamento é de 3 anos.

#### 10. Eliminação

Para uma eliminação adequada, respeitar sempre as leis nacionais e as recomendações das autoridades.

#### 11. Embalagem

Unidade de embalagem: 200pcs/pacote ou 100pcs numa caixa de plástico.