

· Conscious dentistry ·

# VIDU

## TEMPORARY FILLING

**es** · CEMENTO PROVISIONAL  
**it** · OTTURAZIONE PROVVISORIA  
**fr** · OBTURATION PROVISOIRE  
**pt** · OBTURAÇÃO PROVISORIO  
**de** · PROVISORISCHE VERSCHLUSS

“THE FUTURE  
IS IN YOUR HANDS”

# VIDU

TEMPORARY FILLING MATERIAL VIDU

en

### INSTRUCTIONS FOR USE

TEMPORARY FILLING MATERIAL VIDU is a proven, ready-to use close-up-material.

It guarantees reliable sealing due to the following properties:

- rapid curing in the cavity;
- strong adhesion to dentin;
- outstanding marginal seal;
- resistant to chewing pressure

TEMPORARY FILLING MATERIAL VIDU damages neither the pulp nor the gums.

#### TYPE OF APPLICATION:

Use a filling instrument to apply the required quantity of TEMPORARY FILLING MATERIAL VIDU in the moist cavity. Curing begins after a few minutes. We recommend protecting the exposed location for 15 minutes. Deep cavities do not have to be completely filled, which makes subsequent removal easier. When sealing inlays, as far as is possible, ensure pressure-free application.

A pointed, short and strong probe is best suited for removing the set TEMPORARY FILLING MATERIAL VIDU. Insert it between the dentin and filling.

#### SIDE EFFECTS:

Undesirable side-effects are extremely rare if the product is prepared and used properly. Local dysesthesia (e.g. taste irritations or irritations of the oral mucosa) can however, not be completely precluded. Should you become aware of any undesirable side effects, including in cases of doubt, please notify us, giving as precise a description of the attendant circumstances and symptoms as possible.

#### WORKING INSTRUCTIONS/PRECAUTIONARY MEASURES:

Ensure that the working instructions and precautionary measures described in the supplied product information are always strictly observed. Should the patient suffer undesirable reactions or any other unwanted incidents arise even though these instructions were observed, then please inform us and give a precise description of the accompanying circumstances.

#### STORAGE/SHELF-LIFE:

Always close container immediately after removing material. Shelf-life of the closed packaging: See label. The preparation can be stored for at least 6 months after being opened for the first time. Do not store above 22°C. Do not use after expiry of the use-by date.

#### PRESENTATION:

- REF: V193001 Jar x 30 gr
- REF: V193002 Jar 2 x 30 gr

Keep away from children!  
For professional dental use only!

# VIDU

MATERIAL DE OBTURACIÓN PROVISIONAL VIDU

es

### INSTRUCCIONES DE USO

MATERIAL DE OBTURACIÓN PROVISIONAL VIDU es un probado material de sellado listo para usar. Garantiza un sellado fiable por las siguientes características:

- rápido endurecimiento en la cavidad;
  - gran poder de adherencia sobre la dentina;
  - excelente cierre marginal;
  - resistencia contra la presión del masticado.
- MATERIAL DE OBTURACIÓN PROVISIONAL VIDU no daña ni la pulpa ni la gingiva.

#### FORMA DE APLICACIÓN:

Aplicar en la cavidad húmeda la cantidad necesaria de MATERIAL DE OBTURACIÓN PROVISIONAL VIDU con un instrumento de empastar. El endurecimiento comienza al cabo de unos pocos minutos. En puntos expuestos se recomienda una protección de 15 minutos. Las cavidades profundas no tienen que rellenarse completamente, para facilitar la posterior retirada. Al sellar inlays, procurar que la aplicación se efectúe con la mínima presión posible. Para retirar MATERIAL DE OBTURACIÓN PROVISIONAL VIDU fraguado, lo más apropiado es introducir una sonda puntiaguda, corta y fuerte entre la dentina y el sellado.

#### EFFECTOS SECUNDARIOS:

Con una correcta elaboración y aplicación, es muy poco frecuente que se produzcan efectos secundarios no deseados. No obstante no es posible excluir completamente sensaciones de malestar localizadas (p. ej. irritaciones respecto a sabores o de la mucosa bucal). Si no obstante llegasen a su conocimiento efectos secundarios no deseados – incluso en casos dudosos-, rogamos en todo caso que nos los comuniquen, con una descripción lo más exacta posible de las circunstancias y de los síntomas.

#### INDICACIONES SOBRE LA ELABORACIÓN/MEDIDAS DE PRECAUCIÓN:

Respetar en todos los casos las indicaciones sobre la elaboración y las medidas de precaución descritas en las instrucciones para el uso correspondientes al producto. Si a pesar del cumplimiento de estas indicaciones, se llegasen a producir reacciones indeseadas en el paciente u otros efectos no deseados, rogamos en todo caso que nos los comuniquen, con una descripción lo más exacta posible de las circunstancias.

#### ALMACENAMIENTO / CADUCIDAD:

Después de cada extracción de material, cerrar inmediatamente el recipiente. Caducidad del envase cerrado: ver etiqueta. Después de abrir el preparado por primera vez, podrá almacenarlo durante al menos 6 meses. No almacenar por encima de 22°C. No volver a utilizarlo después de transcurrida la fecha de caducidad.

#### PRESENTACIÓN:

- REF: V193001 Bote x 30 gr
- REF: V193002 Bote 2 x 30 gr

No lo deje al alcance de los niños!  
Destinado exclusivamente para uso en odontología!



ECO  
DESIGN



CLOSE  
MANUFACTURE



RESPONSIBLE  
CONSUMPTION



SMART  
WASTE



ONLINE  
DISTRIBUTION

 Dentared Odontology Services SL  
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,  
28108, Madrid, Spain  
[www.vidu.eco](http://www.vidu.eco)

 dent a pham  
Produktionsgesellschaft mbH  
Schusterring 35, 25355 Barmstedt, Germany  
MADE IN GERMANY



2021-REV-002

