

OraSeal® Caulk & Putty

Rubber Dam Caulking & Block-Out Putty

Description:

OraSeal® Caulking and OraSeal® Putty are specially designed, cellulose-based caulking and block-out materials that are syringe delivered through a White Mac® tip. OraSeal Caulking will adhere to a wet rubber dam, gingival and mucosal tissues, and teeth. It will adhere under water and saliva!

OraSeal Putty is a heavier-bodied material with the same adhesive qualities as OraSeal rubber dam caulking.

Indications:

OraSeal Caulking is used to seal rubber dams to optimize tissue isolation; i.e., irritating seepage of strong peroxide solutions during power bleaching or hydrofluoric acid during porcelain etching, etc. It is excellent for repair of rubber dam leakage resulting from difficult adaptation associated with endodontic procedures, small perforations, and areas where fixed partial denture connectors prevent adequate seal. OraSeal Putty is used to block out undercuts associated with large gingival embrasures, implant bars, precision attachments, or fixed partial denture pontice during impression making procedures. It's heavier body prevents displacement during intraoral pick-up of anchoring attachments with autopolymerizing resins.

Procedure:


1.Remove luer lock cap from syringe and twist disposable tip securely onto syringe. Hold plunger in palm of hand for optimum control instead of conventional manner with thumb on plunger. Note: One may wish to custom trim tips to desired orifice diameter. OraSeal Caulking Uses:

- Rubber dam placement prior to vital bleaching, porcelain etching, etc.
- Improve dam seal adjacent to fixed partial denture connector.
- When performing endodontics on a compromised tooth.
- Torn rubber dam adjacent to hard and/or soft tissues or fixed prosthesis.
- To prevent saliva contamination when bonding ortho brackets.

OraSeal Putty Uses: Use particularly as a block-out material. Use before impression making under fixed bridgework, etc., or to block out under attachments and implant bars.

Precautions:


1. If surface treatment is to be performed following use of OraSeal, always make sure area is well cleaned with prophyl cup.
2. We recommend that large volumes removed not be vacuumed into vacuum system.
3. OraSeal is not to be expressed into extraction sites, deep pockets, etc., as one cannot be ensured of material being abraded away in such areas.
4. Clean and disinfect syringes between patients. We highly recommend using Ultradent® Syringe Covers sealed with the Ultradent® Impulse Sealer as a protective barrier to prevent cross-contamination.
5. OraSeal is NOT to be used in critical dimension areas. At any rate, always properly disinfect and wash impressions before pouring stone.



1. To optimize rubber dam seal when procedure demands optimal isolation, run small bead of caulk just below free gingival margin, followed by repositioning the rubber dam over the caulking material.



2. Rubber dam repositioned with margins inverted and attached to frame in conventional manner. Clean all exposed tooth surfaces to ensure removal of OraSeal and any extraneous materials or stains with prophylaxis paste and cup.



3. Upon completion of the procedure, a wet toothbrush, floss, curette, and firm air/water rinse will quickly remove any remaining material.



- 1-3 Express OraSeal Caulking under fixed partial denture connector using a delivery tip. Shape with wet gloved finger, wet cotton swab or instrument. Root canal is performed in a clean, dry field.



1. A bead of OraSeal Caulking is run circumferentially around compromised tooth with heavier amount in area of most difficult adaption (in this case deep root decay on distal root) and rubber dam applied.



2. Root canal is performed in clean dry field with what otherwise (outside of more elaborate preparations) very well could have been a mess. Upon completion, make sure all OraSeal is removed from deep subgingival areas by thorough curetting and rinsing.



- Seals leak in rubber dam even when dam is submerged! Apply around border, then criss-cross over hole while expressing OraSeal Caulking until seal is completed.



- To ensure moisture control when bonding lower orthodontic brackets, seal embrasures with OraSeal Caulking or Putty to prevent saliva from sublingual salivary gland ducts from contaminating the area. Photo courtesy of Dr. Phillip Cambell, Huntsville, Texas.




1. Express against dry to damp tissue and under attachment with tip.



2. Shape with wet gloved finger or wet instrument.



3. Clean excess from top of attachment with wet 2x2 gauze. Area is now ready with undercuts blocked out. To remove, rinse and brush. Maintain vacuum.



4. Bar attachment ready for anchoring with cold cure acrylic.



1. One may express directly from syringe to area under bar. Can also be reshaped and placed.



2. Molded, shaped, and contoured with wet thumb and fingers.



3. As with attachment, clean excess from top and sides of bar with wet 2x2 gauze. Bar ready for impression.



4. When finished, scrape away excess and discard in garbage. DO NOT RUN LARGE VOLUME THROUGH VACUUM LINES.



5. Again, as with attachments, clean remaining material with constant use of water, brush and vacuum.

1. For Professional use only.
 2. Review instructions, precautions, and SDS before beginning treatment. Use only as directed.
 3. Keep products out of heat or sunlight.
 4. Avoid skin exposure to resins.
- EN**
5. Isolate strong chemicals to area of treatment.
 6. Confirm that patient has no known allergies to treatment materials.
 7. Test flow of materials from syringe and tip before using intraorally.
 8. Never force syringe plungers.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen:

1. Nur für professionellen zahnmedizinischen Gebrauch.
2. Lesen Sie die Gebrauchsinformationen und Warnhinweise sorgfältig, bevor Sie die Behandlung beginnen. Verwenden Sie die Materialien nur gemäß Vorschrift.
3. Schützen Sie die Produkte vor Hitze und direktem Sonnenlicht.
4. Vermeiden Sie Hautkontakt mit Kunststoff-Materialien.
5. Beschränken Sie den Einfluß stark wirkender Agenzien auf das Behandlungsgebiet.
6. Fragen Sie den Patient nach bekannten Allergien auf die zur Behandlung verwendeten Materialien.
7. Prüfen Sie den Fluß des Materials aus der Spritze und durch den Spritzenansatz, bevor Sie intraoral applizieren.
8. Drücken Sie einen Spritzenstempel nie mit Gewalt ein.

Précautions générales:

1. Exclusivement réservé à l'usage professionnel.
2. Voir les instructions, les précautions et la notice de sécurité avant le traitement. Utiliser uniquement selon les instructions.
3. Éviter le contact des résines avec la peau.
4. Limiter l'application des produits aux seules zones de traitement.
5. S'assurer que le patient ne présente aucune allergie aux produits utilisés lors du traitement.
6. Tester le débit des matériaux à travers les seringues et les embouts d'application avant toute utilisation intra-buccale.
7. Ne jamais forcer sur le piston des seringues.

Algemene voorzorgsmaatregelen:

1. Uitsluitend bestemd voor aflevering aan een toepassing door tandartsen.
2. Raadpleeg gebruiksaanwijzingen en houd rekening met de daarin genoemde aanbevelingen. Gebruik alleen zoals is beschreven.
3. Bewaar de producten cool en donker.
4. Vermijd huidcontact met harsen.
5. Appliqueer alleen daar waar nodig.
6. Overtuig u ervan dat de patiënt niet allergisch is voor de toegepaste materialen.
7. Test het functioneren van spuitjes alvorens intra-oraal te gebruiken.
8. Oefen nooit overmatige kracht uit bij de spuitjes.

Precauzioni Generali:

1. Prodotto riservato all'uso professionale.
2. Prima di iniziare il trattamento vanno esaminate le istruzioni, le precauzioni d'uso ed i moduli per la sicurezza dei prodotti (SDS). Utilizzare esclusivamente nei modi indicati.
3. Conservare i prodotti al riparo dal calore e dall'esposizione diretta alla luce del sole.
4. Evitare l'esposizione della pelle alle resine.
5. La presenza di prodotti chimici forti deve essere isolata all'area di trattamento.
6. Verificare che il paziente non sia allergico ai prodotti scelti per il trattamento.
7. Prima dell'uso introrale deve essere verificato il flusso del materiale dalla siringa e dalla punta.
8. Non forzare mai gli stantuffi delle siringhe.

Precauciones Generales:

1. Para Uso Exclusivo de Profesionales.
2. Antes de empezar el tratamiento, revise las instrucciones, precauciones y el SDS. Siga las instrucciones.
3. Mantenga siempre los productos alejados del calor y de la luz solar.
4. Evite el contacto de las resinas con la piel.
5. Aisle los químicos fuertes del área de tratamiento.
6. Asegúrese de que el paciente no es alérgico a los materiales.
7. Antes de usar en la boca, verifique que los materiales fluyan de la jeringa y la punta.
8. Nunca empuje con fuerza el émbolo.

Precações gerais:

1. Somente para uso profissional.
2. Ler instruções, precauções e SDS antes de começar o tratamento. Utilizar só como indicado.
3. Manter os produtos longe do calor e da luz solar directa.
4. Evitar contacto com a pele.
5. Aplicar substâncias químicas fortes só na área de tratamento.
6. Confirmar se os pacientes não tem alergias aos materiais utilizados.
7. Testar o escoamento dos materiais através da seringa e ponta antes da aplicação intraoral.
8. Nunca forçar os êmbolos da seringa.

Geperella försiktighetsåtgärder:

1. Endast för professionell bruk.
2. Läs bruksanvisningar, försiktighetsåtgärder, och varuinformationsblad innan behandling påbörjas. Använd endast enligt anvisning.
3. Håll produkten borta från värme och solljus.
4. Undvik hudkontakt med resiner.
5. Håll behandlingsområdet isolerat från starka kemikalier.
6. Kontrollera att patienten inte är allergisk för behandlingsmaterialaet.
7. Testa att materialet flyter fritt ur sprutans spets innan användning intraoralt.
8. Ivinga ej med "vald" hårt tryck pistongen i sprutan.

Geperelle forholdsregler:

1. Kun til professionelt brug.
2. Læs vejledningen, forholdsreglerne og sikkerhedsdatabladet før behandlingens start. Bør kun anvendes som foreskrevet.
3. Udsæt ikke produktet for varme og sollys.
4. Undgå hudkontakt med resiner.
5. Isolér stærke kemikalier til behandlingsområdet.
6. Få bekræftet at patienten ikke har kendte allergier mod de produkter, der anvendes ved behandlingen.
7. Check at materialet flyder frit fra sprøjte og spids før brug intraoralt.
8. Undlad at bruge voldsom kraft til at tvinge et stempel i funktion. Hvis stemplet ikke glider uhindret bør årsagen udrødes først.

Yleiset ohjeet:

1. Vain ammattikäyttöön.
2. Tutustu käyttöohjeisiin, suojatoimenpiteisiin ja käyttöturvallisuustiedotteeseen ennen toimenpiteen aloittamista. Käytä ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
3. Säilytä tuote lämmöltä ja auringonvalolta suojattuna.
4. Vältä ihokosketusta resiniin kanssa.
5. Eristä käsiteltävä alue.
6. Varmista että potilaalla ei ole todettuja allergioita hoitoimenpiteessä käytettäville aineille.
7. Testaa materiaalin juoksevuus ruskusta ja kärkestä ennen materiaalin käyttöä intraoraalisesti.
8. Älä käytä liikaa voimaa painaessasi ruskun mäntää.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

1. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
2. Διαβάστε τις οδηγίες, προφυλάξεις και SDS πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία. Να το χρησιμοποιείτε πιστώντας αυστηρά τις οδηγίες.
3. Φυλάξτε τα προϊόντα από την έκθεση τους στο ηλιακό φως ή σε θερμότητα.
4. Αποφύγετε την επαφή του υλικού μόνο στην περιοχή της θεραπείας.
5. Περιορίστε την επαφή των ισχυρών χημικών με το δέρμα.
6. Να επιβεβαιώσετε ότι ο ασθενής δεν έχει καμία γνωστή αλλεργική αντίδραση στα υλικά της θεραπείας.
7. Να δοκιμάσετε τη ροή των υλικών από τη σύριγγα και το σπυτζό πριν-τα χρησιμοποιήσετε ενδοστοματικά.
8. Μην πιέζετε ποτέ με δύναμη το έμβολο της σύριγγας.

Общие предосторожности:

1. Смотрите инструкции, предупреждения и SDS до начала лечения. Используйте только согласно указаниям.
2. Храните препараты от воздействия жары и солнечного света.
3. Избегайте контакта полимеров и композитов с кожей.
4. Избегайте попадания сильных химикатов за пределы области лечения.
5. Убедитесь, что у пациента нет аллергии на используемые материалы.
6. Проверьте вытекание материала из шприца вне ротовой полости.
7. Никогда не давите сильно на поршень шприца.
8. Используйте чеклы для шприцов от Ultradent® или очищайте и дезинфицируйте шприцы перед следующим использованием.

RU

1. Smotrite instrukciju, upozorenja i SDS prije početka liječenja. Koristite samo prema uputama.
2. Čuvajte pripravke od izloženosti žari i sunčevom svjetlu.
3. Izbjegavajte kontakt polimera i kompozita s kožom.
4. Izbjegavajte prodiranje jakih kemikalija izvan područja liječenja.
5. Uvjerite se da pacijent nema alergije na korišćene materijale.
6. Provjerite iscjedak materijala iz špricice van usne šupljine.
7. Nikada ne pritiskajte snažno na klip špricice.
8. Koristite čepce za špricice Ultradent® ili očistite i dezinficirajte špricice prije sljedećeg korištenja.

Srodki ostroznosci

1. Produkt przeznaczony wyłącznie dla lekarzy stomatologów.
2. Przed rozpoczęciem leczenia zapoznać się z treścią instrukcji stosowania materiału, ulotką SDS (ulotka z danymi o bezpieczeństwie stosowania produktu) i zalecającymi środkami ostrożności. Materiał powinien być używany tylko zgodnie z instrukcją.
3. Nie narażać materiału na działanie światła słonecznego i ciepła.
4. Nie narażać skóry na bezpośredni kontakt z żywicą.
5. Chronić pole zabiegowe przed innymi silnie działającymi środkami chemicznymi.
6. Upewnić się, czy pacjent nie jest uczulony na stosowane materiały stomatologiczne.
7. Przed zastosowaniem preparatu w jamie ustnej pacjenta sprawdzić, czy materiał wypływa ze strzykawki a następnie nakręconej na nią końcówki.
8. Nie należy używać nadmiernej siły przy naciskaniu na tłoczek strzykawki.

Genel Öneriler:

1. Tedaviye başlamadan önce talimatları, önerileri ve SDS'yi gözden geçiriniz. Kullanma talimatlarına tamamen uyunuz.
2. Ürünü sıcaklığına/güneş ışığından koruyunuz.
3. Definin neyeye temasından kaçınınız.
4. Kuvvetli kimyasallere tedavi bölgesinden izole ediniz.
5. Hastanın tedavi materyallerine karşı bilinen bir alerjisi olmadığını teyit ediniz.
6. Materyalleri ağız içine kullanmadan önce şiringa (missing word(s)) ve uçtan aktıyör olduğunu kontrol ediniz.
7. Hiç bir zaman şiringa pistonuna kuvvet uygulamayınız.
8. Hastalar arasinda Ultradent şiringa Önderleri kullanınız veya/ya şiringaları dezenfekte ediniz.

احتیاطات عامة

١. راجع التعليمات والاحتیاطات قبل بداية العلاج، يستعمل كما هو محدد
٢. بحفظ بعيدا عن الحرارة وضوء الشمس
٣. تجنب تعرض الجلد
٤. ابعيد الكيماويات القوية عن منطقة العلاج
٥. تأكد من عدم وجود حساسية لدى المريض لمواد العلاج
٦. اختبر سيولة المواد من السرنجة والسمن قبل الاستعمال داخل الفم
٧. لاتضغط بقوة، ابدأ على مكبس السرنجة
٨. استعمل غطاء سرنجات الترانديت أو قم بتطهير السرنجة عند الاستعمال بين المرضى

일반적 주의사항

1. 사용전에 반드시 사용설명서, 주의사항 및 안전성 자료를 읽고 지시대로 사용하십시오.
2. 열이나 직사광선을 피하십시오.
3. 레진류는 피부접촉을 피하십시오.
4. 화학성이 강한 재료는 진료지역에서 먼 곳에 두십시오.
5. 환자가 제품에 알레르기 가 있는지의 여부를 꼭 확인하십시오.
6. 구강내에 사용하기전에 시린저 팁에서 제품의 점도(흐름)를 확인하십시오.
7. 시린저 밀대를 가볍게 천천히 밀십시오.
8. 환자 뒤섞을 위해 시린저 커버를 이용하거나 소독된 시린저를 사용하십시오.

注意事項


1. 治療前請先詳閱說明、注意事項及使用手冊，限牙醫師使用
2. 請避免置於光照或高溫處
3. 避免皮膚接觸到樹脂
4. 這些化學物質僅可在治療部位使用
5. 先確認病患對即將使用的材料不會過敏
6. 在口內使用之前，請先測試注射針筒及針頭內的材料是否有流動性
7. 不可用力推針筒
8. 使用Ultradent®針筒要注意在兩個病患間必須消毒或清潔

ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. ก่อนการใช้งานควรที่จะอ่านคำแนะนำและข้อควรระวัง ข้อควรระวัง และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
2. เก็บวัสดุให้ห่างจากความร้อน หรือ แสงแดด
3. ระวังอย่าให้วัสดุสัมผัสกับผิวหนัง
4. อย่านำวัสดุไปสัมผัสกับบริเวณที่ไม่ใช่จุดที่จะใช้งาน
5. ตรวจสอบว่าผู้ป่วยไม่แพ้วัสดุที่ใช้ก่อนนำมาใช้กับผู้ป่วย
6. ตรวจสอบว่าปริมาณวัสดุที่บรรจุอยู่ในเข็มและหัวเข็มไหลออกมาอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
7. ห้ามใช้แรงกดมากเกินไปกับลูกสูบ
8. ห้ามใช้เข็มร่วมกับผู้อื่น และให้ทำความสะอาดเข็มก่อนจะนำเข็มมาใช้กับผู้ป่วย

OraSeal®

EN Putty and Caulking Material	PT Putty e Caulking	PL Materiały Uszczelniające I Blokujące
DE Zellulose-Material, Putty und Regular (Caulking)	SV Putty and Caulking	TR Rubber dam, gingiva ve dişler gibi ıslak yüzeylere yapışabilen blokaj materyali
FR Calfatage et comblement des contre-dépouilles	DA Putty og kit Material	AR أوراسيل: مادة الحماية الغليظة.
NL Putty and Caulking Material	FI Putty ja Caulking -materiaali	KO 언더컷 제거
IT Materiale Putty e Impermeabilizzante (Caulking)	EL Στοκόδες και Δεπτόρουστο υλικό εξουδετέρωσης εσοχών	ZH 隙縫封閉劑
ES Putty and Caulking Material	RU Замзка и уплотнитель	TH Putty and Caulking Material



EN Caulking: Express under fixed partial denture connector. Shape with wet cotton swab.	Express into embrasures and onto gingiva to seal against strong acids, peroxides, etc., then position rubber dam to frame.	Putty: Use as blockout for ease and distortion-free removal of impressions.	Prevent saliva from seeping through embrasures during bracket bonding.	Use as a blockout medium prior to anchoring precision attachments, clips, etc.	Cleanup: Scrape off bulk. Do not suction large volumes. Suction and rinse remainder.
DE Regular (Caulking): Unter das Verbindungsglied bei festsitzenden Brücken pressen. Mit feuchtem Baumwolltupfer formen.	In Zahnzwischenräume und über die Gingiva applizieren, um diese gegen starke Säuren, Peroxide, etc. abzuschirmen; dann Kofferdam darüberziehen.	Putty: Zum Ausblocken verwenden, um Abformungen leicht und verzugsfrei entnehmen zu können.	Verhindert während der Befestigung von Brackets das Durchsickern von Speichel durch Zahnzwischenräume.	Vor dem Befestigen von Geschiebeteilen, Anknern etc. zum Ausblocken verwenden.	Entfernung: Den Großteil des Materials abschaben. Keine größeren Mengen absaugen. Reste können abgespült und abgesaugt werden.

FR Calfatage: Placer sous l'intermédiaire du bridge. Modeler à l'aide d'un coton humide.	Placer au niveau des embrasures et sur la gencive pour parfaire l'étanchéité des digues lors de l'utilisation d'acides forts, de gels de blanchiments puissants, etc..., puis placer la digue et la fixer sur son cadre.	Putty: Utiliser pour le comblement des contre-dépouilles pour l'obtention des empreintes sans distorsion.	Prévient le passage de la salive au niveau des embrasures lors des collages de brackets orthodontiques.	Utiliser pour le comblement de contre-dépouilles avant la fixation des attachements de précision.	Nettoyage: Eliminer la masse du matériau. Ne pas aspirer de larges volumes. Rincer et aspirer les résidus.
NL Caulking: Pers onder de verbinding voor de partiële prothese. Modelleer met een bevochtigd gaasje.	Breng interdentaal en op de gingiva aan om een afsluiting te krijgen voor sterke zuren, peroxides etc. Breng vervolgens cofferdam aan.	Putty: Gebruik als uitblokmiddel om afdrucken gemakkelijk uit te kunnen nemen.	Weerhoudt speeksel ervan om tijdens het plaatsen van brackets door de interdentaal ruimte te komen.	Gebruik als uitblokmiddel alvorens precisieankers, attachments, clips, etc. te plaatsen.	Schoonmaken: Schraap de bulk weg. Geen grote hoeveelheden tegelijk afzuigen. Restanten wegs-poelen en afzuigen.

IT Impermeabilizzazione (Caulking): Estrudere sotto l'elemento di connessione del ponte. Modellare con un bastoncino cotonato bagnato.	Estrudere negli spazi interproximali e sulla gengiva per sigillare e proteggere da acidi forti, perossidi, ecc.; quindi inserire la guida di gomma sull'archetto.	Putty: Per chiudere i sottosquadri e togliere le impronte con facilità e senza distorsioni.	Per evitare che la saliva filtri attraverso gli spazi interdentali nel corso della cementazione degli attacchi ortodontici.	Per chiudere i sottosquadri prima del fissaggio di attacchi di precisione, clip, ecc.	Pulizia: Rimuovere la massa del materiale. Non aspirare grandi volumi di materiale. Aspirare i residui e sciacquare.
ES Caulking: Aplique debajo del conector del puente parcial fijo. Dele forma con un hisopo de algodón húmedo.	Aplique en las troneras y en las encias para proteger contra los ácidos nocivos, peróxido, etc. Luego sujete el dique de goma al marco.	Pasta: Utilícelo como bloqueador para que las impresiones se remuevan con facilidad y libres de deformación.	Previene que la saliva pase por las troneras durante la adhesión de los soportes de frenos.	Utilice antes de colocar retenedores de precisión, clips, etc.	Limpieza: Quite el volumen. No aspire grandes cantidades. Enjuague y aspire el resto.

PT Caulking: Aplicar por baixo do conector de prótese parcial. Modelar com rolo de algodão húmido.	Aplicar nas zonas retentivas e na gengiva para selar contra ácidos fortes, peróxidos, etc.; depois colocar o dique de borracha.	Putty: Utilizar para aliviar e facilitar uma remoção fácil e sem distorção da impressão.	Evitar a infiltração da saliva nas zonas retentivas durante o bonding dos brackets.	Utilizar como separador antes de colar attachments de precisão, clips, etc.	Limpeza: Remover o excesso. Não aspirar grandes quantidades. Aspirar e lavar o que restar.
SV Tätning: Applicera under fast partial protes attachment. Forma med våt bomullsroll.	Applicera i spolrum och på gingiva för att försegla mot starka syror, peroxider, m.m., kofferdam spännes upp på ram.	Kitt: Används för att blockera underskär, underlättar avtryckstagning.	Förhindrar saliv att flyta genom spolrum vid bonding av brackets.	Används som blockeringsmedium vid avtryckstagning av attachments, clips, m.m.	Rengöring: Med spatel avlägsnas bulk. Sug ej in stora mängder i vakuumsug. Skölj och sug upp resten.
DA Blokering: Fyld ud under mellemled/ekstensionsled ved fast protetik. Form med en våd vat-eller skumpellet.	Udfyld approssimalrum og langs gingiva for at forsegle/beskytte mod stærke syrer, peroxid med mere inden anlægning af kofferdam.	Putty: Anvendes til blokering af underskæringer for at give lettere og distorsionsfri fjernelse af aftryk.	Forebyg indsvivning af saliv gennem approssimalrummene ved bonding af brackets.	Brug materialet til blokering før fastgøring af præcisions-skrævende attachments, clips etc.	Rengøring: Skrab hovedparten af materialet af. Sug ikke store dele op med suget. Rester fjernes med skylning og sug.

FI Tiivistys: Ankkuroi kiinteä osaproteesi. Muotoillaan kostealla vanurullalla.	Ruiskuta approssimaaliväleihin sekä ikenille suojaksi voimakkaita happoja, peroksiedeja jne. vastaan. Kiinnitä sen jälkeen kofferdam kehikoon.	Käyttö: Allemenojen tiivistykseen. Helpottaa jäljenöksen poistamista suusta.	Estää syljen tunkeutumisen approssimaaliväleistä branketteja sidostettaessa.	Käyttö: tiivistysaineena jäljennettäessä attachmentteja, clipsejä jne.	Puhdistus: Irrota suurimmat määrät laastaimella. Älä ime suuria määriä Puttya imurilla. Huuhteile ja ime loput.
EL Πα την προφύλαξη διαφρούση του ελαστικού απομονωτήρα κατά την διάκριση της ενδοδοντικής διαπείρας. Διαμορφώστε με-σφααριδίω βιαμβακιού.	Τοποθετήστε το μέσα στα μεσοδόντια και πάνω στα ούλα για να προλάβετε την επαφή τους με ισχυρά οξέα, υπεροξειδία κλπ. - στη συνέχεια τοποθετήστε τον ελαστικό απομονωτήρα στο πλαίσιο.	Στοκόδες (Putty) Χρησιμοποιείται για εξουδετέρωση εσοχών για εύκολη και χωρίς παραμορφώσεις απομάκρυνση των αποτυπωμάτων.	Προστατεύει από τη διαφρογή από το σάλιο μέσα από τα μεσοδόντια κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης των bracket.	Χρησιμοποιείται σαν εξουδετέρωση εσοχών πριν από τη συγκόλληση συνδεδεόμεν ακριβείας, clips, κλπ.	Καθαρισμός: Απομακρύνετε με ένα εργαλείο τις μεγάλες ποσότητες. Μην έχετε την αναρρόφηση για αυτές. Πλύνετε και αναρροφήστε τα υπολείμματα.

RU Уплотнение: Предотвращает утечку защитной резиновой обложки при эндодонтическом лечении. Формируется ватным тампоном.	Выдавливается в межзубные промежутки и на десну для защиты против сильных кислот, перекиси и т.п. После этого ставят резиновую обложку на каркасе.	Замзка: Нанесите состав против прилипания для облегчения и точности снятия оттисков.	Предотвращает просачивание слюны через межзубные промежутки при креплении скобы во время ортодонтического лечения.	Нанесите состав против прилипания перед креплением точных аттачментов, скоб и т.п.	Очистка: Соскребите. Не отсасывайте большие объемы. Отсосите и прополощите остатки.
PL OraSeal Caulking: jest łatwy do ukształtowania za pomocą wacika. Pozwala uszczelnić koferdam np. w czasie leczenia kanałowego.	Wycisnąć materiał na okolice szyjek i na dno w celu uszczelnienia koferdamu przed działaniem silnych kwasów itp.	OraSeal jest materiałem gęściejszym niż Caulking. Używa się go do blokowania podcięcia przed pobraniem wycisku.	OraSeal Putty pozwala na uszczelnienie miejsc mocowania klamer przy użyciu systemu wiązającego.	Materiału używa się jako środka blokującego przed mocowaniem precyzyjnych elementów łączących protezę, stałych aparatów ortodontycznych itp. w jamie ustnej.	Usuwanie materiału polega na oczyszczeniu przy pomocy narzędzia (np. ekwiwalentu z większych części materiału). Należy unikać odsysania większych ilości materiału przy pomocy systemu ssącego unitu. Pozostałe drobne fragmenty materiału można splukać i odesesać.

TR Caulking: Endodontik tedavi süresince rubber dam'dan sızıntıyı önler. Pamuk tampon ile şekillendirilir.	Embrasürlere ve gingiva üzerine, kuvvetli asit, peroksit, vs. den korunmak için uygulayınız; daha sonra rubber dam'ı çerçeveyi yerleştiriniz.	Putty: Ölcülerin zarar görmemesi ve kolayca çıkarılabilmesi için blokaj materyali olarak kullanınız.	Braket yapıştirirken tükürüğün embrasürlerden sızmasını önler.	Hassas tutucu, klips, vs. sabitleme öncesi blokaj materyali olarak kullanınız.	Temizleme: Fazlalığı uzaklaştırınız. Kalanı aspire edin ve yıkayınız. Büyük hacimde olanları aspire etmeyiniz.
AR الحماية لمنع التسرب من الحاجز المطاطي أثناء المعالجة الجذرية، قم بالتشكيل بواسطة قطعة من القطن.	اضغط في داخل الفتحات وعلى العلى للغلق ضد الأحماض القوية، والفقوك أكسيد. الخ ثم ضع الحاجز المطاطي والإطار.	التنظيف: قم بضغط الزوائد الكبيرة، لا تغم بسفط أحجام كبيرة. اشطف وغسل الباقى.	لمنع اللعاب من التسلل إلى أساور التقويم أثناء ضم (صق) الأقواس.	يستعمل كمادة حصر قبل وضع الوصلات الدقيقة وغيرها.	المادة الغليظة: تستعمل كمادة حاصرة لرفع الطبقات خالية من التسربات.
KO Caulking: 근관 치료시 rubber dam 사이로 침이 새어 나오는 것을 예방합니다.	Gingiva 나 embrasures를 강한 산 (Peroxide 등)으로 부터 보호하기 위해 그 부위에 도포합니다.	Putty: 블록업에나 인상체 제거시 뒤틀림에방용으로 사용합니다.	Bracket 접착시 embrasures로 부터 침이 나오는 것을 방지합니다.	Attachment (ERA 어댑터먼트 등) 사용전 blockout용으로 사용합니다.	Clean-Up: Oraseal Bulk를 제거해낸 다음, 나머지는 suction으로 제거 및 세척합니다.
ZH Caulking: 避免在根管治療時，橡皮障邊緣產生裂隙，可用棉花來攪拭整形	可將 OraSeal 擠入牙縫或是牙齦上，將其封閉起來，避免強酸、雙氧水...等的傷害，然後再使用橡皮障	Putty: 可將組織上的倒凹封閉，避免印模時的印模材的脫落或變形	避免唾液經過牙縫到矯正器的黏著	在定位精密切著裝置前使用來作為倒凹封閉	清潔: 將封閉劑擦掉，不要用吸唾器去吸剩餘的小部分，沖洗後用吸唾器吸掉
TH Caulking: ใช้กั้นฟันอย่างแน่นหนา ลายช่วยกั้นน้ำลายไว้ด้วยขี้ผึ้ง แต่รูปราวด้วยผ้าลินิน	ฉีกผ้าลินินร่องฟันและบนเหนืออก ช่วยปกปิดปากของกั้นใช้กรด peroxide ลง แล้วใส่ฟันอย่างแน่นมากายพันลงไป	Putty: ใช้ขี้ผึ้ง Block Out ขณะพิมพ์ปาก ป้องกันการบิดเบี้ยวรูปร่าง (Distortion)	ช่วยกั้นน้ำลายขณะติด bracket	ใช้ช่วยการติด precision, clip โดยฉีกขี้ผึ้ง block out ไว้	การทำทามบนเซอาด ออกออกทีละน้อยอย่า suction ออกทีละมากครั้งด้วยน้ำจนหมด

!

!

LOT

EN- Health hazard
DE- Gesundheitsgefahr
FR- Dangereux pour la santé
NL- Gevaar voor de gezondheid
IT- Pericolo per la salute
ES- Peligro para la salud
PT- Riscos à saúde
SV- Hälsotara
DA- Sundhedsfarlig
FI- Terveysvaara
EL- Κίνδυνος την υγεία
RU- Опасно для здоровья
TR- Sağlık için tehlikeli
AR- خطر الصحة
KO- 건강유해물
ZH- 健康危害
TH- อันตรายต่อสุขภาพ

EN- See Instructions
DE- Siehe Anleitung
FR- Cf. instructions
NL- Zie gebruiksaanwijzing
IT- Vedere le istruzioni
ES- Vea las Instrucciones
PT- Veja as instruções
SV- Se anvisningar
DA- Se brugsanvisningen
FI- Lue käyttöohjeet
EL- Δείτε τις οδηγίες
RU- См. инструкцию
PL- Patrz instrukcję
TR- Talimatlara bakın
AR- انظر التعليمات
KO- 설명서 참고
ZH- 参阅说明
TH- ดูขั้นตอนการใช้

EN-Batch code
DE- Chargennummer
FR- Numéro de lot
NL- Batchcode
IT- Numero di lotto
ES- Código de partida
PT- Código do lote
SV- Satskoden
DA- Batchkode
FI- Eräkkoodi
EL- Κωδικός παρτίδας
RU- Номер партии
PL- Kod serii
TR- Parti kodu
AR- رمز الدفعة
KO- 배치 코드
ZH- 批号
TH- โดต์ชุดที่ผลิต

REF

Rx

EN- Catalog Number
DE- Katalognummer
FR- Numéro de référence
NL- Catalogusnummer
IT- Numero di catalogo
ES- Número do catálogo
PT- Número do catálogo
SV- Katalognummer
DA- Katalognummer
FI- Luettelunumero
EL- Αριθμός καταλόγου
RU- Номер по каталогу
PL- Numer katalogowy
TR- Katalog Numarası
AR- رقم الكاتالوج
KO- 카탈로그 번호
ZH- 目录号
TH- หมายเลขแคตตาล็อก

EN- For professional use only
DE- Nur zur Verwendung durch Sachkundige
FR- Destiné à un usage professionnel uniquement
NL- Alleen voor professioneel gebruik
IT- Esclusivamente ad uso professionale
ES- Solo para uso profesional
PT- Apenas para uso profissional
SV- Endast för yrkesmässig användning
DA- Kun til professionel brug
FI- Vain ammattikäyttöön
EL- Για επαγγελματική χρήση μόνο
RU- Только для профессионального применения
PL- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych
TR- Sadece profesyonel kullanıma yöneliktir
AR- للاستخدام المهني فقط
KO- 전문가 전용
ZH- 仅用于专业用途
TH- เฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

2

H

EN- Do not re-use to avoid cross contamination
DE- Bei Kreuzkontaminierung zu vermeiden, nicht erneut benutzen
FR- Ne pas réutiliser pour éviter la contamination croisée
NL- Niet opnieuw gebruiken om kruisbesmetting te voorkomen
IT- Non riutilizzare per evitare la contaminazione crociata
ES- No reutilice para evitar la contaminación cruzada
PT- Não reutilize para evitar a contaminação cruzada
SV- För undvikande av korskontamination, återanvänd inte
DA- Ikke genbruges for at undgå krydskontaminering
FI- Älä käytä uudelleen ristikiinnämättöksi.
EL- Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφεύξετε τη διασταυρούμενη μόλυνση
RU- Не использовать повторно во избежание перекрестного заражения
PL- Nie używać ponownie, aby uniknąć przeniesienia zakażenia
TR- Capraz kontaminasyonu önlemek için tekrar kullanmayın
AR- لا تستخدم الحزمة المتبقية
KO- 교차 오염 방지를 위해 재사용하지 마 것
ZH- 切勿再使用，以免交叉感染
TH- ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนข้าม

29 °C
85 °F

18 °C
65 °F

EN- Store at room temperature
DE- Bei Raumtemperatur lagern
FR- Entreposer à température ambiante
NL- Bij kamertemperatuur bewaren
IT- Conservare a temperatura ambiente
ES- Almacene a temperatura ambiente
PT- Armazene em temperatura ambiente
SV- Förvaras i rumstemperatur
DA- Opbevares ved stuetemperatur
FI- Säilytä huoneenlämmössä
EL- Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωμάτιου
RU- Хранить при комнатной температуре
TR- Oda sıcaklığında muhafaza edin
AR- لا تخزنه في درجة الحرارة
KO- 실온 보관
ZH- 室温儲存
TH- ที่อุณหภูมิห้อง

EN- Use by date
DE- Verfallsdatum
FR- Date de péremption
NL- Uiterste gebruiksdatum
IT- Utilizzare entro
ES- Usar antes de
PT- Usar até a data
SV- Använd före datum
DA- Udløbsdato
FI- Viimeinen käyttökäytännönpäivä
EL- Ημερομηνία λήξης
RU- Исползовать до
PL- Data ważności
TR- Son kullanma tarihi
AR- تاريخ انتهاء الصلاحية
KO- 기한일까지 사용
ZH- 有效期至
TH- ใช้อยู่ในวันที่

OraSeal Caulking & Putty

Flammability

Health

Reactivity

HAZARD RATING
4 = Severe
3 = Serious
2 = Moderate
1 = Slight
0 = Minimal

0

0

0

0

U.S. federal law restricts the sale of this device by or on the order of a dentist.

Keep out of reach of children.

For immediate reorder and/or complete descriptions of UltraDent's product line, refer to UltraDent's catalog or call Toll Free **1-800-552-5512**. Outside U.S. call (801) 572-4200 or visit www.ultradent.com.

中国区代理人和售后服务机构名称：广州市皓齿登医疗器械有限公司地址：广州市海珠区工业大道北67号34号楼首层 自编102房
电话：020-84156506
传真：020-84156535
英文名称：建隆封闭糊剂
产品名称：OraSeal Caulking, OraSeal Putty
医疗器械注册编号：国食药监械(进)字2014第2633794号
产品标准编号：YZB/USA 0626-2010《建隆封闭糊剂》
电话：888.863.5883
传真：801.553.4600

Oraseal® Caulk & Putty
Rubber Dam Caulking & Block-Out Putty

Manufactured by:
UltraDent Products Inc.
500 West 100th Street
Mishawaka, IN 46545 USA
Made in USA

EGREP

UltraDent Products GmbH
Am Westhof Berg 30
51149 Cologne
Germany

For product SDS please see our website at www.ultradent.com
1-800-552-5512; 801-572-4200

ULTRADENT PRODUCTS, INC.

© Copyright 2011, UltraDent Products, Inc. All Rights Reserved. 10048-07 09/15