

Instructions for use

Product description:

The set includes **Quick Up**, a gingiva-coloured, self-curing luting composite for attachments. This material is used for bonding in attachments such as ball, Locator® and telescopic anchors as well as other anchors in acrylic-based dentures (PMMA). The material can also be used for reattaching secondary elements in a denture such as bar retainers. The set also includes **Quick Up Adhesive** for permanent and firm bonding, **Quick Up LC**, a gingiva-coloured, light-curing correction material for subsequent corrections, and **Fit Test C & B** for checking the accuracy of fit and for blocking out.

Fields of application:

Fixing attachments such as ball, Locator® and telescopic anchors, as well as other anchors in partial and full dentures both chairside and in the laboratory. The set can also be used as repair material for reattaching secondary elements (e.g. bar retainers) in dentures.

Please note:

Attachments and other secondary components must have mechanical retentions or, if there are no such retentions, must have been roughened mechanically, e.g. by sandblasting, before being bonded in place.

Application:

1. Preparing the denture:

Place all attachments onto the abutments and check their fit carefully. The position of the attachments can be marked on the denture with the help of articulating paper, a suitable felt-tip pen, occlusal spray, toothpaste or the like. Make oval recesses in the denture of sufficient depth to receive the attachments. The attachments must not touch the denture base. Approximately 2 mm of space must be left for **Quick Up**. Undercuts in the denture base increase the hold of the attachments. Optionally, openings can be made below the teeth on the lingual side to allow excess material to flow out and to enable a visual check to be made.

2. Checking accuracy of fit of the attachments in the denture:

The enclosed **Fit Test C & B** can be used to check whether the openings in the denture base provide enough space to receive the attachments. The instructions for use for **Fit Test C & B** should also be followed when applying the product. Fill the openings for receiving the attachments with the **Fit Test C & B** and place the denture in the patient's mouth. Ask the patient to bite down with moderate pressure and wait 2 minutes for the **Fit Test C & B** to set. Remove the denture and check the results: an even silicone layer around the attachment indicates that there is sufficient space in the denture base to receive the attachment. If there is an uneven silicone layer or if the attachment is in contact with the denture base, the openings in the denture must be enlarged and the test repeated if necessary. Remove the attachments and remove **Fit Test C & B** completely from the denture using suitable instruments (e.g. scaler or curette).

7. Making corrections with Quick Up LC:

The **Quick Up LC** contained in the set is for correcting shortfalls and surface defects. To make these corrections, clean the surfaces and apply the **Quick Up Adhesive**. Then dry the **Quick Up Adhesive** layer with an air syringe or dry in the air for 30 seconds. The bottle must be sealed immediately after use and stored upright. To apply the **Quick Up LC** lock the enclosed application tip type 44 in place on the black syringe by twisting it in a clockwise direction. Replace the protective cap after use.

The plunger must not be retracted during or after use, otherwise the material must be applied and cured in layers if corrections exceeding 1 mm in thickness are necessary. Allow at least 20 seconds curing time per layer. Conventional polymerisation devices are suitable for light-curing **Quick Up LC**. The output of the LED halogen light should be at least 500 mW/cm².

8. Finishing and final inspection:

The material used for blocking out must be removed from the abutments after bonding in the attachments. The surfaces are finished using the usual instruments (carbide bur) and polished with a flannel buffing wheel. Then place the denture in the patient's mouth and check its fit and the occlusion.

Information, precautionary measures:

Phenolic substances (e.g. eugenol) impair polymerisation and therefore must not come into contact with the materials. **Quick Up** contains benzoyl peroxide, amines, BHT and methacrylates. **Quick Up** contains methacrylates and amines. **Quick Up LC** should not be used in case of known hypersensitivities (allergies) to any of these ingredients. Avoid skin contact. Any areas of the skin that have come into contact with the products should be washed thoroughly with soap and water. In case of eye contact, rinse well with plenty of water and consult an ophthalmologist.

The warranted product characteristics can only be achieved when using the original Sulzer Mixpac mixing tips as approved by **VOCO**. All the mixing tips for use with our respective products are available from **VOCO**.

Storage instructions and application method:

Store at temperatures of 4 °C to 23 °C. If the material is stored in the refrigerator, allow it to reach room temperature before use. Do not use the products after their expiry date. Always keep the **Quick Up Adhesive** bottle tightly sealed and store it upright. The black syringe containing the **Quick Up LC** should be sealed after use. Do not expose the materials to direct sunlight or the operating light. The enclosed application and mixing tips, as well as the brushes, are intended for single use only and must be disposed of after each use.

Our preparations have been developed for use in dentistry. As far as the application of the products delivered by us is concerned, our verbal and/or written information has been given to the best of our knowledge and without obligation. Our information and/or advice do not relieve you from examining the materials delivered by us as to their suitability for the intended purposes of application. As the application of our preparations is beyond our control, the user is fully responsible for the application. Of course, we guarantee the quality of our preparations in accordance with the existing standards and corresponding to the conditions as stipulated in our general terms of sale and delivery.



Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung:

Using Vaseline, for example, insulate all areas that are not to be permanently bonded, i.e. surfaces of dentures, abutments/implants, as well as the neighbouring teeth. To prevent accidental and irreversible adhesion of the denture to implants or abutments in the mouth, undercuts and the cervical free gingiva around the implants must be blocked out or covered with the **Fit Test C & B** or another suitable, stable material such as silicone or wax. To do this, apply **Fit Test C & B** around the undercuts and the cervical gingiva of abutments or other male parts and wait 2 minutes for it to set. Use the enclosed mixing tips type 11 to which the intraoral tip type 1 is to be attached.

4. Applying the Quick Up adhesive:

Dispense a few drops of **Quick Up Adhesive** into the mixing tray and apply to the parts of the denture to be bonded using the enclosed **Single Tim** application brush. Then dry the **Quick Up Adhesive** layer with an air syringe or dry for 30 seconds in the air. The bottle must be sealed immediately after use and stored upright.


5. Preparing the Quick Up QuickMix syringe:

Due to technical reasons there may be slight differences in the filling levels of the two syringe chambers prior to first use. Therefore remove the syringe cap and extract material until it is delivered evenly from both chambers. Afterwards place a mixing tip type 10. The notches on the syringe and the mixing tip must be lined up. The mixing tip is fixed by rotating it clockwise through 90°. The material is automatically mixed in the correct ratio in the tip as it is dispensed and can be applied immediately. All QuickMix syringes come with a detachable piston. The piston can easily be pulled backwards out of the QuickMix syringe and then reinserted. The seals in the QuickMix syringe do not change their position whilst this is being done. This prevents crosscontamination of the material in the QuickMix syringe.

6. Applying Quick Up:

Quickly fill with **Quick Up** up to a maximum of two thirds each of the prepared openings in the denture base described in points 1 and 2. You have an extraoral working time of 30 seconds. Place the denture in the patient's mouth and ask the patient to bite down with moderate pressure. Check the fit of the denture and occlusion. You have 30 seconds to check this in the mouth. After placing the denture wait 2.5 minutes before removing from the mouth. The total time of 3.5 minutes from commencement of mixing). **Quick Up's** curing time will be extended if placed on a model for adjustments, because the prevailing temperature will be lower than that of the oral cavity. The setting time can be controlled by dispensing **Quick Up** onto a mixing pad. Higher temperatures accelerate curing. Use suitable rotary instruments if excess material has to be removed, ensuring that the attachments do not come into contact with the rotary instruments. If insufficient material has been applied or if there are areas requiring correction, use the **Quick Up LC** which is enclosed in the set (see point 7).

1 min working time



Mode d'emploi

Description du produit :

Le matériau de fixation de teinte gingivale autodurcissant pour attaches Quick Up contenu dans le coffret est utilisé pour coller des attaches tels que des éléments d'ancrage sphériques, des éléments type Locator® et des éléments télescopiques ainsi que d'autres éléments d'ancrage sur des prothèses à base de résine (PMMA). Le matériau peut également être utilisé pour réparer des éléments secondaires sur une prothèse, par exemple des éléments d'ancrage sur barre. Le coffret contient le produit Quick Up Adhesive pour une liaison stable et durable. Le matériau de correction photopolymérisable de teinte gingivale Quick Up LC fourni peut être utilisé pour des corrections ultérieures. Le produit Fit Test C & B contenu dans le coffret peut être utilisé pour contrôler la précision d'ajustage ou pour le comblement.

Dominées d'application :

Fixation au fauteuil ou au laboratoire d'attachments tels que des éléments d'ancrage sphériques, type Locator® et télescopiques ainsi que d'autres éléments d'ancrage dans des prothèses partielles et totales. Le coffret convient également comme matériau de préparation pour réparer des éléments secondaires (p. ex. éléments à barre) dans des prothèses.

Important !

Les attaches et autres parties secondaires doivent présenter des retentions mécaniques ou, à défaut de retentions, être rendus rugueux mécaniquement avant le collage, par exemple par sablage.

Application :

1. Préparation de la prothèse :

Poser tous les attaches sur les parties secondaires et en contrôler minutieusement la position. La position de l'attachement peut être transposée sur la prothèse à l'aide de papier à articuler, d'un crayon feutre approprié, d'un spray d'occlusion, de pâte dentifrice ou de tout autre produit similaire. Réaliser dans la prothèse des cavités ovales assez grandes pour y loger les attaches. Les attaches ne doivent pas entrer en contact avec la base de la prothèse. Laisser un espace d'au moins 2 mm pour Quick Up. Des contre-dépouilles dans la base de la prothèse augmentent l'adhérence. En option, il est possible de fabriquer des ouvertures linguales au-dessous de la rangée de dents pour permettre un contrôle visuel et que le matériau excédentaire s'échappe.


2. Contrôle de la précision d'ajustage des attaches dans la prothèse :

Le produit Fit Test C & B fourni peut être utilisé pour vérifier si les ouvertures dans la base de la prothèse offrent suffisamment de place pour loger les attaches. Pour la mise en œuvre du produit Fit Test C & B, il convient également d'observer le mode d'emploi correspondant. Remplir les ouvertures prévues pour loger les attaches avec Fit Test C & B et mettre la prothèse en place dans la bouche du patient. Laisser le patient mordre avec une pression moyenne, puis attendre 2 minutes que le produit Fit Test C & B prenne. Retirer ensuite la prothèse et contrôler le résultat : une couche de silicone régulière autour de l'attachement signifie que l'espace dans la base de la prothèse est suffisamment grand pour loger les attaches. Si les couches de silicone sont irrégulières, ou en cas de contact de l'attachement avec la base de la prothèse, élargir les ouvertures dans la prothèse et, si nécessaire, réitérer le test. Retirer les attaches et enlever complètement le produit Fit Test C & B de la prothèse à l'aide d'un instrument approprié (p. ex. détartrage ou curette).

3. Isolation et comblement :

Isoler par exemple avec de la vaseline toutes les zones qui ne doivent pas présenter de cohésion durable : surfaces de la prothèse, parties secondaires/implants, ainsi que dents voisines. Pour éviter que la prothèse reste irréversiblement collée par mégardé en bouteille sur des implants ou des piliers, les contre-dépouilles ainsi que le bord gingival cervical autour des implants doivent être complètes ou recouvertes avec le produit Fit Test C & B ou tout autre matériau stable approprié (p. ex. silicone ou cire). Pour cela, appliquer Fit Test C & B autour des contre-dépouilles et de la gencive cervicale des parties secondaires ou d'autres piliers (parties mâles) et attendre 2 mm que le produit prenne. Utiliser les embouts mélangeurs type 11 fournis avec l'embout intra-buccal type 1.

1 min Verarbeitungszeit



7. Korrekturen mit dem Quick Up LC:

Zur Korrektur von Unterschlüssen und oberflächlichen Defekten ist das im Set enthaltene Quick Up LC vorgesehen. Dazu werden die Flächen gereinigt und das Quick Up Adhesive appliziert. Anschließend wird die Quick Up Adhesive Schicht mit Luftbläser oder 30 s an der Luft getrocknet. Die Flasche muss nach Gebrauch sofort verschlossen und aufrecht stehen gelagert werden. Zum Auftragen des Quick Up LC wird die beigelegte Applikationskanüle Typ 44 durch Drehen im Uhrzeigersinn auf der schwarzen Spritze arretiert. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. Die beigelegte gingivafarbene, lichthärtende Korrekturmateriale Quick Up LC kann für nachträgliche Korrekturen verwendet werden. Zur Kontrolle der Passgenauigkeit und zum Ausblocken kann das im Set enthaltene Fit Test C & B verwendet werden.

4. Utilisation de Quick Up Adhesive :

Mettre quelques gouttes de Quick Up Adhesive dans la palette de mélange et appliquer le produit au moyen du pinceau d'application Single Tim fourni sur les zones à coller de la prothèse. Sécher ensuite la couche de Quick Up Adhesive à la soufflette ou pendant 30 secondes à l'air libre. Refermer immédiatement le flacon après usage et le stocker debout.

5. Préparation de la seringue QuickMix Quick Up :

Pour des raisons techniques des légères différences du remplissage des deux compartiments des seringues peuvent se produire. Pour cette raison enlever la fermeture de la seringue et purger la seringue jusqu'à l'obtention d'un débit égal par les deux orifices. Ensuite placer l'embout mélangeur type 10. Les couches sur la seringue et sur l'embout mélangeur doivent correspondre.

6. Ausrbeitung und Endkontrolle :

Nach Einkleben der Attachments muss das zum Ausblocken verwendete Material von den Abutments entfernt werden. Die Flächen werden mit den üblichen Instrumenten (Hartmetallfräse) ausgearbeitet und mit einer Flanellschwabbel poliert. Gliedern Sie anschließend die Prothese beim Patienten ein und kontrollieren Sie den Sitz der Prothese und die Okklusion.

7. Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen:

Phenolische Substanzen (z. B. Eugenol) beeinträchtigen die Polymerisation und dürfen somit nicht mit den Materialien in Kontakt gebracht werden. Quick Up Adhesive enthält Hydroxyethylmethacrylat und Aceton. Quick Up enthält Benzoylperoxid, Amine, BHT und Methacrylate. Quick Up LC enthält Methacrylate und Amino. Bei bekannten Überempfindlichkeiten (Allergien) gegen diese Inhaltsstoffe von Quick Up/LC ist auf die Anwendung zu verzichten. Hautkontakt vermeiden. Kontaktstellen mit Wasser und Seife gründlich abwaschen. Bei Augenkontakt gut mit Wasser spülen und einen Augenarzt aufsuchen.

8. Ausrbeitung und Endkontrolle:

Nach Einkleben der Attachments muss das zum Ausblocken verwendete Material von den Abutments entfernt werden. Die Flächen werden mit den üblichen Instrumenten (Hartmetallfräse) ausgearbeitet und mit einer Flanellschwabbel poliert. Gliedern Sie anschließend die Prothese beim Patienten ein und kontrollieren Sie den Sitz der Prothese und die Okklusion.

9. Anwendungshinweise:

Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Bei Lagerung im Kühlenschrank das Material vor Verwendung auf Raumtemperatur bringen. Die Präparate nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Die Quick Up Adhesive Flasche stets gut verschlossen und aufrecht gelagert lagern. Die schwarze Spritze mit dem Quick Up LC nach Gebrauch verschließen. Die Materialien nicht dem direkten Sonnenlicht oder der OP-Leuchte aussetzen. Die beigelegten Applikations- und Mischkanülen, sowie die Pinsel sind für den Einmalgebrauch gedacht und müssen nach jeder Anwendung entsorgt werden.

10. Lager- und Anwendungshinweise:

Lagerung bei 4 °C - 23 °C. Bei Lagerung im Kühlenschrank das Material vor Verwendung auf Raumtemperatur bringen. Die Präparate nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Die Quick Up Adhesive Flasche stets gut verschlossen und aufrecht gelagert lagern. Die schwarze Spritze mit dem Quick Up LC nach Gebrauch verschließen. Die Materialien nicht dem direkten Sonnenlicht oder der OP-Leuchte aussetzen. Die beigelegten Applikations- und Mischkanülen, sowie die Pinsel sind für den Einmalgebrauch gedacht und müssen nach jeder Anwendung entsorgt werden.

11. Vorbereitung der Prothese:

Setsie alle Attachments auf die Abutments auf und kontrollieren Sie deren Sitzsicherheit. Mit Hilfe von Artikulationspapier, einem geeigneten Flitskit, Okklusplast, Zahncreme o. ä. kann die Position der Attachments auf die Prothese übertragen werden. Fertigen Sie in der Prothese ovale Vertiefungen an, die groß genug sind, um die Attachments aufzunehmen. Die Attachments dürfen die Prothesenbasis nicht berühren. Es müssen ca. 2 mm Raum für Quick Up verbleiben. Unterschriften in der Prothesenbasis erhöhen den Halt. Optimal können linguale Öffnungen unterhalb der Zahnröhre angefertigt werden, um das Entweichen von überschüssigem Material und eine visuelle Kontrolle zu ermöglichen.

12. Anwendung:

Setzen Sie alle Attachments auf die Abutments auf und kontrollieren Sie deren Sitzsicherheit. Mit Hilfe von Artikulationspapier, einem geeigneten Flitskit, Okklusplast, Zahncreme o. ä. kann die Position der Attachments auf die Prothese übertragen werden. Fertigen Sie in der Prothese ovale Vertiefungen an, die groß genug sind, um die Attachments aufzunehmen. Die Attachments dürfen die Prothesenbasis nicht berühren. Es müssen ca. 2 mm Raum für Quick Up verbleiben. Unterschriften in der Prothesenbasis erhöhen den Halt. Optimal können linguale Öffnungen unterhalb der Zahnröhre angefertigt werden, um das Entweichen von überschüssigem Material und eine visuelle Kontrolle zu ermöglichen.

7. Corrections avec Quick Up LC :

Le produit Quick Up LC contenu dans le coffret est prévu pour corriger les défauts et défauts superficiels. Pour cela, nettoyer les surfaces et appliquer le produit Quick Up Adhesive. Sécher ensuite la couche de Quick Up Adhesive à la soufflette ou pendant 30 secondes à l'air libre. Refermer immédiatement le flacon après usage et le stocker debout. Pour appliquer le produit Quick Up LC, arrêter la canule d'application type 44 fournie sur la seringue noire par rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Remettre le capuchon de fermeture en place après usage. Afin de garantir que la seringue ne continue pas de couler, veiller à ce que le pistolet ne soit pas rétracté pendant ou après l'utilisation.

Si des corrections de plus d'1 mm d'épaisseur sont nécessaires, le matériau doit



VOCO Quick Up®

Brugsanvisning



0482

Produktbeskrivelse:

Sætten indeholder **Quick Up**, en gingiva-farvet selvhærdende komposit til montering af attachments. Dette materiale anvendes til bonding af attachments såsom kugle, Locator® og teleskopiske ankre i akrylbaserede proteser (PMMA). Materiale kan også anvendes til refleksefaringsspids type 44 på den sorte sprøjte ved at dreje den med uret. Pásat beskyttelseshatten efter brug. Stemplet må ikke trækkes tilbage under eller efter brug, da sprøjten skal vilde eller dryppre. Materiale skal påføres i lag og hærdes, hvis korrektioner over 1 mm tykkelse er nødvendige. Der skal bruges mindst 20 sekunders herdetid til hvert lag. Konventionelle hærdelamer er egnet til at lysehede **Quick Up LC**. Lys effekten på LED eller halogenlamper skal være mindst 500 mW/cm².

8. Efterbehandling og endelig kontrol:

Materiale der anvendes til udblokning skal fjernes fra abutments efter at attachments er fastgjort. Overfladerne færdigbehandles ved at anvende de sædvanlige instrumenter (hårdmetal-bor) og poleres med et borstehjul. Isæt derefter protesen i patientens mund og kontroller dens tilpasning og okklusion.

Information, advarsler, forebyggelse:

Fenolsubstanse (f.eks. eugenol) foringer polymeriseringen og må derfor ikke komme i kontakt med materialerne. **Quick Up** indeholder hydroxyethyl methacrylat og acetone. **Quick Up** indeholder benzoyl peroxide, aminer, BHT og metakrylat. **Quick Up LC** indeholder methacrylate og aminer. **Quick Up/LC** bør ikke bruges i tilfælde af kendt hypersensitivitet (allergi) mod materialets ingredienser. Undgå kontakt med huden, som har været i kontakt med produkterne skal vaskes grundigt med såbe og vand. Ved kontakt med øjnene skal grundigt med masser af vand og konsulter en øjenlæge. For at sikre den garanterede kvalitet af produktet, skal der kun anvendes originale Sulzer Mixpac blandespisider, som er godkendt af **VOCO**. Alle blandespisider til brug med vores respektive produkter, kan leveres fra **VOCO**.

Opbevaring og påføringsmetoder:

Opbevares ved 4 °C - 23 °C. Hvis materialet opbevares i køleskab skal det have stuetemperatur før anvendelse. Anvend ikke produkterne efter deres udløbsdato. Hold altid flasken med **Quick Up adhesiv** lukket tæt og opbevare det stående. Den sorte sprøjte som anvendes med **Quick Up LC** skal lukkes efter brug. Udsæt ikke materialerne for direkte sollys eller operationslampe. De vedlagte påførings- og blandespisider så vel som borstene er kun beregnet til engangsbrug og skal smides væk efter brug.

2. Kontrol af nøjagtigheden af tilpasningen af attachments i protesen:

Den vedlagte **Fit Test C & B** kan anvendes til at kontrollere, om åbningerne i protesen giver nok plads til at montage attachments. Brugsanvisningen til **Fit Test C & B** skal også følges, når produktet påføres. Fyld åbningerne med **Fit Test C & B** og sæt protesen i patientens mund. Lad patienten bide sammen med et moderat tryk og vent 2 minutter til **Fit Test C & B** sæt sig fast. Fjern protesen og kontroller resultaterne; et løntlig sylinderformet indikerer, at der er en egnet plads i protesen til attachment. Hvis der er et ujævnt sylinderform, eller hvis attachmentet er i kontakt med protesen skal åbningerne i protesen udskærpes. Der skal være cirka 2 mm mellemrum tilbage til **Quick Up**. Underskæringer i protesebasen øger fastgørelsen af attachments. Der kan også laves lingual åbninger under tanden for at overskydende materiale kan flyde ud og muliggøre et visuelt check.

3. Isolering og blokering:

Før eksempel ved at anvende Vaseline isoleres alle områder, der ikke skal bondes permanent, f.eks. overflader af protesen, abutments/implantater så vel som nabotænderne. For at undgå en usiglighed og uoprettelig vedhæftning af protesen til implantater eller abutments i munden skal underskæringer og den cervicale gingiva undgås. Attachmenterne blokeres eller dækkes med **Fit Test C & B** eller et andet egnet stabilt materiale så som silikon eller voks. For at gøre dette påføres **Fit Test C & B** rundt om underskæringerne og den cervicale gingiva på abutments eller andre patricer og vent 2 minutter til det hælder. Anvend de vedlagte blandespisider type 11 hvor den interrate tip type 1 er fastgjort.


4. Påføring af Quick Up adhesiv:

Dispenses et par dråber af **Quick Up adhesiv** i en blandedebakke og påfør dem på delene af protesen, der skal bondes ved at anvende den vedlagte **Single Tim** påføringsborste. Tør **Quick Up adhesiv**-laget med en luftspistol eller lad det lufthentes i 30 sekunder. Flasken skal lukkes igen øgående efter brug og skal opbevares stående. **Forberedelse af Quick Up QuickMix sprøjte:**

Af tekniske årsager kan der forekomme små forskelle i fyldningsniveauet i sprøjten rum. Fjern derfor sprøjten hætte og tryk materialet ud, indtil der kommer materialet ud fra begge rum i sprøjten. Pásat derefter blandespisider type 10. Udskæringerne i sprøjten og blandingspidsen skal gå i huk. Låt blandingspidsen ved at dreje den 90° med uret. Materialeet bliver automatisk blandet i korrekt blandingsforhold ved dispersionen og kan appliceres direkte. Alle **Quick Mix** sprøjter kommer med affaglet stemplet. Stemplet kan nemt trækkes ud og genplaceres. Forseglingen i sprøjten ændrer ikke deres position når dette gøres. Dette forebygger kryds-kontaminering af materialet i sprøjten.

6. Påføring af Quick Up:

Fyld hurtigt maksimalt til tredjedeler op i hver forberedt åbning i protesen, som beskrevet under punkt 1 og 2. Du har en ekstra-oral arbejdstdist på 30 sekunder. Sæt proteserne i patientens mund og lad patienten bide sammen med et moderat tryk. Teg tilpasningen af protesen og okklusionen. Du har 30 sekunder til at udføre dette check i munden. Efter isatning af protesen vent 2,5 minut for protesen fernes fra munden d.v.s en samlet tid på 3,5 minutter fra begyndelsen af blandingen. **Quick Up's** hærdningstid til forlænges, hvis monteringen laves på en model, da temperaturen vil være lavere end den ved den orale montering. Hærdningstiden kan kontrolleres ved at sprede **Quick Up** på en blande pad. Højere temperatur fremskynder hærdningen. Anvend egne roterende instrumenter, hvis overskydende skal fernes og pas på at attachmenterne ikke kommer i kontakt med de roterende instrumenter. Hvis uegnet materiale er blevet påført eller hvis der er områder, der kræver ændringer anvendes **Quick Up LC**, der er vedlagt i sætten (se punkt 7).



7. Udførelse af korrektioner med Quick Up LC:
Quick Up LC i sætten er til at rette fejl og overfladedefekter. For at rette disse fejl rengøres overfladen og **Quick Up adhesiv** påføres. Tor derefter **Quick Up adhesiv** laget med en luftspistol eller lad det lufthentes i 30 sekunder. Flasken skal lukkes omgående efter brug og opbevares stående. For at påføre **Quick Up LC** fastgør den vedlagte påføringspids type 44 på den sorte sprøjte ved at dreje den med uret. Pásat beskyttelseshatten efter brug. Stemplet må ikke trækkes tilbage under eller efter brug, da sprøjten skal vilde eller dryppre. Materiale skal påføres i lag og hærdes, hvis korrektioner over 1 mm tykkelse er nødvendige. Der skal bruges mindst 20 sekunders herdetid til hvert lag. Konventionelle hærdelamer er egnet til at lysehede **Quick Up LC**. Lys effekten på LED eller halogenlamper skal være mindst 500 mW/cm².

8. Efterbehandling og endelig kontrol:

Materiale der anvendes til udblokning skal fjernes fra abutments efter at attachments er fastgjort. Overfladerne færdigbehandles ved at anvende de sædvanlige instrumenter (hårdmetal-bor) og poleres med et borstehjul. Isæt derefter protesen i patientens mund og kontroller dens tilpasning og okklusion.

Information, advarsler, forebyggelse:

Fenolsubstanse (f.eks. eugenol) foringer polymeriseringen og må derfor ikke komme i kontakt med materialerne. **Quick Up** indeholder hydroxyethyl methacrylat og acetone. **Quick Up** indeholder benzoyl peroxide, aminer, BHT og metakrylat. **Quick Up LC** indeholder methacrylate og aminer. **Quick Up/LC** bør ikke bruges i tilfælde af kendt hypersensitivitet (allergi) mod materialets ingredienser. Undgå kontakt med huden, som har været i kontakt med produkterne skal vaskes grundigt med såbe og vand. Ved kontakt med øjnene skal grundigt med masser af vand og konsulter en øjenlæge. For at sikre den garanterede kvalitet af produktet, skal der kun anvendes originale Sulzer Mixpac blandespisider, som er godkendt af **VOCO**. Alle blandespisider til brug med vores respektive produkter, kan leveres fra **VOCO**.

Applikoi **Fit Test C & B** materiaalia allemenojen ympärille ja väliosioon kervikaaluleelle tai muilin osiin ja odota 2 minuutia materiaalin kovetumista. Käytä tarkoitukseen mukana olevia sekoituskärkiä typillään 11, johon intraoraaliväjärki typipä 1 liitetään.

4. Quick Up adhesivin applikointi:

Annotse muttaan tippa **Quick Up Adhesiva** sekoituslehtiöille ja applikoile seisois. Dette materialet brukes til infesting av attachments, som kule, Locator® og teleskopiske ankre og andre typer ankre i komposit-baserete proteser (PMMA).

Kuivaa **Quick Up Adhesiva** rikrossa ilmapuustaimella tai kuivaa 30 sekunnin ajan ilmalla. Pulu on suljettava välittömästi käytön jälkeen ja säilytetä siveltimessä.

Pásat beskyttelseshatten etter brug. Stemplet må ikke trækkes tilbage under eller efter brug, da sprøjten skal vilde eller dryppre. Materiale skal påføres i lag og hærdes, hvis korrektioner over 1 mm tykkelse er nødvendige. Der skal bruges mindst 20 sekunders herdetid til hvert lag. Konventionelle hærdelamer er egnet til at lysehede **Quick Up LC**. Lys effekten på LED eller halogenlamper skal være mindst 500 mW/cm².

5. Quick Up LC riksuksen valmistelu:

Teknisistä syistä riukkuu olevien materiaalien täytytäsoat voivat vahingoilla. Tästä johtuen poista patruunasta ensin korkki ja purosta materiaalia ulos kunes patruunaa molemmissa ulostulovaikoissa purtuuttaa tasaisesti sama määriä materiaalia ulos. Aseta sekoituskärki typipä 10 rikrossiin pähän sovitukseksi se ensin sopivasti paikalle ja sitten lukitsemalla se käänäntämällä 90 astetta myötäpäivään. Materiaali sekoituu ja työntyy automaattisesti ja tasaisessa suhteessa ulos työntymässä määntää rikrossiin sisään. Annostelu voi näin tapauha välittömästi suoraan rikrossiin. Kaikki QuickMix rikrossit toimitetaan irrotettavina määrin kannsa. Määntä voidaan helposti työntää QuickMix rikrossiin sisään ja vahataa se uuteen rikrossiin. Rikrossiin kannan tulpat jätetään palkoilleen estääksäneen rikrossiin.

6. Quick Up applikointi:

Täytä nopeasti **Quick Up** materiaalilla enintään kaksi kolmasosaa kuituna prepartioita aukkoja proteesin pohjaan, kuten on kuvattu kohtissa 1 ja 2. Sinulla on työskentelyaika suun ulkopuolella 30 sekuntia.

Aseta protesi potilaan suuhun ja anna potilaan purra kohtullisella paineella. Tarkista protesi istuuva ja purenta. Siinulla on tähän taristikseen suorittamiseen aikaa suussa 30 sekuntia. Proteesin paikkoilleen asetamisen jälkeen odota 2,5 minuuttia ennen sen polttoamista suusta (tyhnessä aikaa 3,5 minuuttia sekoitamisen alusta alkaen). **Quick Up** materiaalin kovettumisvaihkaa voidaan pidättää jos kiinnikkiekti ovat tehdyt mallille, sillä välitsevää lämpötilaa on alhaisempi kuin suussa. Kovettumisaike voidaan kontrolloida levittämällä **Quick Up** materiaalia sekoituslehtiöille. Korkeammat lämpötilat poineuttavat kovettumista. Käytä tarkoitukseen sopivaa pyörivää instrumenttia jos materiaalin ylimääräinen vahvuus ei riitä. Jos riittävä määriä materiaalia on käytetty tai mikäli jotkut alueet vaativat korjausta, käytä toimenpiteeseen **Quick Up** LC materiaalia, mikäli tullee siihen mukana pakkauskossa (ks. kohta 7).

7. Kontroll af tilpasningen af attachments i protesen:

Den medfølgende **Fit Test C & B** kan bruges for at sjekke om åpningen i protesen giver nok plads til at montere attachments. Brugsanvisningen til **Fit Test C & B** skal også følges, når produktet påføres. Fyld åbningerne med **Fit Test C & B** og sæt protesen i patientens mund. Lad patienten bide sammen med et moderat tryk og vent 2 minutter til **Fit Test C & B** sæt sig fast. Fjern protesen og kontroller resultaterne; et løntlig sylinderform indikerer, at der er en egnet plads i protesen til attachment. Hvis der er et ujævnt sylinderform, eller hvis attachmentet er i kontakt med protesen skal åbningerne i protesen udskærpes. Der skal være cirka 2 mm mellemrum tilbage til **Quick Up**. Underskæringer i protesebasen øger fastgørelsen af attachments. Der kan også laves lingual åbninger under tanden for at overskydende materiale kan flyde ud og muliggøre et visuelt check.

2. Kontrol af nøjagtigheden af tilpasningen af attachments i protesen:

Den vedlagte **Fit Test C & B** kan anvendes til at kontrollere, om åbningerne i protesen giver nok plads til at montere attachments. Brugsanvisningen til **Fit Test C & B** skal også følges, når produktet påføres. Fyld åbningerne med **Fit Test C & B** og sæt protesen i patientens mund. Lad patienten bide sammen med et moderat tryk og vent 2 minutter til **Fit Test C & B** sæt sig fast. Fjern protesen og kontroller resultaterne; et løntlig sylinderform indikerer, at der er en egnet plads i protesen til attachment. Hvis der er et ujævnt sylinderform, eller hvis attachmentet er i kontakt med protesen skal åbningerne i protesen udskærpes. Der skal være cirka 2 mm mellemrum tilbage til **Quick Up**. Underskæringer i protesebasen øger fastgørelsen af attachments. Der kan også laves lingual åbninger under tanden for at overskydende materiale kan flyde ud og muliggøre et visuelt check.

3. Isolering og blokering:

Før eksempel ved at anvende Vaseline isoleres alle områder, der ikke skal bondes permanent, f.eks. overflader af protesen, abutments/implantater så vel som nabotænderne. For at undgå en usiglighed og uoprettelig vedhæftning af protesen til implantater eller abutments i munden skal underskæringer og den cervicale gingiva undgås. Attachmenterne blokeres eller dækkes med **Fit Test C & B** eller et andet egnet stabilt materiale så som silikon eller voks. For at gøre dette påføres **Fit Test C & B** rundt om underskæringerne og den cervicale gingiva på abutments eller andre patricer og vent 2 minutter til det hælder. Anvend de vedlagte blandespisider type 11 hvor den interrate tip type 1 er fastgjort.

4. Isolering og blokering:

Sætten kuluu **Quick Up**, ikenen sävyinen, itsestään kovettuma kiinnitysmuovi kiinnikkieksi. Tätä materiaalia käytetään kiinnittämään kiinnikkieksi/lisälaitteesta, kuten pallo, Locator® ja teleskopiset ankkurit sekä muut ankkurit akrylihappoisissa (PMMA) proteseissä. Materialiaa voidaan käyttää myös uudelleen kiinnittämiseen proteesin toisia elementtejä, kuten kiskon kiinnikkieksi. Setti sisältää myös **Quick Up Adhesive** vissä. Kuivaa **Quick Up Adhesive** rikrossa ilmapuustaimella tai anna kuivua ilmalla 30 sekunnin ajan. Pulo täytyy välittömästi käytön jälkeen sulkeua ja säilyttää pystyasennossa.

Annosteltaessa **Quick Up LC** materiaalia, lukiutse viejäkärki typipä 11 44 paikalleen rikrossiin pähän käänäntämällä sitä myötäpäivään. Haluaa suojata kovettumista kovettamaan käytön jälkeen. Määntä ei saa olla vedettynä käytön aikana tai jälkeen, koska rikrossiin on käytetty.

Pulon täytyy välittömästi käytön jälkeen sulkeua ja säilyttää pystyasennossa.

5. Forberedelse af Quick Up QuickMix sprøjte:

Bruk for eksempel vaselin for å isolere alle områder som ikke skal bondes permanent, f.eks flate på protesen, på distanser/implantat, så vel som på nabotener. For å unngå en uønsket og irreversibel adhesjon av protesen mot implantatet eller distanser i munnen må det lages undersritt, og det frie cervikale gingiva rundt implantatet må utblokkes eller bli dekket med **Fit Test C & B** eller et annet egnet materiale som f.eks silikon eller voks. For å gjøre dette, appliser **Fit Test C & B** rundt undersittet og den cervikale gingiva ved distansen eller andre hund-deler, og vent i 2 minutter til den er herdet. Bruk de medfølgende spissene type 11, den intraoral spiss type 1 er påsatt.

4. Applisering af Quick Up Adhesive:

Doser et par dråper **Quick Up Adhesive** i blandekoppen, og appliser på de deler av protesen som skal bondes ved medfølgende **Single Tim** applikationsborster. Tørk deretter laget med **Quick Up Adhesive** ved luftblåsing, eller la det tørke i luft ca 30 sek. Lukk flasken umiddelbart etter bruk, og lagre den på en blandespisidens type 11, der er en scalor eller en curette.

5. Isolering og utblokking:

Bruk for eksempel vaselin for å isolere alle områder som ikke skal bondes permanent, f.eks flate på protesen, på distanser/implantat, så vel som på nabotener. For å unngå en uønsket og irreversibel adhesjon av protesen mot implantatet eller distanser i munnen må det lages undersritt, og det frie cervikale gingiva rundt implantatet må utblokkes eller bli dekket med **Fit Test C &**



Quick Up®



0482

Instrucțiuni de folosire

Descrierea produsului:

Setul conține Quick Up, un material compozit pentru cimentarea elementelor de ancorare, autopolimerizabil, de culoarea gingiei. Acest material este folosit pentru cimentarea elementelor de ancorare cum ar fi brâul, Locator® și sisteme de ancorare telescopice precum și alte elemente de ancorare în proteze din material acrilic (PMMA = Polimetil metacrilat). Acest material poate fi folosit deasemenea și pentru reașezarea elementelor secundare de ancorare la proteze cum ar fi brâul de ancorare. Setul conține deasemenea și adezivul Quick Up Adhesive pentru o adeziune permanentă și rezistentă, Quick Up LC, un material de culoarea gingei, polipolimerizabil folosit pentru modificări ulterioare și Fit Test C & B pentru verificarea preciziai adaptării și derententivizării.

Domenii de aplicație:

Fixarea elementelor de ancorare ca de exemplu attachmentul cu bilă, attachmentul Locator® și elementele de ancorare telescopice, ca și alte elemente folosite la protezele parțiale și totale atât în cabinet căt și în laborator. Setul se poate folosi ca și material de reparare pentru reașezarea elementelor de ancorare secundare (de ex bara de ancorare) în proteze.

Observație:

Elementele de ancorare și componentele secundare trebuie să prezinte retenții mecanice sau să fie rugoase ca de ex după ce au fost sablate înainte de a fi fixate în cazul în care nu există deja retenții pe acestea.

Aplicarea:

1. Preparează protezei:

Asezați toate elementele de ancorare pe bont și verificați cu grijă poziția lor. Poziția elementelor de ancorare poate fi transferată în proteze cu ajutorul hărției de articulație, o carioacă adecvată, spray ocluzal, pastă de dinți etc. Creați cavitate ovale în proteze cu o adâncime suficientă pentru a potrivi cu elementele de ancorare.

Elementele de ancorare trebuie să nu atingă baza protezei. Trebuie păstrat un spațiu de aproximativ 2 mm pentru Quick Up. Zonele retențive de la baza protezei măresc aderența elementelor de ancorare. În mod opțional se pot face sănuri linguale subnivelul dintilor pentru a permite surpușului de material să cărgă și pentru a se putea verifica vizual.

2. Verificarea preciziai adaptării elementelor de ancorare la proteze
Setul conține Fit Test C & B care se poate folosi pentru a verifica dacă deschiderile la baza protezei sunt destul de mari pentru a permite fixarea elementelor de ancorare. Urmați instrucțiunile de folosire pentru Fit Test C & B în timpul aplicării acestui produs. Umpărți cavitatele create cu Fit Test C & B, fixați elementele de ancorare și introduceți proteza în gura pacientului. Cereți pacientului să muște cu o presiune moderată și așteptați 2 min pentru ca Fit Test C & B să facă priză. Îndepărtați proteza și verificați rezultatul: dacă stratul de silicon din jurul elementelor de ancorare este omogen distribuit atunci există suficient spațiu la baza protezei pentru elementele de ancorare. Dacă stratul de silicon este neomogen sau dacă baza protezei face contact cu elementele de ancorare, cavitatele din proteză trebuie sărbi și apoi repetați procesul de verificare. Extragăți elementele de ancorare și eliminați Fit Test C & B complet de pe proteză folosind instrumente adecvate (de ex instrument de detraj, chirură).


3. Izolare și derententivizare:
Folosind un produs ca de ex Vaseline izolați toate suprafețele ce nu necesită și cimentarea permanentă precum suprafețele protezelor, bunturilor/implanturilor și dintii învecinători. Pentru a preveni o adeziune accidentală și ireversibilă a protezelor pe implanturi sau bunturi în cavitatea orală, zona gingivală cervicală din jurul implanturilor trebuie să fie acoperită sau derententivizată cu Fit Test C & B sau alt material similar stabil, cum ar fi siliconul sau ceară. Pentru a realiza acest lucru aplicați Fit Test C & B în jurul retenților și în zona gingivală cervicală a bunturilor sau ale patricelor și așteptați 2 min pentru a face priză. Utilizați vârfurile de mixare de tip 11 incluse în set la care se atașează vârfurile intraorale de tip 1.

4. Aplicarea adezivului Quick Up:
Dozați către picătură de Quick Up Adezivul pe gudele de amestecare și aplicați-le pe suprafețele de proteză ce trebuie să fi lipite folosind peră de aplicare Single Tim. Apoi uscați Quick Up Adhesive cu o seringă cu aer pentru o perioadă de 30 sec. Închideți flaconul imediat după folosire și păstrați-l într-o poziție verticală.

5. Preparează QuickMix seringă Quick Up:

Din motive tehnice pot exista diferențe mici între nivelele de umplere ale camerelor seringii. În aceste cazuri scoateți capacul seringii și împingeți materialul până când în ambele camere există o distribuire uniformă. După aceea introduceți un vârf de mixare de tip 10. Potriviti orificele seringi cu vârful de mixare și fixați-l prin o rotire de 90° în sensul acelor de ceasornic. Materialul este amestecat automat în doza corectă atunci când pistonul seringii este impins iar acesta se poate aplica direct în amprentă. Toate seringile de QuickMix (mixare rapidă) sunt disponibile cu un piston deținător. Pistonul se poate trage din seringă fără a cauza pierderi de material. Duplicați din compartiamentele seringii rămân stable, astfel incât acestea să prevină contaminarea materialelor din seringă.

6. Aplicarea materialului Quick Up:
Umpărți rapid cu materialul Quick Up maxim 2/3 din fiecare cavitate pre-parață de la baza protezei precum este descris la punctele 1 și 2. Dispuneti de un timp de lucru în afara cavitatii orale de 30 sec. Introduceți proteza în cavitatea orală și cereți pacientului să muște cu o presiune moderată. Verificați adaptarea protezei și o cluzie. Pentru acest procedeu de verificare a protezei în cavitatea orală aveți la dispozitione 30 sec. După introducerea protezei așteptați 2,5 min înainte de a scoate proteza din cavitatea orală (uri cu timp total de la începută până produsul). Timpul de polimerizare al produsului Quick Up este mărit dacă se face modificări la model deoarece temperatura de lucru este mai mică decât cea din cavitatea bucală. Timpul de priză poate fi controlat prin aplicarea produsului Quick Up pe un ped de amestecare. Temperaturile ridicate acceleră polimerizarea. Dacă este necesară să se îndepărteze excesul de material folosind instrumente rotative adecvate, asigurându-vă că attachmenturile nu intră în contact cu instrumentele rotative. Dacă materialul aplicat este insuficient sau în cazul în care există zone ce necesită mici corecții utilizati produsul Quick Up LC (fotopolimerizabil) care este inclus în set. Vezi punctul 7.



7. Efectuarea corecțiilor cu materialul Quick Up LC:

Quick Up LC inclus în set este utilizat pentru corecarea imperfecțiilor și a defectelor de suprafață. Pentru a realiza aceste corecții curățați suportul și apoi aplicați adezivul Quick Up Adhesive. Apoi uscați stratul de adeziv Quick Up LC cu ajutorul unei seringi sau aerati suprafața pe o perioadă de 30 sec. Închideți flaconul imediat după folosire și păstrați-l într-o poziție verticală. Pentru a aplica Quick Up LC băloți vârful de aplicare de tip 44 (inclus în set) în poziție, la seringă de culoare neagră printre o răsucire în sensul acelor de ceasornic. Reaplicați capul protector după utilizare. Pistonul nu trebuie retras în timpul folosirii sau după utilizare, în caz contrar, seringa poate picura sau poate pierde material. Daca grosimea corecțiilor depășeste 1 mm materialul trebuie să fie aplicat în straturi și fotopolimerizat. Polimerizăți fiecare strat de cca 10 sec. Se pot folosi aparatul convențional de fotopolimerizare pentru polimerizarea materialului Quick Up LC. Intensitatea luminoasă a sărăului de apăsare este de 400 mW/cm².

8. Finisarea și verificarea finală:

Materialul folosit pentru derententivizare trebuie să fie eliminat de pe bonturi după alipirea attachmenturilor. Suprafetele sunt finisate cu ajutorul instrumentelor uzuale (freze din carburi) și slefuie cu un fit din păstrău. Apoi introduceți proteza în gura pacientului și verificați adaptarea și ocluzia.

9. Năsană și verificarea finală:

Materialul folosit pentru derententivizare trebuie să fie eliminat de pe bonturi după alipirea attachmenturilor. Suprafetele sunt finisate cu ajutorul instrumentelor uzuale (freze din carburi) și slefuie cu un fit din păstrău. Apoi introduceți proteza în gura pacientului și verificați adaptarea și ocluzia.

10. Informații, măsuri de precauție:

Substanțele fenolice ca de ex eugenol pot afecta polimerizarea și prin urmare trebuie să intră în contact cu materialele. Adezivul Quick Up Adhesive conține hidroxii etil metacrilat și acetona. Quick Up contiene peroxid de benzil, amine, BHT și metacrilat. Quick Up LC conține metacrilat și amine. A nu se folosi Quick Up LC în cazuri de hipersensibilitate (alerghii) cu noscute la unul dintre acești ingredienți. Evitați contactul cu pielea. Orice zonă și apă și săpun. În cazul contactului cu ochii clătiți bine cu apă și consultați un oftalmolog. Proprietățile materialului vor fi atinse numai dacă se utilizează varfurile de mixare originale Sulzer Mixpac, aprobate de VOCO. Varfurile corespunzătoare pentru producute noastre pot fi obținute de la VOCO.

11. Instrucțiuni de păstrare și metodă de aplicare:

A se pastra la o temperatură cuprinsă între 4 °C - 23 °C. Dacă materialul este păstrat în frigider, înainte de utilizare permitemiți materialului să atingă temperatura ambientă. A nu se utilizeaza produsele după data expirării. Mențineți întotdeauna flaconul de Quick Up închis ermetic și păstrați în poziție verticală. Seringa de culoare neagră folosită cu Quick Up LC trebuie să fie închisă imediat după utilizare. A nu se expune materialele în lumina directă a soarelui sau în lumina camerei de lucru. Vârfurile de aplicare trebuie să fie așezate pe o suportă sau pe un suport de lucru. Vârfurile de aplicare trebuie să fie introduse în set suntem de unică folosință și trebuie utilizate numai pentru a se păstra în set.

Produsele noastre au fost concepute pentru uz stomatologic. În ceea ce privește aplicarea produselor lăsată de noi, informațiile verbale și/sau scrise au fost oferite în conformitate cu toate cunoștințele pe care le avem și fără nici o obligație. Informațiile și/sau sfaturile noastre nu vă scotese de obligația de a examina materialele furnizate de noi din punct de vedere al potrivirii cu scopurile dumneavoastră. Aplicarea preparaților afișați se în afară controllul nostru, utilizatorul este pe de-a-intregul responsabil pentru aplicare. Desigur, garanțiam calitatea preparaților noastre în conformitate cu standardele existente și în conformitate cu condițiile stipulate de termenii generali ai vânzării și livrării.

12. Năsană și derententivizare:

Folosind un produs ca de ex Vaseline izolați toate suprafețele ce nu necesită și cimentarea permanentă precum suprafețele protezelor, bunturilor/implanturilor și dintii învecinători. Pentru a preveni o adeziune accidentală și ireversibilă a protezelor pe implanturi sau bunturi în cavitatea orală, zona gingivală cervicală din jurul implanturilor trebuie să fie acoperită sau derententivizată cu Fit Test C & B sau alt material similar stabil, cum ar fi siliconul sau ceară. Pentru a realiza acest lucru aplicați Fit Test C & B în jurul retenților și în zona gingivală cervicală a bunturilor sau ale patricelor și așteptați 2 min pentru a face priză. Utilizați vârfurile de mixare de tip 11 incluse în set la care se atașează vârfurile intraorale de tip 1.

13. Instrucțiuni de aplicare

Инструкции за употреба

Описание на продукта:

Комплектът включва Quick Up, самополимеризиращ композит в гингивален цвят за фиксиране на задържкини елементи, като телескопични и сферични стави, вкл. вътреокрепено задържане, като и други стави в протези, в протези на акрилатна основа (PMMA – полиметил метакрилат). Този материал може също да се използва за повторно залепване на вторични елементи в протеза, като например ездани на траперси. Комплектът съдържа Quick Up Adhesive запоствено-здравословно създаване, Quick Up LC, гингивално оцветен фотополимеризиращ коректируем материал за последователи поправки и Fit Test C & B за проверка на точността и вътреокрепено задържане на подмолите.

Области на приложение:

Фиксиране на задържкини елементи като телескопични и сферични стави, вкл. вътреокрепено задържане, като и други стави в протези и на състезателни елементи. Когато се използва за поправки и допълнително фиксиране на вторични елементи в протеза, то като например ездани на траперси. Комплектът съдържа Quick Up Adhesive запоствено-здравословно създаване, Quick Up LC, гингивално оцветен фотополимеризиращ коректируем материал за последователи поправки и Fit Test C & B за проверка на точността и вътреокрепено задържане на подмолите.

Моля, обявете внимание:

Задържкини елементи, или другите вторични компоненти трябва да имат механични ретенции или да са механично разграпавени, напр. чрез пъяскоукрупнение преди да бъдат монтирани, ако нямат такива ретенции.

Начин на използване:

1. Подготовка на протезата:
Поставете задържките средства вътре в носещите зъби и внимателно проверете дали са на правилното място. Положението на задържките средства може да бъде пренесено вътре във протезата с помощта на артикуляционна хартия, фумастер, оклузионен спрей, паста за зъби или нещо подобно. Направете дostaționno чистен контакт с останалите зъби в протезата.

2. Проверка на точността на поставяне на ставите в протезата:
Приложението на Fit Test C & B може да се използва, за да се провери дали ставите са достатъчно горивни, за да поддържат протезата във вътреокрепено задържане.

3. Използване на Quick Up:

Динамите на преводите на Quick Up са различни в зависимост от точките на използване. Вътреокрепено задържане на подмолите, вътреокрепено задържане на ставите, вътреокрепено задържане на ездани на траперси.

4. Използване на Quick Up Adhesive:

Приложете Quick Up Adhesive върху липсата на протезата и внимателно проверете дали са на правилното място. Положението на задържките средства може да бъде пренесено вътре във протезата с помощта на артикуляционна хартия, фумастер, оклузионен спрей, паста за зъби или нещо подобно. Направете дostaționno чистен контакт с останалите зъби в протезата.

5. Използване на Quick Up LC:

Приложете Quick Up LC върху липсата на протезата и внимателно проверете дали са на правилното място. Положението на задържките средства може да бъде пренесено вътре във протезата с помощта на артикуляционна хартия, фумастер, оклузионен спрей, паста за зъби или нещо подобно. Направете дostaționno чистен контакт с останалите зъби в протезата.

6. Използване на Quick Up Adhesive:

Приложете Quick Up Adhesive върху липсата на протезата и внимателно проверете дали са на правилното място. Положението на задържките средства може да бъде пренесено вътре във протезата с помощта на артикуляционна хартия, фумастер, оклузионен спрей, паста за зъби или нещо подобно. Направете дostaționno чистен контакт с останалите зъби в протезата.

7. Използване на Quick Up Adhesive:

Приложете Quick Up Adhesive върху липсата на протезата и внимателно проверете дали са на правилното място. Положението на задържките средства може да бъде пренесено вътре във протезата с помощта на артикуляционна хартия, фумастер, оклузионен спрей, паста за зъби или нещо подобно. Направете дostaționno чистен контакт с останалите зъби в протезата.

8. Използване на Quick Up LC:

Приложете Quick Up LC върху липсата на протезата и внимателно проверете дали са на правилното място. Положението на задържките средства може да бъде пренесено вътре във протезата с помощта на артикуляционна хартия, фумастер, оклузионен спрей, паста за зъби или нещо подобно. Направете дostaționno чистен контакт с останалите зъби в протезата.

9. Използване на Quick Up Adhesive:

Приложете Quick Up Adhesive върху липсата на протезата и внимателно проверете дали са на правилното място. Положението на задържките средства може да бъде пренесено вътре във протезата с помощта на артикуляционна хартия, фумастер, оклузионен спрей, паста за зъби или нещо подобно. Направете дostaționno чистен контакт с останалите зъби в протезата.

10. Използване на Quick Up LC:

