

· Conscious dentistry ·

VIDU

DENTAL BONDING

es · ADHESIVO DENTAL
it · ADESIVO DENTAL
fr · ADHÉSIF DENTAL
pt · ADESIVO DENTAL
de · ADHÄSIV DENTAL

“THE FUTURE
IS IN YOUR HANDS”

VIDU

DENTAL BONDING VIDU

en

INSTRUCTIONS FOR USE

DENTAL BONDING VIDU is an adhesive with outstanding adhesion to dentin and etched enamel. It improves adhesion between the composite and tooth surface.

INDICATION:

DENTAL BONDING VIDU is used to improve the adhesion of composites on enamel and dentin. Further, it improves the adhesion between glass-ionomer underfill (lining) cement and composite fillings ("sandwich technique").

APPLICATION:

The cavity should be prepared according to the rules for adhesive filling technique. Depending on the situation, apply calcium hydroxide paste or an underfill (lining) cement in deep cavities.

The enamel is etched, rinsed and then dried in accordance with the etch bonding technique.

The glass-ionomer cement filling should not be etched, only roughened.

Once the prepared cavity is dry, 1-2 drops of light-curing DENTAL BONDING VIDU are dripped onto the mixing pad (immediately reclose the bottle) and a thin layer is applied to the tooth using a brush or foam pellet. Excess material is removed using a dry brush or a pellet. The material is then cured using halogen light (15 sec.).

SIDE EFFECTS:

Undesirable side-effects are extremely rare if the product is prepared and used properly. Should you become aware of any undesirable side-effects, including in cases of doubt, please notify us, giving as precise a description of the attendant circumstances and symptoms as possible.

WORKING INSTRUCTIONS:

Ensure that the working instructions and precautionary measures described in the supplied product information are always strictly observed. Should the patient suffer undesirable reactions or any other unwanted incidents arise even though these instructions were observed, then please inform us and give a precise description of the accompanying circumstances.

CONTRA-INDICATIONS:

Do not use DENTAL BONDING VIDU in the area of the pulp.

STORAGE/SHELF-LIFE:

3 years, store in a cool, dry place.
Protect against light!

PRESENTATION:

- [REF] V191001 Bottle x 5 ml

Keep away from children!
For professional dental use only!

VIDU

ADHESIVO DENTAL VIDU

es

INSTRUCCIONES DE USO

ADHESIVO DENTAL VIDU es un adhesivo con excelente adherencia a la dentina y al esmalte grabado. Mejora la adherencia entre el composite y la superficie del diente.

INDICACIÓN:

ADHESIVO DENTAL VIDU sirve para mejorar la adherencia de composites sobre el esmalte y la dentina. Además mejora la adherencia entre los cementos de ionómeros de vidrio para y los empastes de composite ("técnica sándwich").

APLICACIÓN:

La cavidad debe prepararse de acuerdo con las reglas para la técnica de empaste adhesivo. Dependiendo de la situación, se debe colocar pasta de hidróxido de calcio o un cemento de relleno en cavidades profundas. El esmalte se graba, se enjuaga y luego se seca de acuerdo con la técnica de unión por grabado.

El relleno de cemento de ionómero de vidrio nose debe grabar, solo raspar.

Una vez que la cavidad preparada esté seca, se agregan 1-2 gotas de ADHESIVO DENTAL VIDU fotopolimerizable en la almohadilla de mezcla (vuelva a cerrar inmediatamente la botella) y se aplica una capa fina al diente con un pincel seco o bastoncillo. El exceso de material se elimina con un con un pincel seco o bastoncillo. A continuación, el material se cura con luz halógena (15 segundos).

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Con una correcta elaboración y aplicación, es muy poco frecuente que se produzcan efectos secundarios no deseados. Si no obstante llegasen a su conocimiento efectos secundarios no deseados - incluso en casos dudosos-, rogamos en todo caso que nos los comuniquen, con una descripción lo más exacta posible de las circunstancias y de los síntomas.

INDICACIONES SOBRE LA ELABORACIÓN:

Respetar en todos los casos las indicaciones de procesamiento y las medidas de precaución descritas en las instrucciones de uso que acompañan al producto. Si a pesar del cumplimiento de estas indicaciones, se llegasen a producir reacciones indeseadas en el paciente u otros efectos no deseados, rogamos en todo caso que nos los comuniquen, con una descripción lo más exacta posible de las circunstancias.

CONTRAINDICACIONES:

ADHESIVO DENTAL VIDU no debe aplicarse en la zona de la pulpa.

ALMACENAMIENTO / CADUCIDAD:

3 años, almacenar en un lugar fresco y seco.
¡Proteger de la luz!

PRESENTACIÓN:

- [REF] V191001 Bote x 5 ml

No lo deje al alcance de los niños!
Destinado exclusivamente para uso en odontología!



ECO
DESIGN



CLOSE
MANUFACTURE



RESPONSIBLE
CONSUMPTION



SMART
WASTE



ONLINE
DISTRIBUTION

Dentared Odontology Services SL
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,
28108, Madrid, Spain
www.vidu.eco

dent a pham
Produktionsgesellschaft mbH
Schusterring 35, 25355 Barmstedt, Germany
MADE IN GERMANY



0482



H317

Peligro

Danger



2021-REV-002

