

PRODUCT NAME	SALIVA EJECTOR VIDU
NOMBRE DE PRODUCTO	EYECTOR DE SALIVA VIDU
DENOMINAZIONE	ASPIRASALIVA VIDU
NOM DU PRODUIT	POMPE À SALIVE VIDU
NOME DO PRODUTO	EJETOR DE SALIVA VIDU
PRODUKTNAME	SPEICHELSAUGER VIDU

PRODUCT DESCRIPTION	Disposable flexible saliva ejector in PVC of various colors, with galvanized metallic or coppered incorporated wire.
DESCRIPCIÓN	Aspirador de saliva desechable de PVC de diferentes colores, con hilo metálico incorporado, plegable.
DESCRIZIONE	Aspirasaliva monouso in PVC di vari colori, con filo metallico zincato o ramato incorporato, pieghevole.
DESCRIPTION	Éjecteur de salive flexible jetable en PVC de différentes couleurs, avec fil métallique galvanisé ou cuivre incorporé.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Ejetor de saliva descartável em PVC de várias cores, com fio metálico zincado incorporado.
PRODUKTBESCHREIBUNG	Flexibler Speichelabsauger in PVC in verschiedenen Farben zum einmaligen Gebrauch, mit verzinktem Metall- oder Kupferdraht.

SPECIFICATIONS	Length from 12,5 a 14,5 cm y ϕ 6,5 mm.
ESPECIFICACIONES	Longitud de 12,5 a 14,5 cm y ϕ 6,5 mm.
SPECIFICHE	Lunghezza da 12,5 a 14,5 cm y ϕ 6,5 mm.
SPÉCIFICATIONS	Longueur de 12,5 a 14,5 cm y ϕ 6,5 mm.
ESPECIFICAÇÕES	Comprimento 12,5 a 14,5 cm y ϕ 6,5 mm.
SPEZIFIKATIONEN	Länge von 12,5 bis 14,5 cm und ϕ 6,5 mm.

COMPOSITION	PVC tube with copper wire incorporated.
COMPOSICIÓN	Tubo de PVC con hilo de cobre incorporado.
COMPOSIZIONE	Tubo in PVC con filo di rame incorporato.
COMPOSITION	Tube en PVC avec fil de cuivre intégré.
COMPOSIÇÃO	Tubo de PVC com fio de cobre incorporado.
ZUSAMMENSETZUNG	PVC-Rohr mit eingebautem Kupferdraht.

REFERENCE DIRECTIVES AND STANDARDS DIRECTIVA Y/O NORMA DE REFERENCIA DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO DIRECTIVE ET/OU NORME DE RÉFÉRENCE DIRECTIVA E/OU NORMA DE REFERÊNCIA REFERENZRICHTLINIEN UND NORMEN	DIRECTIVE 93/42 EEC Medical Device Class IIa DIRECTIVA 93/42 CEE Dispositivo Médico Clase IIa DIRETTIVA 93/42 CEE Dispositivo medico Classe IIa DIRECTIVE 93/42 CEE Dispositif médical Classe IIa DIRECTIVA 93/42 CEE Dispositivo Médico Classe IIa RICHTLINIE 93/42 EWG Medizinproduktklasse IIa
HAZARD LABELLING ETIQUETADO DE PELIGROSIDAD ETICHETTATURA DI PERICOLOSITA ÉTIQUETAGE DE RISQUE ETIQUETAGEM DE PERIGO GEFAHRENKENNZEICHNUNG	Written on the package. Descrita en el envase. Descritte nella confezione. Reportées sur l’emballage. Descritas na embalagem. Steht auf dem Paket.
SAFETY INFORMATION INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INFORMAZIONI DI SICUREZZA INFORMATIONS DE SECURITÉ INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA SICHERHEITSHINWEISE	Written on the package. Descrita en el envase. Descritte nella confezione. Reportées sur l’emballage. Descritas na embalagem. Steht auf dem Paket.
SAFETY DATA SHEET FICHA DE SEGURIDAD SCHEDA DI SICUREZZA FICHE DONNÉES DE SECURITÉ FICHA DE SEGURANÇA SICHERHEITSDATENBLATT	N/A
STORAGE ALMACENAMIENTO STOCCAGGIO STOKAGE ARMAZENAGEM LAGERUNG	Store at room temperature in a dry place. Almacenar a temperatura ambiente en un lugar seco. Stoccare a temperatura ambiente in luogo asciutto e ventilato. Stockage à température ambiante dans un endroit sec et ventilé. Conserve à temperatura ambiente em local seco e arejado. Bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort lagern.

VIDU	TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA	Mod. 01 Rev. 01-2020 Page 2 de 3
-------------	--	--

SHELF LIFE CADUCIDAD DURATA CADUCITÉ VIDA UTÍL LAUFZEIT	N/A
--	-----

PACKAGE EMPAQUE CONFEZIONI PACKAGE EMBALAGENS PACKUNG	Pack of 100 pieces. Envase de 100 piezas. Pacchetto da 100 pezzi. Paquet de 100 unités. Pacote de 100 unidades. Packung mit 100 Stück.
--	---

The technical information presented here has been received from our suppliers, under their responsibility.
 La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores, bajo su responsabilidad.
 Le informazioni tecniche qui espote sono state ricevute dai nostri fornitori, sotto la loro responsabilità.
 Les informations techniques présentées ici nous ont été communiquées par nos fournisseurs, sous votre responsabilité.
 As informações técnicas aqui expostas foram recebidas de nossos fornecedores, sob sua responsabilidade.
 Die hier dargestellten technischen Informationen wurden von unseren Lieferant unter ihrer Verantwortung erhalten.