

ARENADORA BASIC

Ref. 09060105

Equipamiento utilizado para la limpieza y destrucción de piezas fundidas, con el fin de mejorar y facilitar la adherencia.

CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42:

Producto sanitario Clase II a.

CARACTERÍSTICAS:

Tensión/Voltaje:	110V/220V
Reactor eléctrico:	8Watt.
Lámpara fluorescente:	8Watt.
Frecuencia:	50/60 Hz
Presión de uso:	4,2 a 6 Atm.
Peso bruto:	5,6 kg
Consumo:	50Watt. Iluminación.
LED:	90 lúmenes.
Dimensiones:	360x380x330mm
Material:	Metal.
Material de la tapa:	Cristal con resina y PVC.
Color:	Blanco y negro.
Certificación:	CE



CONDICIONES DE TRABAJO:

- Respete la presión máxima de aire recomendada.
- Nunca opere la Microarenadora con la puerta de la cámara de arenado abierta ni utilice los lápices arenadores fuera de la cámara.
- Emplee siempre un medio abrasivo seco y limpio, con el tamaño de partícula adecuado para cada uno de los lápices arenadores (piezas de mano).