


REFERENCIA	16107302	CÓDIGO EAN	842965900576
PRODUCTO	Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50x60cm (ab. Ø 8cm)		

COMPONENTES

<p>Paño quirúrgico fenestrado (IS) 50x60cm (ab. Ø 8cm)</p> <p>Paño desechable con fenestra central de 8cm, con adhesivo (14x12cm), confeccionado en tela sin tejer compuesta de dos capas, que lo hacen impermeable y absorbente.</p> <p>Ancho: 50cm; Largo: 60cm; Fenestra: Ø 8cm. Adhesivo 14x12 cm.</p> <p>- Tejido IS (56 g/m²): PP 30g laminado con PE 25µ.</p>	 <p>60cm</p> <p>50cm</p>
--	---

PRESENTACIÓN

Unidades embalaje 240

Presentación Estéril por óxido de Etileno

Alta 1/01/2000

Revisión 30/06/2016

NORMATIVA

Todos los productos de CARDIVAIS disponen de marcado CE, cumpliendo con la Directiva Europea 93/42/CE relativa a productos sanitarios.

CARDIVAIS tiene implantado y certificado un sistema de gestión de calidad y medio ambiente acorde a las normas ISO 9001; ISO 13485 e ISO 14001.

Los tejidos utilizados en la fabricación de los productos de cobertura quirúrgica cumplen requisitos de la norma UNE EN-13795-1.