

FICHA TÉCNICA

PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.



Ref: 60112

Guante de Vinilo Natural Sin Empolvar AQL 1.5

PROLIMAX
HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Guante de Vinilo 100% .
- Guantes de protección de uso general contra riesgos menores.
- Con superficie interior lisa para facilitar el engarzado y así disminuir los riesgos de dermatitis.
- Muy elástico, se adapta perfectamente a la mano y no oprime.
- Ambidiestros, sin empolvar y con puño enrollado-reforzado para una mejor adaptación.
- Guantes 100% Libres de Látex. (Especial alérgicos Tipo I).
- No estériles
- Nivel de inspección de micro-agujeros A.Q.L. 1.5.

INSTRUCCIONES

- Guantes de UN SOLO USO, no reutilizar.
- Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes.
- Tras su uso lavar e hidratar las manos apropiadamente.
- Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2° y $+50^{\circ}$ (se aconseja siempre entre $+5^{\circ}$ y $+30^{\circ}$). No exponer directamente a la luz solar

PROPIEDADES FÍSICAS

- Dimensiones

	Talla Pequeña	Talla Mediana	Talla Grande	Talla Extra Grande
Ancho de Palma	80-89 mm	90-99 mm	100-109 mm	110-119 mm
Largo Total	Mínimo 240 mm	Mínimo 240 mm	Mínimo 240 mm	Mínimo 240 mm
Peso	4.2 gr. +/-0.3	4.5 gr. +/-0.3	4.8 gr. +/-0.3	5.0 gr. +/-0.03
Grosor Dedos	0.06mm +/-0.03	0.06mm +/-0.03	0.06mm +/-0.03	0.06mm +/-0.03
Grosor Palma	0.06mm +/-0.03	0.06mm +/-0.03	0.06mm +/-0.03	0.06mm +/-0.03

- Resultados mecánicos

	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Límite de resistencia a la tensión (MPa)	Min. 9	Min. 9
Elongación	Min. 300 %	Min. 300 %

COMPOSICIÓN FÍSICA

- Materia prima 100 % Vinilo (Cloruro de Polivinilo de Alta Densidad — PVC)
- Color: NATURAL
- Superficie exterior lisa y Superficie interior lisa
- Sin empolvar
- Nivel de polvo: Máximo 2 mg/dm²

Ref. 60112 — Guante de Vinilo Natural Sin Empolvar AQL 1.5

NORMATIVAS

- **Directiva 93/42/CEE.**
- **Directiva 2007/47/CEE.**

Relativa a los productos sanitarios

Modificó la definición de las directivas 93/42/CEE, 98/79/CEE y 90/385/CEE siendo ahora la definición "productos sanitarios".

- **Directiva 89/686/CEE.**
- **Reglamento UE 10/2011.**

Relativa a los equipos de protección individual.

Referido sobre los materiales plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos, estudiando sus límites de migración. Constituyendo una medida a efectos del artículo 5, apartado 1 del Reglamento (CE) nº 1935/2004.

- **EN-420:2003.**
- **EN-388:2003.**
- **EN-455.—1,2,3.**
- **EN-374.—1,2,3.**
- **ASTM F1671.**

Referida a los requisitos generales de los guantes de protección.

Designa los guantes de protección contra riesgo mecánicos.

Norma de aplicación a los guantes médico sanitarios para la exploración de un solo uso.

Norma de aplicación a los guantes de protección contra riesgos químicos y biológicos.

Norma Referida a la metodología estándar para comprobar la resistencia de los materiales de los equipos de protección a la penetración de patógenos presentes en la sangre.

Norma internacional que regula la evaluación biológica de los productos sanitarios. En este apartado, dedicada a los ensayos de irritación e hipersensibilidad retardada (sensibilización).

- **ISO 10993-10.**

La ISO 13485:2003 es la norma internacional específica de calidad para productos sanitarios.

- **ISO 13485:2012.**

La ISO 13485:2012 es la norma internacional específica para productos sanitarios, con los requisitos para fines reglamentarios.

- **ISO 9001:2008.**

Norma internacional de aplicación Sistemas de control de calidad y sus requisitos.



PRESENTACIÓN Y LOGÍSTICA:

En estuches conformes a la normativa Europea de envasado y etiquetado, con pestaña abre fácil. 100 unid por estuche y embalajes de 10 estuches por caja (Total 1.000 unid).

Impresión de la talla, código de barras, normativas y pictogramas al uso, fechas de fabricación, caducidad y número de lote para una correcta trazabilidad.

- Medidas Estuche : 210x115x65 mm
- Medidas Caja: 335x238x218 mm
- Códigos por referencia:

Tallas Disponibles	Código Prolimax	Código de Barras (EAN)	Udes/caja	Cajas/fila	Filas/palet	Udes/palet
Talla Pequeña	60112P	8 436045 02060 4	10	13	9	1170
Talla Mediana	60112M	8 436045 02061 1	10	13	9	1170
Talla Grande	60112G	8 436045 02062 8	10	13	9	1170
Talla Extra Grande	60112SG	8 436045 02064 2	10	13	9	1170

USOS

Guante de protección para uso general, indicado especialmente para el uso en el sector Sanitario, Socio-Sanitario, Veterinario, Estética, Limpiezas, Pintura e Industrial.



PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

CIF: B-45632767

C/ Jardines, 7 - CP:45525 — BARCIENCE (Toledo)

Tlf: 925 779 507 - Fax: 925 771 364

mail: info@prolimax.es

R.G.S.A Importador fuera de la CEE 39.03909/TO

Licencia Importador Producto Sanitario 5971-PS

