

FICHA TÉCNICA COMPRESOR DENTAL TAT-1040D

MEJORANDO EL AIRE DENTAL CALIDAD, FIABILIDAD Y RENDIMIENTO

Compresor diseñado para ofrecer durabilidad y confort en aplicaciones médico-odontológicas, con acoplamiento directo que reduce el nivel de ruido y el costo de mantenimiento. Los compresores son libres de aceite de aceite y puede venir con y sin sistema secador.

Ideal para 1 o 2 unidades

FICHA TÉCNICA

- Envíos a todo destino nacional
- Potencia: 750W
- Fase Eléctrica: Monofásica
- Tipo de Alimentación: 110V/220V
- Presión Máxima: 8 bar
- Frecuencia: 50/60Hz.
- Ruido < 56dB
- Caudal 152L/min
- Capacidad de tanque: 40L
- Dimensiones 640x475x730 mm
- Velocidad 1400 / 1750 rpm
- Peso 33 Kg
- Garantía 1 año

CARACTERÍSTICAS

- Compresor de aire seco
- Libre de aceite
- Línea médica
- Sistema súper silencioso, < 56 db
- Racores acerados con manguera acerada.
- Filtro
- Válvula de Seguridad
- Válvula de Drenaje
- Rejillas Protectoras laterales

MODELO TAT1040 & TAT-1040D

