

Lupas
luces y
monturas



KDM by
PeriOptix®



Máxima luminosidad, ergonomía y control.

Lupas HDMax™



HDMax™

	HDMax™ 2.5x	HDMax™ 3.0x	HDMax™ 3.5x	Prismatic 4.0x TTL
Campo de vision	3,5"	3,5"	3,5"	2,5"
Profundidad de Campo	5,5"	5,0"	4,5"	2,5"
Peso	47g	48g	51g	61g

Luces

LumiPro™ Headlight

Diseñada para dar una luz uniforme nítida extrema de borde a borde

La luz LumiPro™ cuenta con componentes de vanguardia creados bajo estrictos controles y estándares de calidad. El resultado es claro: una emisión uniforme de luz natural que no compromete el tamaño, el color o la intensidad del punto. Diseñada para una luz uniforme, nítida, extrema de borde a borde.



	LumiPro	Competidor 1	Competidor 2
Peso	8g	10,8g	8g
Campo de iluminación	90mm	85mm	72mm
Temperatura del color	5500K	6500K	4500K
Intensidad	102 Lumens	68 Lumens	60 Lumens
Autonomía	10+ horas on higt	8 horas	8 horas



10%

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
231967	KDM 2.5x CUS250ADI TTL perivista	1.532,72 €	1.379,45 €
231968	KDM 3.0x CUS300ADI TTL perivista	1.625,97 €	1.463,37 €
231969	KDM 3.5x CUS350ADI TTL perivista	1.719,23 €	1.547,31 €
231970	KDM 2.5x TTL perivista c/prescrip.	1.532,72 €	1.379,45 €
231971	KDM 3.0x TTL perivista c/prescrip.	1.625,97 €	1.463,37 €
231972	KDM 3.5x TTL perivista c/prescrip.	1.719,23 €	1.547,31 €
230192	KDM 4.0 CUS400ADI TTL perivista	2.213,81 €	1.992,43 €
230376	KDM 4.0 TTL perivista c/prescrip.	2.213,81 €	1.992,43 €

Monturas

Colores disponibles



Negro



Rojo



Gris



Copper



Oro



Blanco



Azul



Plata

Ref.	Descripción	P.V.P.	OFERTA
230383	RC mini headlight PeriOptix luz + cable	1.134,12 €	1.020,71 €
230196	Luz Led PeriOptix A LED5-99 black firefly	1.545,35 €	1.390,82 €
230197	Luz Led PeriOptix A LED5-99R red firefly	1.545,35 €	1.390,82 €
230198	Luz Led PeriOptix A LED5-99B blue firefly	1.545,35 €	1.390,82 €
232057	Luz Lumipro PeriOptix	1.700,45 €	1.360,36 €


20%



Claridad

Diseñada para una luz uniforme nítida extrema de borde a borde

KDM by PeriOptix mejora la agudeza visual a través de potentes luces que eliminan las sombras en la cavidad bucal, eliminando la necesidad de un ajuste constante de la iluminación del techo. Proporcionan una salida de color uniforme y natural necesaria para garantizar el mejor resultado con sus pacientes.



Su diseño ligero alivia la tensión del cuello. Aunque significativamente más pequeña, LumiPro™ también es más ligera que la mayoría de las luces del mercado. Promueve una postura ergonómica y reduce el riesgo de tensión excesiva en el cuello y el cuerpo.



LED Firefly™

- Intensidad de Luz: 2 opciones — high 32.000 lux y low 20.000 lux
- Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y para la mayoría de las lupas del mercado.
- Tiempo estimado de carga: Cargan ambos focos en 2 h.
- Autonomía: 150 minutos en low, 90 minutos en high.
- Disponible en tres colores: negro, rojo y azul.
- Campo de iluminación: 70 mm
- Peso: 28 g



LED RC Mini™

- Intensidad de Luz: Totalmente ajustable hasta 40,000 lux.
- Adaptadores compatibles para todos los modelos PeriOptix y para la mayoría de las lupas del mercado.
- Tiempo estimado de carga: 3 horas.
- Campo de iluminación: 75 mm.
- Autonomía estimada: 8 horas.
- Peso: 9 g.



Entrevista a nuestra Especialista



Estanea es código QR para leer la entrevista a **María Jesús Rubio**, Óptico-optometrista y especialista en Lupas Dentales de **Grupo Kalma**

