

# FICHA TÉCNICA

PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.



Ref: 64703 — Modelo: LHKL-B-1

## Mascarilla Polipropileno Quirúrgica Azul 3 Capas Con Gomas

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

-Mascarilla de Polipropileno Rectangular de 3 capas, con 3 pliegues que provocan un mejor acople anatómico. Con tira moldeable en la parte superior para provocar una mejor sujeción nasal y con elástico de ajuste para un mejor acople en ambos pabellones auditivos.

### INSTRUCCIONES

- Producto de UN SOLO USO, no reutilizar.
- Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre  $-2^{\circ}$  y  $+50^{\circ}$  (se aconseja siempre entre  $+5^{\circ}$  y  $+30^{\circ}$ ). No exponer directamente a la luz solar.
- Tiempo máximo de uso 4 horas

### PROPIEDADES FÍSICAS

- Materia prima Primera Capa: Polipropileno (PP) con una densidad de  $25 \text{ grs/m}^3$ .
- Materia prima Segunda Capa: MeltBlown con una densidad de  $25 \text{ grs/m}^3$ .
- Materia prima Tercera Capa: Polipropileno (PP) con una densidad de  $20 \text{ grs/m}^3$ .
- Color: AZUL
- Medidas: 17,5x9,5 cm
- Elástico de ajuste suaves para un ajuste confortable en ambos pabellones auditivos.

#### Tela No Tejida (25 grs)

Doble filtración y buena permeabilidad al aire

1

#### MeltBlown (25 grs)

Absorción de partícula finas en el aire, por carbón activado

2

#### Tela No Tejida (20 grs)

Filtrado de bacterias y purificación del aire

3



### PRESENTACIÓN Y LOGÍSTICA:

- Presentación: 40 estuches con 50 mascarillas. Total Caja: 2.000 Mascarillas
- Caja exterior con descripción completa, pictogramas informativos y código de barras
- Medidas Caja: 49,5x39x43
- Referencia Prolimax: 64703
- Código de Barras (EAN): 8 4360450 25234

Cajas por Palet	Estuches por Palet
30	1200

### NORMATIVAS

- **Reglamento (EU) 2017/745**
- **EN-14683:2019+AC:2019**

Relativa a Productos sanitarios (MDR). Producto Sanitario Clase I  
Norma mascarillas Quirúrgica de Eficacia de Filtración Bacteriana  $\geq 98\%$   
Respirabilidad/Presión Diferencial:  $< 60\%$   
Presión de Resistencia a las Salpicaduras:  $\geq 16$   
Limpieza Microbiana/Carga Biológica:  $\leq 30 \text{ UFC/g}$   
Mascarilla Quirúrgicas Tipo IIR  
Certificado Pony Testing International Group N°: GOLMOXKC355595L1  
Laboratorio Acreditado por CNAS N°: L0412

- **Ensayo Específico COVID-19**

Ensayo realizado por Laboratorio CITEVE, con número 10010L/2020 -1 relativo a la mascarillas y su uso ante COVID-19. Basado en la permeabilidad en mascarillas de un solo uso EN ISO 9237:1995 y la retención de partícula MI 142/00. Resultados conformes en mascarillas Nivel 2 para uso profesional y conforme a las mascarillas de Cirugía.

- **Producto 100 % Libre de Látex y Fibra de Vidrio.**



PROLIMAX HIGIENE INDUSTRIAL, S.L.

CIF: B-45632767  
C/ Jardines, 7 - CP:45525 — BARCIENCE (Toledo)  
Tlf: 925 779 507 - Fax: 925 771 364  
mail: gestion@prolimax.es

R.G.S.A Importador fuera de la CEE 39.03909/T0  
Licencia Importador Producto Sanitario 5971-PS

