

LUZ INTRAORAL ELITE

Ref. 09070006

Iluminación completa para todo el espacio intraoral.

CLASIFICACIÓN SEGÚN DIRECTIVA 93/42:

Producto sanitario Clase II a.

CARACTERÍSTICAS:



Rango de voltaje:	AC 100-240V VAC 50/60Hz.
Batería:	Recargable durante horas consecutivas.
LED:	SI 3 luces blancas LED por encima de 35000 lux CRI>85 6500K. 2 luces azules LED por encima de 1000 lux.
Rendimiento eléctrico:	0,58 - 0,68 Kw.
Pieza de mano con luz intraoral LED	SI
Bloques mordido de silicona:	2 uds.1 pequeño y 1 mediano.
Cable mini USB:	SI. 3 m de longitud.
Cargador de batería:	SI
Fundas protectoras desechables:	SI
Portable:	SI
Interruptor on/off:	SI
Color:	Blanco.
Certificación:	CE