

INSTRUCCIONES DEL VIBRADOR DENTAL JT-14



Bienvenido a nuestros productos

El Vibrador JT-14 es un vibrador es de aspecto agradable y fuerte poder de vibración.

Este es uno de los elementos necesarios para hacer el yeso, la duplicación, que puede hacer todos los modelos sin ningunas burbujas, y hace los modelos sólidos y perfecto.

Se puede ajustar libremente para elegir diferentes potencias.

Fácil de operar y con un rendimiento estable.

Especificaciones

- Alimentación :
 - ①、220V/50Hz±10%.
 - ②、110V/60Hz±10%.
- Potencia : 100W
- Carga máxima : ≤2kg

NOTA: Estos productos han sido depurados antes de ser enviados desde nuestra fábrica. Usted encontrará que no vibra fuertemente después de que encendido. Pero normalmente puede trabajar a su máxima potencia cinco minutos después.

También puede ajustar la potencia de acuerdo a sus necesidades.