

NEUBER

Carrito para Clinica Dental con Encimera de Vidrio

Mobiliario Clinico · Equipamiento Dental
Ref: UM-540



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El NEUBER UM-540 es un carrito profesional para clinica dental diseñado para entornos clinicos exigentes. Incorpora una encimera de cristal templado y estructura de acero inoxidable, combinando funcionalidad con facilidad de limpieza y desinfeccion. Cuenta con **5 unidades** (1 panel de cierre + 4 cajones): la superior actua como **panel de cierre con llave de seguridad**, ocultando y protegiendo los 4 cajones de almacenamiento inferiores. Todas las superficies son resistentes a arañazos, agua y corrosion.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

■ 5 Unidades (1 panel de cierre + 4 cajones)	La unidad superior es un panel de cierre con llave — NO es un cajon de almacenamiento. Cubre y protege los 4 cajones funcionales inferiores.
■ Encimera de Cristal Templado	Superficie higienica y resistente a arañazos, facil de desinfectar con productos clinicos habituales.
■ Estructura de Acero Inoxidable	Cuerpo y carriles guia resistentes a la corrosion para larga vida util en entornos de esterilizacion.
■ Cerradura de Seguridad	El panel de cierre incorpora cerradura con llave para restringir el acceso no autorizado a los cajones.
■ Alta Facilidad de Limpieza	Materiales seleccionados — vidrio, acero inoxidable, asa de aluminio y bandeja de plastico — para limpieza optima.
■ Compacto y Movil	Base de 500 x 500 mm con ruedas para un posicionamiento facil junto al sillón dental o unidad de tratamiento.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	VALOR	NOTAS
Dimensiones (An x Fo x Al)	500 x 500 x 840 mm	Formato compacto para clinica dental
Peso neto	32 kg	
Unidades de cajon	5	1 panel de cierre + 4 cajones de almacenamiento
Encimera	Cristal templado	Resistente a arañazos y productos quimicos
Cuerpo y carriles guia	Acero inoxidable	Resistente a la corrosion
Asa	Aleacion de aluminio	
Bandeja	Plastico	Extraible para limpieza
Color	Blanco	
Cerradura de seguridad	Si — panel de cierre superior	Llave incluida
Resistencia agua/arañazos	Si	Superficies resistentes a salpicaduras
Resistencia a la corrosion	Si	Apto para entornos de esterilizacion
Referencia fabricante	UM-540	Marca: NEUBER

■ **Nota importante** — **Configuracion de cajones:** El UM-540 tiene 5 unidades en altura de cajon. La **unidad superior es un panel de cierre con llave** — no se abre como cajon de almacenamiento. Su funcion es cubrir y bloquear los **4 cajones de almacenamiento** situados debajo.