

PROGRAMAS



Programa	Temperatura	Presión	Tiempo de esterilización	Tiempo total T218/T223
S Rápido	134 °C	210	4 m	11~15min / 15~20min
B Estándar	134 °C	210	4 m	30~49min / 38~57min
B Suave	121 °C	110	20 m	38~54min / 46~62min
Prion	134 °C	210	18 m	37~52min / 45~60min
Test B&D	134 °C	210	3.5 m	28~35min
Test Helix	121 °C	110	30 m	28~35min
Textil	134 °C	210	3.5 m	28~35min
Test Vacuum	-	-	-	20~25min
Descalcificador	-	-	-	Aprox. 40minutos