

• Conscious dentistry •

VIDU

STONE GYPSUM Type Ortho

es • Yeso piedra Tipo Orto
it • Gesso di pietra Tipo Orto
fr • Plâtre pierre Type Ortho
pt • Gesso pedra Tipo Orto
de • Hartgips Typ Ortho

**"THE FUTURE
IS IN YOUR HANDS"**

VIDU

STONE GYPSUM Type Ortho

en

INSTRUCTIONS FOR USE


Description

Hard type 3 stone for orthodontic models, removable prostheses, demonstration and antagonist models.
Color: brilliant white.

Technical specifications

Setting time: 7 min.
Setting expansion: 0,09%
Compressive strength: 60 MPa - 8.700 Psi - 610 Kg/cm²
Rockwell hardness: 60 HRI.

Application



Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all VIDU plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.

Storage

Seal the container after use.

Minimum shelf life

3 years
Do not use after the expiry date.

Packaging

[REF] VI56001 STONE GYPSUM Type Ortho – 6 Kg

VIDU

YESO PIEDRA Tipo Orto

es

INSTRUCCIONES DE USO


Descripción

Escayola dura tipo 3 para modelos de ortodoncia, prótesis removibles, modelos de demostración y antagonistas.
Color: blanco brillante.

Especificaciones técnicas

Tiempo de fraguado: 7 min.
Expansión de fraguado: 0,09%
Resistencia a la compresión: 60 MPa - 8.700 Psi - 610 Kg/cm²
Dureza Rockwell: 60 HRI.

Aplicación



Mediciones realizadas con agua desionizada a 23 °C. Con "Time Out" (regulador de tiempo de trabajo para todos los yesos/escayolas VIDU) el tiempo de vertido se puede aumentar según la técnica preferida.

Almacenamiento

Selle el envase después de su uso.

Vida útil mínima

3 años
No usar después de la fecha de caducidad.

Embalaje

[REF] VI56001 YESO PIEDRA Tipo Orto – 6 Kg



**ECO
DESIGN**



**CLOSE
MANUFACTURE**



**RESPONSIBLE
CONSUMPTION**



**SMART
WASTE**



**ONLINE
DISTRIBUTION**

LASCOD S.P.A.
Via L. Longo 18, 50019 Sesto Fiorentina,
Florence, Italy
MADE IN ITALY

Dentared Odontology Services SL
C. Torres Quevedo 13 Alcobendas,
28108, Madrid, Spain
www.vidu.eco

2022-REV-001



MODE D'EMPLOI

Description

Plâtre dur de type 3 pour modèles orthodontiques, prothèses amovibles, modèles de démonstration et antagonistes.

Couleur : blanc brillant.

Spécifications techniques


Temps de prise : 7 min.

Mise en place de l'expansion : 0,09%

Résistance à la compression : 60 MPa - 8.700 Psi - 610

Kg/cm²

Dureté Rockwell : 60 HRI.

Application

Mesures effectuées avec de l'eau désionisée à 23 °C. Avec "Time Out" (régulateur de temps de travail pour tous les gypses/plâtres VIDU), le temps de coulée peut être augmenté en fonction de la technique préférée.

Stockage

Fermez le récipient après utilisation.

Durée de vie minimale

3 ans

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Emballage

[REF] V156001 PIERRE DE GYPSE Type Ortho - 6 Kg

ISTRUZIONI PER L'USO

Descrizione

Gesso duro di tipo 3 per modelli ortodontici, protesi rimovibili, modelli dimostrativi e antagonisti.

Colore: bianco brillante

Specifiche tecniche


Tempo di regolazione: 7 min.

Espansione dell'impostazione : 0,09%

Resistenza alla compressione: 60 MPa - 8.700 Psi - 610

Kg/cm²

Durezza Rockwell: 60 HRI.

Applicazione

Misure effettuate con acqua deionizzata a 23 °C. Con il "Time Out" (regolatore dell'orario di lavoro per tutti gli intonaci VIDU) il tempo di colata può essere aumentato in base alla tecnica preferita.

Deposito

Sigillare il contenitore dopo l'uso.

Durata minima di vita

3 anni

Non usare dopo la data di scadenza.

Imballaggio

[REF] V156001 GESSO DI PIETRA Tipo Orto - 6 Kg

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Descrição

Gesso duro tipo 3 para modelos ortodônticos, próteses removíveis, modelos de demonstração e antagonistas.

Cor: branco brilhante.


Especificações técnicas

Tempo de definição: 7 min.

Expansão do fraguado: 0,09%

Força compressiva: 60 MPa - 8.700 Psi - 610 Kg/cm²

Dureza Rockwell: 60 HRI.

Aplicação

Medições feitas com água desionizada a 23 °C. Com o "Time Out" (controlador de tempo de trabalho para todos os gessos VIDU) o tempo de verter pode ser aumentado de acordo com a técnica preferida.

Armazenamento

Selar o recipiente após a sua utilização.

Vida útil mínima

3 anos

Não utilizar após a data de expiração.

Embalagem

[REF] V156001 GESSO PEDRA Tipo Orto - 6 Kg