

adversia®



EUROSAVOY®

ELEMENTO
PROTECCIÓN
EPI CAT I

FICHA TÉCNICA



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre:	Bata lavable	REF 113608
Marca:	Eurosavoy	
Color:	Blanco	
Tallas:	Única	
Presentación:	Embolsado individual	

FABRICANTE

Nombre:	ADVERSIA, S.L
CIF:	B13514013
Calle:	Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
C.P:	13250
Población/Prov.	Daimiel (Ciudad Real)
Teléfono:	926260171
Email/web	pedidos@adversia.es/www.adversia.es

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Función:	Bata lavable y elástica con laminado impermeable y transpirable. Manga con puño elástico especial para seguridad en el ámbito laboral. Atada en cintura. Cubre el torax anterior y posterior, brazos y parte de las piernas. Resistencia química y física.
Tamaño:	Largo 110±2 cm, ancho total 144±2 cm, manga 61±2 cm
Caducidad	5 años a la fecha de fabricación indicada. Mantener en lugar fresco y seco entre 5° y 30°
Uso:	Lavable a 90 grados hasta 40 veces

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Descripción:	Interlock + laminado transpirable e impermeable
Materia prima:	100% poliéster Interlock, 100% Poliuretano (Laminado)
Gramaje:	120 grs/m ² ± 10% (95+25)
Propiedades:	Impermeabilidad, columna de agua 650, ISO 811:218 Transpirabilidad, vapor de agua 1009,97, FNM 817 Lavable a 90°C, 40 veces
Norma (Cumple): Batas quirúrgicas 13795: 2019	A.2.3. Resistencia a la penetración de líquidos, standar (área crítica) ≥20, Altas (área crítica) ≥100, Resultado >1000 A.2.7. Resistencia a la penetración de microbiana húmedo, standar (área crítica) ≥2,8, Altas (área crítica) ≥6, Resultado = 6±0,2

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD CE

Es conforme a los requisitos del Reglamento Europeo 2016/425 sobre EPI y con los requisitos de EPI de categoría I

