

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT FINI

## 100 Lingettes désinfectantes ASEPTONET



### COMPOSITION DU LIQUIDE DESINFECTANT

Référence de la formule : 998 077

INGREDIENTS
AQUA CHLORURE DE BENZALKONIUM TRIDECETH -7 ETHANOL ISOPROPANOL PARFUM

- bactéricide selon la norme EN 1276
- bactéricide selon la norme EN 1040
- fongicide selon la norme EN1650 (sur Candida Albicans)
- fongicide selon la norme EN 1275
- virucide sur l'Herpès Simplex Virus (HSV), Influenza A (H1N1)

### CARACTERISTIQUES DU NON TISSE

- VH23
- ➔ Composition : Cellulose, viscosse en voie humide.
  - ➔ Grammage : 23 g/m<sup>2</sup> +/- 3 g/m<sup>2</sup>.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT FINI

	<u>DESCRIPTION</u>
➔ Emballage :	Boite blanche diamètre 83 Opércule Cape verte
➔ Non-tissé :	- 100 serviettes +/-1 - 130X200 mm +/- 5 mm
➔ Imprégnation :	180 ml/boite.