

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	MASCARILLAS RECTANGULARES
<b>FABRICANTE</b>	SWOR WUHAN CO. LTD
<b>DISRTIBUIDOR</b>	INTERNACIONAL VENTUR S.A.
<b>DESCRIPCIÓN Y USO</b>	Fabricada con triple capa. Resistente a los fluidos. Con elásticos muy confortables y lámina nasal en aluminio. Color azul. Material: capa exterior: tela no tejida de polipropileno Capa interna: tela no tejida ES (PET + PP) Capa intermedia: tela no tejida soplada por fusión Tamaño: 9.5X17.5CM Puente de nariz: banda de metal encapsulada de PE ajustable
<b>ENVASE</b>	Caja de 50 unidades
<b>ETIQUETADO</b>	Producto sanitario de Clase I.
<b>ALMACENAJE</b>	Conservar en un lugar seco y fresco
<b>FICHA TÉCNICA</b>	SI