

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

MASCARILLAS ML34002

Finalidad terapéutica

Mascarillas para protección al paciente.

Descripción

Mascarillas higiénicas:

- desechables
- no estériles
- alta filtración
- sin fibra de vidrio
- producto sanitario clase I

La mascarilla facial de 3 pliegues debería utilizarse sólo para reducir la incomodidad causada por la exposición a partículas no tóxicas cuando la concentración de esas partículas no exceda del límite nacional de exposición permisible.

Composición

Mascarilla

Cubierta exterior: 16g/m² Polipropileno termo-sellado

Medio de filtración: 22g/m² Polipropileno

Cubierta interior: 25g/m² Polipropileno termo-sellado

Pieza nasal: Banda de metal encapsulado ajustable.

Banda de sujeción craneal: banda blanca elástica de 3 tiras.

50% caucho natural & 50% hilo de poliéster