

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA DE PRODUCTO	ST-04 REV. 7	
		fecha	30/04/2013
		PAG.	1 di 2

ECO-JET 1 spray		
FINALIDAD DE USO	DESINFECTANTE SPRAY DE ALTO NIVEL PARA SUPERFICIES	
NORMAS LEGALES APLICABLES AL PRODUCTO	Reg. CE 1272/2008 ETICH. P.P. e S.M.I.	
	DIR. 93/42/CE e S.M.I.	
	UNICEI EN ISO 14971:2012 APLICACION GEST. RISCHI e S.M.I.	
	CEI UNI EN ISO 15223-1 2012 SIMBOLOS GRAFI. e S.M.I.	
	Dlgs 81/2008 PROTECCION DE LA SALUD e S.M.I.	
	UNI EN ISO 13485:2012 REQUISITOS e S.M.I.	
TEST DI EFFICACIA UFFICIALICE	UNI EN 13697 – EFICACIA BACTERICIDA UNI EN 13697 – EFICACIA FUNGICIDA UNI EN 14476 – EFICACIA VIRUCIDA UNI EN 14348 - EFFICACIA TUBERCULOCIDA /MICOBACTERIANA	
COMPOSICION QUIMICA	0,6% Plurasolv PnB (Propil Glic.N-butil Etere) 1,12% Bardac 22 - Lonza (DDCA 50%) 0,05% SILIC. SE 9 (Si es necesario)	
CARACTERISTICAS QUIMICO-FISICO	10% Etanol 0,1% Ac. Citrico/Citrato q.b. a pH 7 0,1 % Aromas a flores	
	PH (tq)	5 ± 1
	DENSIDAD A 20°C (g/cm ³)	0,983 ± 0,005
	ASPECTO Y COLOR	LIQUIDO INCOLORO
	OLOR	Perfume florido
	PUNTO DE EBLLICION	n.d.
	INDICE DE REFRACCIÓN (R.I.)	1,340 ± 0,005
	SOLUBILIDAD	Soluble completa
RENDIMINETO	EFICACIA EN CONTRA DE : - BACTERIAS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS , PSEUDOMONAS AEUROGINOSA , ENTEROCOCCUS HIRAE, ESCHERICHIA COLI) , Y - HONGOS (CANDIDA ALBICANS, ASPERGILLUS. NIGER) - VIRUS (HEPATITIS B VIRUS, HEPATITIS C VIRUS, VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA) - MICROBACTERIA (MYCOBACTERIUM TERRAE E MYCOBACTERIUM AVIUM)	
MODO DE USO	SOLUCIÓN SPRAY LISTA PARA EL USO Y FROTAMIENTO	
CADUCIDAD	5 AÑOS DE LA PRODUCCION (DE LA CONFECCION ORIGINAL)	
CONDICIONES CONSERVACION	PROTEGER DE LA LUZ DIRECTA-	
INFLAMABLE	> 60°C	

MAGNOLIA s.r.l. LABORATORIO	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	ST-04 REV. 7	
		fecha	30/04/2013
		PAG.	2 di 2

ETIQUETA DE PELIGROSIDAD	//	
ETIQUETADO DE PELIGRO	//	
BIODEGRABILIDAD DE COMPONENTES	TODOS LOS COMPONENTES SON "FACILMENTE BIODEGRADABLES"	
CONFECCIÓN DEL ENVASE PRIMARIO	Características embalaje	BOTELLA PE DA 500 ML
	Forma	ERGONOMICA
	Peso (botella vacia) (g)	52 (con tapa y rosca) + 22 (pulverizadores)
	Peso (contenido) (g)	491
	Etiqueta	PE, Frontal y posterior de 2 gramos aprox.
CONFECCION DE EMPAQUETADO DE CAJA	Características de embalaj	Carton ondulado impreso a cuatro colores con asa
	Dimensiones de carton	205 X 110 X 230
	contenido	4 botellas de 500 ML + 1 pulverizador
	Peso Total (kg)	0,168 + (0,544)X4 +0,022 = 2,366
FICHA DE PALETIZACION		
1°-3°-5° CAPA (35 CAJAS POR CAPA)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15					
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

2°- 4°STRATO (35 CARTONI PER STRATO)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35