

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS


- Guantes de examen, hecho de Látex natural sin polvo.
- Con la punta de los dedos microtexturada para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Ambidiestros
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

NORMATIVA

Clase I: Dispositivo Médico según norma EN 455 1/2/3/4, Directiva DM 93/42/CEE, y American Standard ASTM D3578

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo C y EN374/5, EN388, y Reglamento UE 2016/425.

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de protección para sector médico terapéutico, e industrial.

El guante de látex puede dar alergia. En caso de alergia, contacte con un médico de inmediato. Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

CARACTERÍSTICAS

| Referencia | Tamaño | Contenido dispensador | Unidades por cartón | Largo en mm | Ancho en mm | Grosor mínimo en mm(+/-0,02) | |
|------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | Dedo | Mano |
| 28011 | XS | 100 Unidades | 10 | 240 | ≤ 80 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |
| 28012 | S | 100 Unidades | 10 | 240 | 80 ± 10 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |
| 28013 | M | 100 Unidades | 10 | 240 | 95 ± 10 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |
| 28014 | L | 100 Unidades | 10 | 240 | 110 ± 10 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |
| 28015 | XL | 100 Unidades | 10 | 240 | ≥110 | Min. 0,10 | Min. 0,11 |

Antes del envejecimiento

| Resistencia | Elasticidad |
|-------------|-------------|
| Min. 6N | 750% |

Después del envejecimiento

| Resistencia | Elasticidad |
|-------------|-------------|
| Min .6N | 500% |

CONTACTA CON NOSOTROS

ICEMEDICS

Calle Del Eslabon, nº3 Polg.Ind.Santa Ana
28522 RIVAS-VACIAMADRID
TLF.679.76.62.61