

# VALO™ X

LÁMPARA LED PARA FOTOPOLIMERIZACIÓN



© 2022 Ultradent Products, Inc. All rights reserved.

## LA NUEVA GENERACIÓN EN LÁMPARAS LED

**NEW!**

## COMPLETAMENTE REDISEÑADA

- Construida desde cero para crear la lámpara de LED más innovadora posible

## MAYOR TAMAÑO DE LENTE

- La lente de 12,5 mm cubre cualquier tamaño de diente manteniendo la accesibilidad y comodidad del paciente

## MULTI CONFIGURACIÓN

- Puede usarse con cable o inalámbrica (batería y cable adaptador incluidos)

## FUNCIÓN ACCELERÓMETRO

- Le permite moverse rápida y fácilmente a través de los modos de fotopolimerización y diagnóstico

## ALUMINIO AEROSPAECIAL DE ALTO GRADO

- El diseño de un solo cuerpo es excepcionalmente duradero y facilita la eliminación del calor

## INTERFAZ SIMPLIFICADA

- Los modos de fotopolimerización o diagnóstico se activan mediante botones o con la función acelerómetro

## 5 AÑOS DE GARANTÍA

- Única lámpara LED con 5 años de garantía del fabricante

## CONJUNTO DE 12 LEDS

- Proporciona luz de alta intensidad con amplia profundidad de fotopolimerización

MODOS DE LUZ PARA FOTOPOLIMERIZACIÓN: Potencia normal, Potencia Extra | MODOS DE LUZ PARA DIAGNOSTICO: Luz de ayuda blanca para diagnóstico, Luz de ayuda negra para diagnóstico

## USO ENTRE LOS DIFERENTES MODOS



**MODOS DE FOTOPOLIMERIZACIÓN:**  
Mueva la VALO X hacia adelante como un "movimiento de tambor" para pasar de un programa de fotopolimerización al otro.



**MODOS DE LUZ PARA DIAGNOSTICO:**  
Mueva la VALO X con un movimiento lateral para pasar de un programa de diagnóstico al otro.

## LENTES ACCESORIAS INCLUIDAS

### 2 LENTES DE FOTOPOLIMERIZACIÓN



Lente PointCure™

Lente ProxiCure™ bola

### 3 LENTES DE DIAGNOSTICO



Lente TransLume™

Lente Interproximal

Lente Difusor

## 5973 - VALO™ X Kit

- 1 Lámpara de Fotopolimerización LED VALO™ X
- 5 Lentes accesorias.
- 2 Baterías recargables.
- 1 Cargador de batería.
- 1 Fuente de alimentación (para cargador de batería o adaptador de cable)
- 1 Adaptador de cable.
- 1 Soporte para pieza de mano.
- 1 Pantalla protectora de luz
- 1 Muestras de fundas protectoras

## Accesorios

- 4951** Cargador de Batería VALO™ X
- 4952** Fuente de alimentación con enchufes universales
- 5189** Cable Adaptador VALO™
- 5437** Baterías VALO™ X (2 Unidades)
- 4665** Fundas de protección desechables para VALO™ X (100 Unidades)